

pTNF- α -promoter-TA-luc (报告基因质粒)


产品编号	产品名称	包装
D2481-1 μ g	pTNF- α -promoter-TA-luc (报告基因质粒)	1 μ g
D2481-100 μ g	pTNF- α -promoter-TA-luc (报告基因质粒)	100 μ g

产品简介：

- pTNF- α -promoter-TA-luc (报告基因质粒)是碧云天自行研发的用于检测TNF- α promoter转录活性水平的报告基因质粒。
- pTNF- α -promoter-TA-luc是以碧云天的pGL6-TA质粒为模板，在其多克隆位点插入了human TNF- α 的启动子序列(-991bp ~ -1bp)，可以高灵敏度地检测human TNF- α promoter的激活水平。
- TNF- α (Tumor Necrosis Factor α)，中文名为肿瘤坏死因子 α ，是一种非常重要的炎性细胞因子，在炎性疾病的发生发展过程中起重要作用，常作为炎症反应的重要指标。
- pGL6-TA是用于在哺乳动物细胞中进行萤火虫萤光素酶(firefly luciferase)报告基因检测的新一代质粒。该报告基因质粒比Promega公司的pGL3系列有了全面的改进，一方面对于luciferase的编码进行了改进，确保能更好地在哺乳动物细胞中进行表达，同时对整个质粒中所有可以被预测出的可能的转录因子结合位点全部进行了适当的突变处理，在保持原有功能不变的情况下，使各种转录因子在质粒上的非特异性结合降到最低。
- pTNF- α -promoter-TA-luc质粒的主要信息如下：

Base pairs	6596
hTNF- α promoter	20-1010
Minimal TA promoter (pTA)	1033-1055
luc2 reporter gene	1097-2749
SV40 late poly(A) signal	2784-3005
SV40 early enhancer/promoter	3053-3471
Synthetic neomycin phosphotransferase (Neor) coding region	3496-4290
Synthetic poly(A) signal	4315-4363
Reporter Vector primer 4 (RVprimer4) binding region	4430-4449
ColE1-derived plasmid replication origin	4687
Synthetic Beta-lactamase (Amp ^r) coding region	5451-6348
Synthetic poly(A) signal/transcriptional pause site	6443-6596
Reporter Vector primer 3 (RVprimer3) binding region	6545-6564

- pTNF- α -promoter-TA-luc质粒的图谱如下：



➤ pTNF- α -promoter-TA-luc的多克隆位点及TNF- α promoter的详细图谱如下:

	BglI	KpnI	TNF- α promoter		
1	GGCCTAACTG CCGGATTGAC	GCCGGTACCA CGGCCATGGT	GCTCCTGGGA CGAGGACCCT	GATATGGCCA CTATACCGGT	CATGTAGCGG GTACATCGCC
51	CTCTGAGGAA GAGACTCCTT	TGGGTTACAG ACCCAATGTC	GAGACCTCTG CTCTGGAGAC	GGGAGATGTG CCCTCTACAC	ACCACAGCAA TGGTGTCTGTT
101	TGGGTAGGAG ACCCATCCTC	AATGTCCAGG TTACAGGTCC	GCTATGGAAG CGATACCTTC	TCGAGTATGG AGCTCATAACC	GGACCCCCCC CCTGGGGGGG
151	TTAACGAAGA AATTGCTTCT	CAGGGCCATG GTCCCGGTAC	TAGAGGGCCC ATCTCCCGGG	CAGGGAGTGA GTCCCTCACT	AAGAGCCTCC TTCTCGGAGG
201	AGGACCTCCA TCCTGGAGGT	GGTATGGAAT CCATACCTTA	ACAGGGGACG TGTCCCCTGC	TTAAGAAGA AAATCTTCT	TATGGCCACA ATACCGGTGT
251	CACTGGGGCC GTGACCCCGG	CTGAGAAGTG GACTCTTCAC	AGAGCTTCAT TCTCGAAGTA	GAAAAAATC CTTTTTTTAG	AGGGACCCCA TCCCTGGGGT
301	GAGTTCCTTG CTCAAGGAAC	GAAGCCAAGA CTTCGGTTCT	CTGAAACCAG GACTTTGGTC	CATTATGAGT GTAATACTCA	CTCCGGGTCA GAGGCCCAGT
351	GAATGAAAGA CTTACTTTCT	AGAAGGCCTG TCTTCCGGAC	CCCCAGTGGG GGGGTCACCC	EcoRI XmaI/SmaI GTCTGTGAAT CAGACACTTA	TCCCGGGGGT AGGGCCCCCA
401	GATTTCACTC CTAAAGTGAG	XmaI/SmaI CCCGGGGCTG GGGCCCCGAC	TCCCAGGCTT AGGGTCCGAA	GTCCCTGCTA CAGGGACGAT	CCCCACCCA GGGGGTGGGT
451	GCCTTTCCTG CGGAAAGGAC	AGGCCTCAAG TCCGGAGTTC	CCTGCCACCA GGACGGTGGT	AGCCCCCAGC TCGGGGTTCG	TCCTTCTCCC AGGAAGAGGG
501	CGCAGGGACC GCGTCCCTGG	CAAACACAGG GTTTGTGTCC	CCTCAGGACT GGAGTCCTGA	CAACACAGCT GTTGTGTCTGA	TTTCCCTCCA AAAGGGAGGT
551	ACCCCGTTTT TGGGGCAAAA	CTCTCCCTCA GAGAGGGAGT	AGGACTCAGC TCCTGAGTCG	TTTCTGAAGC AAAGACTTCG	CCCTCCCAGT GGGAGGGTCA
601	TCTAGTTCTA AGATCAAGAT	TCTTTTTCT AGAAAAAGGA	GCATCCTGTC CGTAGGACAG	TGGAAGTTAG ACCTTCAATC	AAGGAAACAG TTCCTTTGTC
651	GCCACAGACC CGGTGTCTGG	TGGTCCCCAA ACCAGGGGTT	AAGAAATGGA TTCTTTACCT	GGCAATAGGT CCGTTATCCA	TTTGAGGGGC AAACTCCCCG
701	ATGGGGACGG TACCCCTGCC	GGTTCAGCCT CCAAGTCGGA	CCAGGGTCCT GGTCCCAGGA	ACACACAAAT TGTGTGTTTA	CAGTCAGTGG GTCAGTCACC
751	CCCAGAAGAC GGGTCTTCTG	CCCCTCGGA GGGGGAGCCT	ATCGGAGCAG TAGCCTCGTC	GGAGGATGGG CCTCTACCC	GAGTGTGAGG CTCACACTCC
801	GGTATCCTTG CCATAGGAAC	ATGCTTGTGT TACGAACACA	GTCCCCAACT CAGGGGTGA	TTCCAAATCC AAGGTTTAGG	CCGCCCCCGC GGCGGGGGCG
851	GATGGAGAAG CTACCTCTTC	AAACCGAGAC TTTGCTCTG	AGAAGGTGCA TCTTCCACGT	GGGCCCACTA CCCGGGTGAT	CCGCTTCCTC GGCGAAGGAG
901	CAGATGAGCT GTCTACTCGA	SacI CATGGGTTTC GTACCCAAAG	TCCACCAAGG AGGTGGTTCC	AAGTTTTCCG TTCAAAGGC	CTGGTTGAAT GACCAACTTA
951	GATTCTTTCC CTAAGAAAGG	CCGCCCTCCT GGCGGGAGGA	CTCGCCCCAG GAGCGGGGTC	GGACATATAA CCTGTATATT	AGGCAGTTGT TCCGTCAACA
1001	TGGCACACCC ACCGTGTGGG	-1 PstI BglIII AGATCTGCAG TCTAGACGTC	HindIII AAGCTTAGAC TTCGAATCTG	Minimal TA promoter ACTAGAGGGT TGATCTCCCA	ATATAATGGA TATATTACCT
1051	AGCTCGACTT	CCAGCTTGGC	AATCCGGTAC	TGTTGGTAAA	GCCACCATGG

TCGAGCTGAA GGTCTGAACCG TTAGGCCATG ACAACCATTT CGGTGGTACC

➤ pTNF-α-promoter-TA-luc中没有的酶切位点(Restriction enzymes that do not cut pTNF-α-promoter-TA-luc)包括:

Aat II	Afl II	Asc I	Ase I	BsaA I	BsiW I	BspM II
BssH II	Eco72 I	EcoR V	Mlu I	Nde I	Nhe I	Nru I
Paer7 I	Pme I	Pml I	Psp1406 I	Rsr II	SnaB I	SpI I
Srf I	Vsp I	Xcm I	Xho I			

➤ pTNF-α-promoter-TA-luc中的单酶切位点(Restriction enzymes that cut pTNF-α-promoter-TA-luc once)包括:

Sfi I	GGCCN, NNN`NGGCC	9	EcoN I	CCTNN`N, NNAGG	3971
Bgl I	GCCN, NNN`NGGC	9	BsiC I	TT`CG, AA	4366
Acc65 I	G`GTAC, C	15	BstB I	TT`CG, AA	4366
Asp718	G`GTAC, C	15	Sal I	G`TCGA, C	4380
Kpn I	G, GTAC`C	19	ApaL I	G`TGCA, C	4944
Bsa I	GGTCTC 7/11	66	HgiE II	ACCNNNNNNGGT -1/135209	
EcoR I	G`AATT, C	388	Not I	GC`GGCC, GC	5450
Tth111 I	GACN`N, NGTC	661	BstE II	G`GTNAC, C	5477
Sac I	G, AGCT`C	911	Ahd I	GACNN, N`NNGTC	5552
Bgl II	A`GATC, T	1012	Pvu I	CG, AT`CG	5922
Hind III	A`AGCT, T	1022	Sac II	CC, GC`GG	5946
BsrG I	T`GTAC, A	1588	Bst1107 I	GTA TAC	6062
Dra III	CAC, NNN`GTG	2244	Xca I	GTA TAC	6062
Mun I	C`AATT, G	2924	Spe I	A`CTAG, T	6381
BamH I	G`GATC, C	3017	BsmB I	CGTCTC 7/11	6394

➤ pTNF-α-promoter-TA-luc质粒中推荐使用的测序引物序列如下:

RVprimer3 (6545-6564):

CTA GCA AAA TAG GCT GTC CC

➤ pTNF-α-promoter-TA-luc的全序列信息请参考碧云天网站上该质粒的信息。

包装清单 :

产品编号	产品名称	包装
D2481-1μg	pTNF-α-promoter-TA-luc (报告基因质粒)	1μg
D2481-100μg	pTNF-α-promoter-TA-luc (报告基因质粒)	100μg
—	说明书	1份

保存条件 :

-20°C保存。

注意事项 :

- 本质粒未经碧云天书面许可不得用于任何商业用途，也不得移交给订货人所在实验室外的任何个人或单位。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明 :

1. 首次使用1μg包装的本产品时，请先取少量本质粒转化大肠杆菌，进行质粒小量、中量或大量抽提后再用于后续用途。抽提获得的质粒可以通过酶切电泳进行鉴定，或通过测序进行鉴定。
2. 100μg包装的本产品质粒浓度为0.1μg/μl，共1ml。可以直接用于酶切或者转染细胞。
3. pTNF-α-promoter-TA-luc可以用常规的细胞转染方法转染细胞。检测时可以采用碧云天的萤火虫萤光素酶报告基因检测试剂盒(RG005/RG006)或双萤光素酶报告基因检测试剂盒(RG027/RG028)。
4. LPS等是常见的可以激活TNF-α转录的试剂，可以用作pTNF-α-promoter-TA-luc报告基因检测时的阳性对照。

Version 2018.05.01