



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology  
订货热线: 400-168-3301 或 800-8283301  
订货 e-mail: order@beyotime.com  
技术咨询: info@beyotime.com  
网址: http://www.beyotime.com

## 丽春红染色液

产品编号	产品名称	包装
P0022-120ml	丽春红染色液	120ml
P0022-500ml	丽春红染色液	500ml

### 产品简介:

- 丽春红(Ponceau S)染色液可以用于PVDF膜、硝酸纤维素膜(nitrocellulose membrane)和醋酸纤维素膜(cellulose acetate membrane)上的蛋白的检测。丽春红带负电荷,可以与带正电荷的氨基酸残基结合,同时丽春红也可以与蛋白的非极性区相结合,从而形成红色的条带。
- 丽春红对蛋白的染色是可逆的,染色后可以用蒸馏水, PBS或其它适当溶液洗去。
- 本试剂盒使用方便,本底低,灵敏度较高,对蛋白的检测下限是250纳克。

### 包装清单:

产品编号	产品名称	包装
P0022-120ml	丽春红染色液	120ml
P0022-500ml	丽春红染色液	500ml
—	说明书	1份

### 保存条件:

室温保存,一年有效。

### 注意事项:

- 丽春红染色液不适用于尼龙膜上的蛋白的检测。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 使用说明:

1. 将PVDF膜、硝酸纤维素膜或醋酸纤维素膜浸没在丽春红染色液中,摇动3-5分钟或更长时间,直至出现清晰条带。对结果作适当记录。
2. 用蒸馏水, PBS或其它适当溶液漂洗2-3次,每次3-5分钟,去除丽春红,进行后续的Western检测。

### 使用本产品的文献:

1. Wang C, Xie H, Liu X, Qin Q, Wu X, Liu H, Liu C. Role of nuclear factor- $\kappa$ B in volatile anaesthetic preconditioning with sevoflurane during myocardial ischaemia/reperfusion. *Eur J Anaesthesiol.* 2010 Aug;27(8):747-56.
2. Wu Y, Feng W, Zhang H, Li S, Wang D, Pan X, Hu S. Ca<sup>2+</sup>-regulatory proteins in cardiomyocytes from the right ventricle in children with congenital heart disease. *J Transl Med.* 2012 Apr 2;10:67.
3. Wang X, Lin H, Sui J, Cao L. The effect of fish matrix on the enzyme-linked immunosorbent assay of antibiotics. *J Sci Food Agric.* 2013 May;93(7):1603-9.
4. Wang HJ, Tan YZ. Methods for assessing effects of Wnt/ $\beta$ -catenin signaling in senescence of mesenchymal stem cells. *Methods Mol Biol.* 2013;976:111-30.
5. Xie H, Liu X, Wang C, Zhu J, Yang C, Liu C, Liu H, Wu X. The changes of technetium-99m-labeled annexin-V in delayed anesthetic preconditioning during myocardial ischemia/reperfusion. *Mol Biol Rep.* 2014 Jan;41(1):131-7.
6. Jiang X, Ge H, Zhou C, Chai X, Deng H. The role of transforming growth factor  $\beta$ 1 in fractional laser resurfacing with a carbon dioxide laser. *Lasers Med Sci.* 2014 Mar;29(2):681-7.
7. Sun L, Li G, Dai B, Tan W, Zhao H, Li X, Wang A. Silence of MACC1 expression by RNA interference inhibits proliferation, invasion and metastasis, and promotes apoptosis in U251 human malignant glioma cells. *Mol Med Rep.* 2015 Sep;12(3):3423-31.
8. Cui M, Lin H, Wang X, Cao L, Sui J. 5-Sulfosalicylic acid dihydrate-based pretreatment for the modification of enzyme-linked immunoassay of fluoroquinolones in fishery products. *J Immunoassay Immunochem.* 2015;36(5):517-31.
9. Jiang F, Zhang Z, Zhang Y, Wu J, Yu L, Liu S. L carnitine ameliorates the liver inflammatory response by regulating carnitine palmitoyltransferase I dependent PPAR $\gamma$  signaling. *Mol Med Rep.* 2016 Feb;13(2):1320-8.
10. Li Q, Tang Y, Qin J, Yi L, Yang Y, Wang J, He J, Su Q, Tan H. Subcellular localization of DJ-1 in human HL-60 leukemia cells in response to diallyl disulfide treatment. *Mol Med Rep.* 2016 Nov;14(5):4666-4672.
11. Lin JP, Chen CQ, Huang LE, Li NN, Yang Y, Zhu SM, Yao YX. Dexmedetomidine Attenuates Neuropathic Pain by Inhibiting P2X7R Expression and ERK Phosphorylation in Rats. *Exp Neurobiol.* 2018 Aug;27(4):267-276.
12. Wang X, Yi K, Zhao Y. Fucoidan inhibits amyloid- $\beta$ -induced toxicity in transgenic *Caenorhabditis elegans* by reducing the accumulation of amyloid- $\beta$  and decreasing the production of reactive oxygen species. *Food Funct.* 2018 Jan 24;9(1):552-560.
13. Pan R, Jiang Y, Sun L, Wang R, Zhuang K, Zhao Y, Wang H, Ali MA, Xu H, Man C. Gold nanoparticle-based enhanced lateral flow immunoassay for detection of

Cronobacter sakazakii in powdered infant formula. J Dairy Sci . 2018 May;101(5):3835-3843.

14. Liu K,He K,Xue T,Liu P,Xu LXThe cryo-thermal therapy-induced IL-6-rich acute pro-inflammatory response promoted DCs phenotypic maturation as the prerequisite to CD4+ T cell differentiation. INT J HYPERTHER . 2018 May;34(3):261-272.
15. Wang T,Hu J,Luo H,Li H,Zhou J,Zhou L,Wei SPhotosensitizer and Autophagy Promoter Coloaded ROS-Responsive Dendrimer-Assembled Carrier for Synergistic Enhancement of Tumor Growth Suppression. Small . 2018 Sep;14(38):e1802337.

Version 2019.10.17