



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology  
订货热线: 400-1683301或800-8283301  
订货e-mail: order@beyotime.com  
技术咨询: info@beyotime.com  
网址: http://www.beyotime.com

## Myco-Lumi™发光法支原体检测阳性对照

产品编号	产品名称	包装
C0299S	Myco-Lumi™发光法支原体检测阳性对照	20次

### 产品简介:

- 碧云天生产的Myco-Lumi™发光法支原体检测阳性对照(Myco-Lumi™ Luminescent Mycoplasma Detection Positive Control), 是用于和Myco-Lumi™发光法支原体检测试剂盒(C0298)配套使用的阳性对照。
- 本阳性对照不含支原体, 无支原体污染风险。建议每次检测都设置阳性对照。
- 对于96孔板, 推荐使用50μl本阳性对照, 此时本产品可用于20次阳性对照的设置。

### 包装清单:

产品编号	产品名称	包装
C0299S	Myco-Lumi™发光法支原体检测阳性对照	1ml
—	说明书	1份

### 保存条件:

-20°C保存, 一年有效; -80°C保存, 两年有效。

### 注意事项:

- 本阳性对照须避免反复冻融, 可适当分装后保存。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 使用说明:

请参考Myco-Lumi™发光法支原体检测试剂盒(C0298)的使用说明。使用Myco-Lumi™发光法支原体检测试剂盒(C0298)时, 如果出现阳性对照用量不足时, 建议订购并使用本产品。

### 相关产品:

产品编号	产品名称	包装
C0288S	支原体清除试剂	20mg
C0288M	支原体清除试剂	100mg
C0290S	支原体清除试剂Plus	10mg
C0290M	支原体清除试剂Plus	50mg
C0292-2ml	支原体预防去除试剂I	2ml
C0292-10ml	支原体预防去除试剂I	10ml
C0293-2ml	支原体预防去除试剂II	2ml
C0293-10ml	支原体预防去除试剂II	10ml
C0296	支原体染色检测试剂盒	>100次
C0298S	Myco-Lumi™发光法支原体检测试剂盒	20次
C0298M	Myco-Lumi™发光法支原体检测试剂盒	100次
C0299S	Myco-Lumi™发光法支原体检测阳性对照	20次
C0301S	支原体PCR检测试剂盒	250次