





碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology 订货热线: 400-1683301或800-8283301 订货e-mail: order@beyotime.com 技术咨询: info@beyotime.com 网址: http://www.beyotime.com

dITP (100mM)

产品编号	产品名称	包装
D7361-250µl	dITP (100mM)	250µl
D7361-1ml	dITP (100mM)	1ml

产品简介:

- ▶ dITP, 即2'-deoxy-inosine-5'-triphosphate,中文名为脱氧肌苷三磷酸。本产品适用于Taq DNA聚合酶等酶参与的相关的PCR、real-time PCR、RT-PCR、cDNA合成、以及引物延伸、SNP基因分型等。
- ➤ dITP可用于碧云天生产的Q6U™高保真DNA聚合酶(D7239)所进行的PCR反应。dITP通常不适用于具有校正(proofreading)功能的DNA聚合酶进行的PCR反应。
- ➤ dITP不能完全替换dNTP中的dGTP, 否则将会显著抑制PCR扩增反应, PCR反应过程中推荐使用10%dITP来代替dGTP。如碧云天生产的Q6U™高保真DNA聚合酶(D7239)所进行的相关PCR反应使用dNTP/dITP Mixture (2.5mM each + 0.25mM dITP)。
- ▶ dITP的分子式为C₁₀H₁₂N₄O₁₃P₃Na₃,分子量为558.11 (酸形式的分子量为492.1)。
- ➤ 本dITP溶液用超纯水配制,并用高纯度NaOH溶液调节pH值至约7.0,浓度为100mM,即100mmol/L。
- > 本dITP溶液不含DNase、RNase、phosphatase和蛋白酶,可以用于各种常规的分子生物学实验。

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
D7361-250µl	dITP (100mM)	250µl
D7361-1ml	dITP (100mM)	1ml
_	说明书	1份

保存条件:

-20°C保存,至少2年有效。

注意事项:

- ▶ 可以室温溶解,溶解后宜存放于冰盒内或冰浴上,使用完毕后宜立即置于-20°C保存。
- ➤ 本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
- ▶ 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品:

产品名称	包装
dATP (100mM)	250µl
dCTP (100mM)	250µl
dGTP (100mM)	250µl
dTTP (100mM)	250µl
dUTP (100mM)	250µl
dUTP (100mM)	1ml
dNTP (4管套装, 100mM)	4×50μl
dNTP Mixture (2.5mM each)	1ml
dNTP Mixture (25mM each)	250µl
dNTP/UTP Mixture (2.5mM each/5mM)	1ml
dNTP /UTP Mixture (2.5mM each/5mM)	5×1ml
Q6U™ High-Fidelity DNA Polymerase	100U
Q6U™ High-Fidelity DNA Polymerase	500U
Q6U™ High-Fidelity DNA Polymerase	2000U
	dATP (100mM) dCTP (100mM) dGTP (100mM) dTP (100mM) dTP (100mM) dUTP (100mM) dUTP (100mM) dUTP (100mM) dNTP (4管套装, 100mM) dNTP Mixture (2.5mM each) dNTP Mixture (2.5mM each) dNTP/UTP Mixture (2.5mM each/5mM) dNTP/UTP Mixture (2.5mM each/5mM) dNTP /UTP Mixture (2.5mM each/5mM) Q6U™ High-Fidelity DNA Polymerase Q6U™ High-Fidelity DNA Polymerase