



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology  
订货热线: 400-1683301 或 800-8283301  
订货 e-mail: order@beyotime.com  
技术咨询: info@beyotime.com  
网址: http://www.beyotime.com

## 普通细胞培养福袋

产品编号	产品名称	包装
FD011	普通细胞培养福袋	1套

### 产品简介:

- 碧云天普通细胞培养福袋提供了细胞培养所需的常用试剂, 包括胎牛血清(Gibco原装, A5256701)(C0230)、细胞冻存液(C0210)、青霉素-链霉素溶液(100X)(C0222)、胰酶消化液(C0203-100ml)、Mycro-Zero™支原体去除试剂(C0280M)。
- 胎牛血清(Fetal Bovine Serum, FBS)是Gibco原装进口产品(原产品编号为A5256701), 又称Gibco巴西优级胎牛血清、Gibco巴西胎牛血清或Gibco巴西血清。
- 细胞冻存液(Cell Culture Freezing Medium)是一种即用型的培养细胞低温冻存液, 适用于绝大部分的哺乳动物细胞冻存。
- 青霉素-链霉素溶液(100X)(Penicillin-Streptomycin Solution, 100X)是专门用于细胞培养的双抗, 经过过滤除菌, 可以直接添加到细胞培养液内。
- 胰酶细胞消化液(含酚红)(Trypsin-EDTA Solution with Phenol Red)含0.25%胰酶、0.02%EDTA和酚红, pH值为7.2-7.8。该消化液经过过滤除菌, 可以直接用于培养细胞的消化, 或者一些组织的消化。
- Myco-Zero™支原体去除试剂, 英文名称为Myco-Zero™ Mycoplasma Removal Agent (MRA)或Myco-Zero™ Mycoplasma Elimination Reagent, 简称Myco-Zero™, 是一种用于快速、高效去除细胞培养过程中广泛存在的支原体污染的非抗生素类试剂。本产品是一种真正能彻底去除、杀灭支原体的试剂, 去除后即可撤去, 无须长期维持, 适合各种被支原体污染细胞、病毒及相关试剂的处理, 特别适合被支原体污染的珍贵细胞或已污染支原体但需要保种细胞的支原体去除。本产品与Minerva Biolabs公司的Mynox®为同类产品, 效果基本一致。

### 包装清单:

产品编号	产品名称	包装
C0230	胎牛血清(Gibco原装, A5256701)	500ml
C0210	细胞冻存液	50ml
C0222	青霉素-链霉素溶液(100X)	100ml
C0203-100ml	胰酶细胞消化液(0.25%胰酶, 含酚红)	100ml
C0280M	Myco-Zero™支原体去除试剂	20次
—	说明书	1份