



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology  
 订货热线: 400-1683301 或 800-8283301  
 订货 e-mail: order@beyotime.com  
 技术咨询: info@beyotime.com  
 网址: http://www.beyotime.com

## 彗星电泳载玻片(2孔)

产品编号	产品名称	包装
FSL061-5pcs	彗星电泳载玻片(2孔)	5片/盒
FSL061-25pcs	彗星电泳载玻片(2孔)	5片/盒, 5盒/箱

### 产品简介:

- 彗星电泳载玻片(Comet Assay Slide), 也称彗星分析载玻片彗星电泳分析载玻片, 是彗星电泳专用的载玻片。本载玻片为超白玻璃材质, 圆形2孔, 圆孔内的表面经特殊粘附处理, 更容易粘附彗星电泳的琼脂糖凝胶, 防止样品脱落; 圆孔外为红色疏水涂层, 避免孔间交叉污染。本产品可以配套碧云天彗星电泳试剂盒(C2041)用于荧光显微镜下DNA损伤的检测, 或其它基于单细胞凝胶电泳的应用或其它荧光方面的检测。
- 推荐每个孔的第一层琼脂糖凝胶用量为30-50 $\mu$ l。
- 本载玻片产品尺寸为75 $\times$ 25 $\times$ 1.1毫米, 圆孔的直径约为15毫米。单边2厘米宽白色书写区, 可进行书写、热转印、喷墨、激光等多种标记。
- 本载玻片为5片塑料盒装, 每片由格栅隔开, 互不影响。
- 室温保存, 一年有效。

### 相关产品:

产品编号	产品名称	包装
C0007	细胞凋亡-DNA Ladder 抽提试剂盒	50 次
C1091	TUNEL 细胞凋亡检测试剂盒(显色法)	20 次
C1098	TUNEL 细胞凋亡检测试剂盒(显色法)	50 次
C1089	一步法 TUNEL 细胞凋亡检测试剂盒(红色荧光)	20 次
C1090	一步法 TUNEL 细胞凋亡检测试剂盒(红色荧光)	50 次
C1086	一步法 TUNEL 细胞凋亡检测试剂盒(绿色荧光)	20 次
C1088	一步法 TUNEL 细胞凋亡检测试剂盒(绿色荧光)	50 次
C2035S	DNA 损伤检测试剂盒( $\gamma$ -H2AX 免疫荧光法)	>100 次
C2041S	彗星电泳试剂盒	20 次
C2041M	彗星电泳试剂盒	100 次
ST107-1g	Agarose (Low Melting Point, BioReagent)	1g
ST107-5g	Agarose (Low Melting Point, BioReagent)	5g
ST107-25g	Agarose (Low Melting Point, BioReagent)	25g
ST107-100g	Agarose (Low Melting Point, BioReagent)	100g
ST105-1g	Agarose (Low Melting Point)	1g
ST105-5g	Agarose (Low Melting Point)	5g
ST105-25g	Agarose (Low Melting Point)	25g
ST105-100g	Agarose (Low Melting Point)	100g
FSL061-5pcs	彗星电泳载玻片(2 孔)	5 片/盒
FSL061-25pcs	彗星电泳载玻片(2 孔)	5 片/盒, 5 盒/箱
FSL065-5pcs	彗星电泳载玻片(3 孔)	5 片/盒
FSL065-25pcs	彗星电泳载玻片(3 孔)	5 片/盒, 5 盒/箱
FSL078-5pcs	彗星电泳载玻片(40 孔)	5 片/盒
FSL078-25pcs	彗星电泳载玻片(40 孔)	5 片/盒, 5 盒/箱
FSL091-1pc	彗星电泳载玻片(96 孔)	1 片/盒
FSL091-5pcs	彗星电泳载玻片(96 孔)	5 片/盒