



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
订货热线: 400-1683301或800-8283301
订货e-mail: order@beyotime.com
技术咨询: info@beyotime.com
网址: http://www.beyotime.com

BeyoWB™ 洗涤液

| 产品编号 | 产品名称 | 包装 |
|-------------|-------------|-------|
| P0952-500ml | BeyoWB™ 洗涤液 | 500ml |

产品简介:

- 碧云天生产的BeyoWB™ 洗涤液(BeyoWB™ Wash Buffer)主要配套用于BeyoWB™ 30分钟Western检测试剂盒系列产品(P0001/P0956/P0958)时一抗或二抗孵育后的洗涤,每次洗涤时间仅需30秒即可达到理想效果,可降低背景,增强信噪比。
- 按照每次需要10ml本洗涤液计算,一个包装的本产品可以进行约50次的洗涤。
- 本产品也可用于常规Western检测时膜的洗涤。

包装清单:

| 产品编号 | 产品名称 | 包装 |
|-------------|-------------|-------|
| P0952-500ml | BeyoWB™ 洗涤液 | 500ml |
| - | 说明书 | 1份 |

保存条件:

4°C保存,一年有效。 -20°C可以长期保存,室温保存一个月内有效。

注意事项:

- 本BeyoWB™ 洗涤液经过滤除菌处理,使用过程中应尽量避免细菌污染。一旦启用后建议在2周内用完。
- 碧云天同时提供BeyoWB™ 洗涤液(10X) (P0953)。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明:

1. 本产品的使用请参考BeyoWB™ 30分钟Western检测试剂盒(P0001)、BeyoWB™ 30分钟Western检测试剂盒(小鼠一抗用)(P0956)及BeyoWB™ 30分钟Western检测试剂盒(兔一抗用)(P0958)相关实验步骤进行。

相关产品:

| 产品编号 | 产品名称 | 包装 |
|-------------|---------------------------------|--------------|
| P0001 | BeyoWB™ 30分钟Western检测试剂盒 | 6-15次/30-75次 |
| P0946 | BeyoWB™ HRP标记山羊抗小鼠IgG(H+L) | 200μl/1ml |
| P0948 | BeyoWB™ HRP标记山羊抗兔IgG(H+L) | 200μl/1ml |
| P0950 | BeyoWB™ 封闭液 | 100ml/500ml |
| P0951 | BeyoWB™ 抗体稀释液 | 100ml/500ml |
| P0952-500ml | BeyoWB™ 洗涤液 | 500ml |
| P0953-100ml | BeyoWB™ 洗涤液(10X) | 100ml |
| P0955 | BeyoWB™ BeyoECL | 100ml/500ml |
| P0956 | BeyoWB™ 30分钟Western检测试剂盒(小鼠一抗用) | 6-15次/30-75次 |
| P0958 | BeyoWB™ 30分钟Western检测试剂盒(兔一抗用) | 6-15次/30-75次 |