



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
 订货热线: 400-1683301或800-8283301
 订货e-mail: order@beyotime.com
 技术咨询: info@beyotime.com
 网址: http://www.beyotime.com

BeyoWB™ PVDF膜(6.6×8.5cm, 0.45μm)

产品编号	产品名称	包装
P0965-20pcs	BeyoWB™ PVDF膜(6.6×8.5cm, 0.45μm)	20张
P0965-100pcs	BeyoWB™ PVDF膜(6.6×8.5cm, 0.45μm)	100张

产品简介:

- 碧云天的BeyoWB™ PVDF膜(6.6×8.5cm, 0.45μm) (BeyoWB™ PVDF Transfer Membranes (6.6×8.5cm, 0.45μm)) 是一种预裁切的尺寸为6.6×8.5cm、孔径为0.45μm的聚偏二氟乙烯(Polyvinylidene Fluoride, PVDF)印迹膜, 并且可以和BeyoWB™ 80分钟电泳转膜与Western检测试剂盒(P0002)配套使用。
- 本产品已预切割为6.6×8.5cm大小, 满足Western最常用凝胶整块胶的转膜, 使用时无需自行裁剪, 操作更加便捷。
- 由于膜的高疏水性, 使用前需要在乙醇等适当溶液中浸泡处理, 从而达到活化的目的, 使膜更容易结合蛋白。
- 本产品主要配套用于BeyoWB™ 80分钟电泳转膜与Western检测试剂盒(P0002)中进行WB时蛋白从胶到膜的转印。本PVDF膜的孔径为0.45μm, 适用于大多数的免疫印迹, 特别适用于分子量大于20kDa的蛋白质。
- 本产品也可用于常规Western检测转印。

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
P0965-20pcs	BeyoWB™ PVDF膜(6.6×8.5cm, 0.45μm)	20张
P0965-100pcs	BeyoWB™ PVDF膜(6.6×8.5cm, 0.45μm)	100张
-	说明书	1份

保存条件:

室温保存。

注意事项:

- 由于PVDF膜的高疏水性, 需要在乙醇、甲醇或其它适当的溶液中浸泡活化后使用。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明:

1. 请参考BeyoWB™ 80分钟电泳转膜与Western检测试剂盒(P0002)说明书中相关实验步骤进行。

相关产品:

产品编号	产品名称	包装
P0001	BeyoWB™ 30分钟Western检测试剂盒	6-15次/30-75次
P0002	BeyoWB™ 80分钟电泳转膜与Western检测试剂盒	6-15次/30-75次
P0946	BeyoWB™ HRP标记山羊抗小鼠IgG(H+L)	200μl/1ml
P0948	BeyoWB™ HRP标记山羊抗兔IgG(H+L)	200μl/1ml
P0950	BeyoWB™封闭液	100ml/500ml
P0951	BeyoWB™抗体稀释液	100ml/500ml
P0952-500ml	BeyoWB™洗涤液	500ml
P0953-100ml	BeyoWB™洗涤液(10X)	100ml
P0955	BeyoWB™ BeyoECL	100ml/500ml
P0956	BeyoWB™ 30分钟Western检测试剂盒(小鼠一抗用)	6-15次/30-75次
P0958	BeyoWB™ 30分钟Western检测试剂盒(兔一抗用)	6-15次/30-75次
P0963	BeyoWB™ SDS-PAGE上样缓冲液(5X, 无气味)	2ml/15ml
P0965	BeyoWB™ PVDF膜(6.6×8.5cm, 0.45μm)	20张/100张
P0966	BeyoWB™转膜海绵垫(免滤纸)	20片/100片
P0967	BeyoWB™ SDS-PAGE电泳液(Tris-Gly, 20X)	100ml/500ml

P0968	BeyoWB™转膜液(10X)	500ml/4×500ml
P0970	Actin超快速Western检测试剂盒	6-15次/30-75次
P0971	GAPDH超快速Western检测试剂盒	6-15次/30-75次
P0972	Tubulin超快速Western检测试剂盒	6-15次/30-75次
P0981	Flag标签蛋白超快速Western检测试剂盒	6-15次/30-75次
P0982	HA标签蛋白超快速Western检测试剂盒	6-15次/30-75次
P0983	Myc标签蛋白超快速Western检测试剂盒	6-15次/30-75次
P0984	His标签蛋白超快速Western检测试剂盒	6-15次/30-75次
P0985S	His标签蛋白(C-Terminal)超快速Western检测试剂盒	6-15次
P0986	GFP标签蛋白超快速Western检测试剂盒	6-15次/30-75次
P0987S	GST标签蛋白超快速Western检测试剂盒	6-15次
P0988S	V5标签蛋白超快速Western检测试剂盒	6-15次
P0990S	MBP标签蛋白超快速Western检测试剂盒	6-15次
P0992S	StrepII标签蛋白超快速Western检测试剂盒	6-15次
P0997S	AVI标签蛋白超快速Western检测试剂盒	6-15次
P0025N	Western一抗二抗去除液(中性)	250ml

Version 2024.12.12