



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
 订货热线: 400-1683301 或 800-8283301
 订货 e-mail: order@beyotime.com
 技术咨询: info@beyotime.com
 网址: http://www.beyotime.com

TBS (10X)

| 产品编号 | 产品名称 | 包装 |
|-------------|-----------|-------|
| ST661-500ml | TBS (10X) | 500ml |

产品简介:

- TBS (10X)即为Tris Buffered Saline (10X)。TBS (Tris Buffered Saline), 中文名为Tris缓冲盐溶液、Tris盐缓冲液、TBS缓冲液, 是生物学中常用的缓冲液, 广泛用于Western、免疫组化、免疫沉淀、免疫共沉淀、ELISA等实验中洗涤缓冲液或封闭液等的配制。TBS由Tris-HCl构成稳定的pH缓冲体系, 由NaCl提供等渗条件。
- TBS (10X)中含200mM Tris、1.37M NaCl, pH7.6±0.1 (25°C)。
- TBS (10X)是10倍浓缩液, 使用时须用蒸馏水或去离子水溶解配制成1X后使用。例如配制1L TBS (1X), 取100ml TBS (10X)加入900ml去离子水混匀即可。

包装清单:

| 产品编号 | 产品名称 | 包装 |
|-------------|-----------|-------|
| ST661-500ml | TBS (10X) | 500ml |
| — | 说明书 | 1份 |

保存条件:

室温保存, 一年有效。

注意事项:

- 在低温情况下可能会产生沉淀。如果发现有沉淀产生, 可以在水浴温育至沉淀全部溶解后再使用。
- 本TBS溶液为10X浓缩液, 使用时用蒸馏水或去离子水稀释至1X, 并在1-2周内使用完毕。1X TBS溶液的pH约为7.6±0.1 (25°C)。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品:

| 产品编号 | 产品名称 | 包装 |
|-------------|---|-------|
| ST447-1L | PBS (1X, premixed powder) | 1L |
| ST447-5L | PBS (1X, premixed powder) | 5×1L |
| ST448-1L | PBS (10X, premixed powder) | 1L |
| C0221A | PBS | 500ml |
| ST476 | PBS (10X) | 500ml |
| C0221D | D-PBS | 500ml |
| C0221G | D-PBS (with Ca ²⁺ & Mg ²⁺) | 500ml |
| ST661-500ml | TBS (10X) | 500ml |
| ST663-500ml | TBS (20X) | 500ml |
| ST665-1L | TBS (1X, premixed powder) | 1L |
| ST665-5L | TBS (1X, premixed powder) | 5×1L |
| ST667-1L | TBS (10X, premixed powder) | 1L |
| ST671-500ml | TBSTw (TBS with Tween-20) | 500ml |
| ST673-100ml | TBSTw (10X) (TBS with Tween-20, 10X) | 100ml |
| ST673-500ml | TBSTw (10X) (TBS with Tween-20, 10X) | 500ml |
| ST675-500ml | TBSTx (TBS with Triton X-100) | 500ml |
| ST677-100ml | TBSTx (10X) (TBS with Triton X-100, 10X) | 100ml |
| ST677-500ml | TBSTx (10X) (TBS with Triton X-100, 10X) | 500ml |
| ST828-100ml | Tween-20 Solution (10%, Sterile) | 100ml |
| ST828-500ml | Tween-20 Solution (10%, Sterile) | 500ml |

| | | |
|-------------|--------------------------------------|-------|
| ST797-100ml | Triton X-100 Solution (10%, Sterile) | 100ml |
| ST797-500ml | Triton X-100 Solution (10%, Sterile) | 500ml |

Version 2019.07.03