



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
 订货热线: 400-1683301 或 800-8283301
 订货 e-mail: order@beyotime.com
 技术咨询: info@beyotime.com
 网址: http://www.beyotime.com

TBS (10X, premixed powder)

产品编号	产品名称	包装
ST667-1L	TBS (10X, premixed powder)	1L

产品简介:

- TBS (10X, premixed powder), 即Tris Buffered Saline (10X, premixed powder)。TBS (Tris Buffered Saline), 中文名为Tris 缓冲盐溶液、Tris盐缓冲液、TBS缓冲液, 是生物学中常用的缓冲液, 广泛用于Western、免疫组化、免疫沉淀、免疫共沉淀、ELISA等实验中洗涤缓冲液或封闭液等的配制。TBS由Tris-HCl构成稳定的pH缓冲体系, 由NaCl提供等渗条件。
- TBS (10X, premixed powder)配制成1L 10X TBS后含200mM Tris、1.37M NaCl, pH7.6±0.1 (25°C)。
- 本产品为预混粉末(premixed powder, or powder blend), 无需称量、无需调节pH值, 每瓶直接用蒸馏水或去离子水溶解混匀并定容至1升, 即可配制成1升TBS (10X), 或加用蒸馏水或去离子水溶解混匀并定容至10升, 即可配制成10升TBS (1X)。

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
ST667-1L	TBS (10X, premixed powder)	1L
—	说明书	1份

保存条件:

室温保存, 两年有效。

注意事项:

- 本产品为预混粉末, 使用时请用蒸馏水或去离子水溶解配制TBS (10X)或TBS (1X)后使用, TBS (1X)需在1-2周内使用完毕。10X或1X的TBS溶液的pH约为pH7.6±0.1 (25°C)。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品:

产品编号	产品名称	包装
ST447-1L	PBS (1X, premixed powder)	1L
ST447-5L	PBS (1X, premixed powder)	5×1L
ST448-1L	PBS (10X, premixed powder)	1L
C0221A	PBS	500ml
ST476	PBS (10X)	500ml
C0221D	D-PBS	500ml
C0221G	D-PBS (with Ca ²⁺ & Mg ²⁺)	500ml
ST661-500ml	TBS (10X)	500ml
ST663-500ml	TBS (20X)	500ml
ST665-1L	TBS (1X, premixed powder)	1L
ST665-5L	TBS (1X, premixed powder)	5×1L
ST667-1L	TBS (10X, premixed powder)	1L
ST671-500ml	TBSTw (TBS with Tween-20)	500ml
ST673-100ml	TBSTw (10X) (TBS with Tween-20, 10X)	100ml
ST673-500ml	TBSTw (10X) (TBS with Tween-20, 10X)	500ml
ST675-500ml	TBSTx (TBS with Triton X-100)	500ml
ST677-100ml	TBSTx (10X) (TBS with Triton X-100, 10X)	100ml
ST677-500ml	TBSTx (10X) (TBS with Triton X-100, 10X)	500ml
ST828-100ml	Tween-20 Solution (10%, Sterile)	100ml
ST828-500ml	Tween-20 Solution (10%, Sterile)	500ml

ST797-100ml	Triton X-100 Solution (10%, Sterile)	100ml
ST797-500ml	Triton X-100 Solution (10%, Sterile)	500ml

Version 2019.07.03