



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
 订货热线: 400-1683301 或 800-8283301
 订货 e-mail: order@beyotime.com
 技术咨询: info@beyotime.com
 网址: http://www.beyotime.com

TBSTx (TBS with Triton X-100)

产品编号	产品名称	包装
ST675-500ml	TBSTx (TBS with Triton X-100)	500ml

产品简介:

- 碧云天生产的TBSTx (TBS with Triton X-100), 可以用于免疫印迹(Immunoblot, 即Western blot, WB)、免疫荧光(Immunofluorescence, IF)、免疫组化(Immunohistochemistry, IHC)和免疫细胞化学(Immunocytochemistry, IC)等实验中封闭液的配制、一抗或二抗的配制、一抗或二抗孵育后的洗涤等。封闭和洗涤可以降低背景, 增强信噪比。
- 本产品TBSTx为1X即用型溶液, 含有20 mM Tris, 137 mM NaCl, 0.1%的Triton X-100, pH7.6±0.1 (25°C)。
- 对于Western blot实验中膜的洗涤, 按照每张膜洗涤需要5-10毫升TBSTx计算, 一个包装的本产品可以洗涤50-100次; 对于免疫染色等实验, 按照每个样品洗涤需要0.2-1毫升TBSTx计算, 一个包装的本产品可以洗涤500-2500个样品。

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
ST675-500ml	TBSTx (TBS with Triton X-100)	500ml
—	说明书	1份

保存条件:

4°C保存, 一年有效。-20°C可以长期保存, 室温保存两周内有效。

注意事项:

- 本产品经过滤除菌处理, 使用过程中应尽量避免细菌污染。一旦启用后建议在2周内用完或者把剩余溶液冷冻保存。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品:

产品编号	产品名称	包装
ST447-1L	PBS (1X, premixed powder)	1L
ST447-5L	PBS (1X, premixed powder)	5×1L
ST448-1L	PBS (10X, premixed powder)	1L
C0221A	PBS	500ml
ST476	PBS (10X)	500ml
C0221D	D-PBS	500ml
C0221G	D-PBS (with Ca ²⁺ & Mg ²⁺)	500ml
ST661-500ml	TBS (10X)	500ml
ST663-500ml	TBS (20X)	500ml
ST665-1L	TBS (1X, premixed powder)	1L
ST665-5L	TBS (1X, premixed powder)	5×1L
ST667-1L	TBS (10X, premixed powder)	1L
ST671-500ml	TBSTw (TBS with Tween-20)	500ml
ST673-100ml	TBSTw (10X) (TBS with Tween-20, 10X)	100ml
ST673-500ml	TBSTw (10X) (TBS with Tween-20, 10X)	500ml
ST675-500ml	TBSTx (TBS with Triton X-100)	500ml
ST677-100ml	TBSTx (10X) (TBS with Triton X-100, 10X)	100ml
ST677-500ml	TBSTx (10X) (TBS with Triton X-100, 10X)	500ml
ST828-100ml	Tween-20 Solution (10%, Sterile)	100ml
ST828-500ml	Tween-20 Solution (10%, Sterile)	500ml
ST797-100ml	Triton X-100 Solution (10%, Sterile)	100ml

ST797-500ml	Triton X-100 Solution (10%, Sterile)	500ml
-------------	--------------------------------------	-------

Version 2019.07.09