



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology  
订货热线: 400-1683301或800-8283301  
订货e-mail: order@beyotime.com  
技术咨询: info@beyotime.com  
网址: http://www.beyotime.com

## 驴IgG

产品编号	产品名称	包装
A7039	驴IgG	250µg

### 产品简介:

- 本驴IgG (Donkey IgG)为正常的驴IgG (Normal Donkey IgG), 是一种未经任何标记的非特异性IgG (non-specific IgG)。通常用作免疫沉淀(Immunoprecipitation, IP)、免疫共沉淀(Co-IP)、染色质免疫沉淀(Chromatin immunoprecipitation, ChIP)、免疫组化、免疫荧光、免疫印迹、super shift等抗体相关实验时驴来源特定抗体的对照IgG (Control IgG)。
- 本驴IgG从正常驴血清中通过Protein A agarose亲和层析及其它柱层析等分离纯化获得。
- 本驴IgG作为对照IgG时, 可以排除IgG本身和特定目的蛋白或其他特定生物分子的非特异性结合。

### 包装清单:

产品编号	产品名称	包装
A7039	驴IgG (1mg/ml)	250µg
—	说明书	1份

### 保存条件:

-20°C保存, 一年有效。

### 注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 使用说明:

1. 作为对照IgG使用时, 用量和其它IgG的用量应该相同。对照IgG用量过多可能会导致背景过高。

### 相关产品:

产品编号	产品名称	包装
A7001	人IgG	250µg
A7007	山羊IgG	250µg
A7016	兔IgG	250µg
A7028	小鼠IgG	250µg
A7031	大鼠IgG	250µg
A7039	驴IgG	250µg