



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology  
 订货热线: 400-1683301或800-8283301  
 订货e-mail: order@beyotime.com  
 技术咨询: info@beyotime.com  
 网址: http://www.beyotime.com

## 0.5M EDTA, pH8.0 (Sterile, Cell Culture Grade)

产品编号	产品名称	包装
C0196-100ml	0.5M EDTA, pH8.0 (Sterile, Cell Culture Grade)	100ml
C0196-500ml	0.5M EDTA, pH8.0 (Sterile, Cell Culture Grade)	500ml

### 产品简介:

- 碧云天生产的0.5M EDTA, pH8.0 (Sterile, Cell Culture Grade), 配制在BeyoPure™ Ultrapure Water (细胞培养级) (ST875) 中, 用NaOH调节pH值至8.0, 经过滤除菌处理, 可直接用于细胞培养用或其它常规用途。
- EDTA即Ethylenediaminetetraacetic acid, 也称亚乙基二次氨基四乙酸、依地酸, 分子式C<sub>10</sub>H<sub>16</sub>N<sub>2</sub>O<sub>8</sub>, 分子量292.24, CAS Number 60-00-4。EDTA是一种非常常用的金属离子螯合剂。
- 本产品为细胞培养级, 可以直接用于细胞培养相关用途, 也可以用于各种常规实验用途。本产品常用于螯合镁离子、钙离子等金属离子, 常用于细胞培养时贴壁细胞的消化等用途。

### 包装清单:

产品编号	产品名称	包装
C0196-100ml	0.5M EDTA, pH8.0 (Sterile, Cell Culture Grade)	100ml
C0196-500ml	0.5M EDTA, pH8.0 (Sterile, Cell Culture Grade)	500ml
—	说明书	1份

### 保存条件:

室温或4℃度保存, 一年有效。4℃保存效果更好。

### 注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 相关产品:

产品编号	产品名称	包装
C0196-100ml	0.5M EDTA, pH8.0 (Sterile, Cell Culture Grade)	100ml
C0196-500ml	0.5M EDTA, pH8.0 (Sterile, Cell Culture Grade)	500ml
C0198-100ml	BeyoAOF™ 0.02% EDTA细胞解离液(Versene溶液)	100ml
ST066	0.5M EDTA, pH8.0	100ml
ST069-100ml	0.5M EDTA, pH8.0 (Sterile, DNase-free)	100ml
ST069-500ml	0.5M EDTA, pH8.0 (Sterile, DNase-free)	500ml