



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology  
 订货热线: 400-168-3301或800-8283301  
 订货e-mail: order@beyotime.com  
 技术咨询: info@beyotime.com  
 网址: http://www.beyotime.com

## 81孔液氮罐专用冻存盒

产品编号	产品名称	包装
FBX081	81孔液氮罐专用冻存盒	1个/包

### 产品简介:

- 碧云天的81孔液氮罐专用冻存盒(81-well Cryobox for Liquid Nitrogen Tank)是一种用于存放在液氮罐或超低温冰箱的冻存盒,主要用于细胞、组织和微生物样品等的冻存。
- **本产品耐受温度范围广:** 本产品由进口高强度聚碳酸酯(Polycarbonate, 简称PC)材料制成,可耐受温度范围为-196°C~+121°C,不仅适用于液氮罐或超低温冰箱的低温保存,也可以用于高温高压灭菌。同时,本产品的材质决定了可以反复冻融并在超低温下长时间保存,并耐受醇类等比较温和的有机溶剂。
- **本产品使用方便:** 盒盖和盒体上均带有清晰的编号,方便记录存储位置;盒体和盒盖一角的切角设计,确保盒盖的唯一定位和样本定位的准确性;盒体和盒盖独特的圆孔和条状缝隙设计,使冻存样本时液氮能迅速进入盒内并快速制冷,同时取出冻存盒时盒内的液氮能快速排出。
- **本产品适用范围广:** 按照国际标准尺寸设计的2英寸(高度)冻存盒,长×宽×高为133×133×53mm,适用于绝大多数液氮罐或超低温冰箱的冻存架。
- 本产品美观结实,使用寿命长。
- 本冻存盒可放置81管冻存管(9×9排列),适用于0.5-2ml的细胞冻存管、内旋或外旋标准大小的冻存管。

### 包装清单:

产品编号	产品名称	包装
FBX081	81孔液氮罐专用冻存盒	1个/包
—	说明书	1份

### 注意事项:

- 本产品适用于内旋(internal thread)或外旋(external thread)标准大小的0.5-2ml冻存管。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 相关产品:

产品编号	产品名称	包装
C0210	细胞冻存液	50ml
C0201	胰酶细胞消化液	100ml
C0203	胰酶细胞消化液(含酚红)	100ml
C0205	胰酶细胞消化液(不含EDTA)	100ml
C0207	胰酶细胞消化液(含酚红, 不含EDTA)	100ml
FBX081	81孔液氮罐专用冻存盒	1个/包
FBX082	100孔液氮罐专用冻存盒	1个/包
FCFC012	BeyoCool™细胞冻存盒	1个