



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
订货热线: 400-1683301 或 800-8283301
订货 e-mail: order@beyotime.com
技术咨询: info@beyotime.com
网址: http://www.beyotime.com

检测平衡液(GS009专用)

产品编号	产品名称	包装
GS009A	检测平衡液(GS009专用)	250ml

产品简介:

- 本检测平衡液是用于碧云天生产的化学发光法EMSA试剂盒(GS009)的专用试剂。化学发光法EMSA试剂盒中已经提供了适量的检测平衡液,但在某些需要使用较大量检测平衡液的情况下,可以购买本试剂用于化学发光法EMSA试剂盒的相关检测。

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
GS009A	检测平衡液(GS009专用)	250ml
—	说明书	1份

保存条件:

4°C保存。

注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明:

请参考碧云天生产的化学发光法EMSA试剂盒(GS009)的说明书。

使用本产品的文献:

1. Guoqiang Zhang, Yongru Xu, Xiaona Wang, Yuanxiang Zhu, Liangliang Wang, Wenxin Zhang, Yiru Wang, Yajie Gao, Xuna Wu, Ying Cheng, Qinmiao Sun, Dahua Chen . Dynamic FMR1 granule phase switch instructed by m6A modification contributes to maternal RNA decay Nat Commun. 2022 Feb 14;13(1):859.