



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
 订货热线: 400-1683301或800-8283301
 订货e-mail: order@beyotime.com
 技术咨询: info@beyotime.com
 网址: http://www.beyotime.com

BeyoWB™抗体稀释液

产品编号	产品名称	包装
P0951-100ml	BeyoWB™抗体稀释液	100ml
P0951-500ml	BeyoWB™抗体稀释液	500ml

产品简介:

- 碧云天生产的BeyoWB™抗体稀释液(BeyoWB™ Antibody Dilution Buffer)主要配套用于BeyoWB™ 30分钟Western检测试剂盒系列产品(P0001/P0956/P0958)使用时一抗或二抗的稀释。本产品针对Western进行了深度优化,可同时用于一抗和二抗的稀释,用其配制的一抗工作液孵育时间仅需15分钟,二抗工作液孵育时间仅需5分钟。本产品稀释和配制的抗体工作液,通常可以在4°C保存和使用不少于1个月,并且可以重复使用。
- 按照每次一抗、二抗稀释各需要5ml BeyoWB™抗体稀释液计算,本产品100ml包装和500ml包装分别可以进行20次和100次一抗或二抗的稀释。
- 本产品也可用于常规Western检测时一抗或二抗的稀释。

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
P0951-100ml	BeyoWB™抗体稀释液	100ml
P0951-500ml	BeyoWB™抗体稀释液	500ml
-	说明书	1份

保存条件:

4°C保存,一年有效。长期不使用可以-20°C保存。

注意事项:

- 为了能使稀释的一抗或二抗可以反复多次使用,一抗或二抗孵育结束后稀释的一抗或二抗工作液应立即存放在4°C,以便于后续重复使用。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明:

1. 本产品的使用请参考BeyoWB™ 30分钟Western检测试剂盒(P0001)、BeyoWB™ 30分钟Western检测试剂盒(小鼠一抗用)(P0956)及BeyoWB™ 30分钟Western检测试剂盒(兔一抗用)(P0958)相关实验步骤进行。

相关产品:

产品编号	产品名称	包装
P0001	BeyoWB™ 30分钟Western检测试剂盒	6-15次/30-75次
P0946	BeyoWB™ HRP标记山羊抗小鼠IgG(H+L)	200µl/1ml
P0948	BeyoWB™ HRP标记山羊抗兔IgG(H+L)	200µl/1ml
P0950	BeyoWB™封闭液	100ml/500ml
P0951	BeyoWB™抗体稀释液	100ml/500ml
P0952-500ml	BeyoWB™洗涤液	500ml
P0953-100ml	BeyoWB™洗涤液(10X)	100ml
P0955	BeyoWB™ BeyoECL	100ml/500ml
P0956	BeyoWB™ 30分钟Western检测试剂盒(小鼠一抗用)	6-15次/30-75次
P0958	BeyoWB™ 30分钟Western检测试剂盒(兔一抗用)	6-15次/30-75次