



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology  
 订货热线: 400-1683301 或 800-8283301  
 订货 e-mail: order@beyotime.com  
 技术咨询: info@beyotime.com  
 网址: http://www.beyotime.com

## Recombinant Murine LIGHT/TNFSF14

产品编号	产品名称	包装
P6056-5μg	Recombinant Murine LIGHT/TNFSF14	5μg
P6056-100μg	Recombinant Murine LIGHT/TNFSF14	100μg
P6056-500μg	Recombinant Murine LIGHT/TNFSF14	500μg

### 产品简介:

Species	Gene ID	Accession	Source	Length	MW	Tag
Murine	50930	Q9QYH9	<i>E. coli</i>	168aa	18.4kDa	—

About this protein	
Name	Recombinant Murine LIGHT/TNFSF14 (Recombinant Murine LIGHT/TNFSF14; rMuLIGHT/TNFSF14); 重组小鼠LIGHT/TNFSF14
Synonyms	CD258; TNFSF14; CD258; CD258 antigen; delta transmembrane LIGHT; Herpes virus entry mediator ligand; Herpesvirus entry mediator ligand; HVEM-L; HVEMLherpesvirus entry mediator-ligand; ligand for herpesvirus entry mediator; LIGHTherpesvirus entry mediator A; LTg; TR2; tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 14; tumor necrosis factor ligand superfamily member 14; tumor necrosis factor receptor-like 2; tumor necrosis factor superfamily member LIGHT
Purity	>96% by SDS-PAGE and HPLC analyses.
Biological Activity	Fully biologically active when compared to standard. The ED50 as determined by a cytotoxicity assay using human HT-29 cells is less than 2μg/ml, corresponding to a specific activity of >500IU/mg in the presence of murine anti-polyHistidine monoclonal antibody and rHuIFN-γ.
Physical Appearance	Sterile Filtered White lyophilized (freeze-dried) powder.
Formulation	Lyophilized from a 0.2μm filtered concentrated solution in PBS, pH7.4.
Endotoxin	Less than 1EU/μg of rMuLIGHT/TNFSF14 as determined by LAL method.
Reconstitution	We recommend that this vial be briefly centrifuged prior to opening to bring the contents to the bottom. Reconstitute in 100mM HAc to a concentration of 0.1-1.0mg/ml. Stock solutions should be apportioned into working aliquots and stored at ≤-20°C. Further dilutions should be made in appropriate buffered solutions.
Category	Cytokine
Background	Murine LIGHT is a type II membrane protein that is a member of the TNF superfamily (TNFSF14). LIGHT is an acronym that stands for is homologous to Lymphotoxins, exhibits Inducible expression, and competes with HSV Glycoprotein D for HVEM, a receptor expressed by Tlymphocytes. LIGHT has also been called HVEM-L and LT-gamma.
Amino Acid Sequence	DGGKGSWEKL IQDQRSHQAN PAAHLTGANA SLIGIGGPLL WETRLGLAFL RGLTYHDGAL VTMEPGYYYV YSKVQLSGVG CPQGLANGLP ITHGLYKRTS RYPKELELLV SRRSPCGRAN SSRVWWDSSF LGGVVHLEAG EEVVVRVPGN RLVPRPDGTR SYFGAFMV

### 包装清单:

产品编号	产品名称	包装
P6056-5μg	Recombinant Murine LIGHT/TNFSF14	5μg
P6056-100μg	Recombinant Murine LIGHT/TNFSF14	100μg
P6056-500μg	Recombinant Murine LIGHT/TNFSF14	500μg
—	说明书	1份

### 保存条件:

-20°C或更低温度保存，至少一年有效。由于蛋白的每次冻融均会引起部分失活，所以首次配制成相应浓度的储存液后(请根据产品简介中Reconstitution一栏的信息配制储存液)，须分装后-20°C或更低温度冻存，以避免反复冻融。

### 注意事项：

- 由于有些塑料管壁对某些蛋白有较强的吸附作用，溶液中的蛋白很容易粘附在管壁上，并且粘附后的蛋白很难与管壁分离。而载体蛋白(Carrier protein, 如0.1% BSA等)的主要作用是预先封闭塑料管壁上的蛋白结合位点，使细胞因子或重组蛋白不会粘附于管壁。所以一定要使用产品简介中Reconstitution一栏的信息配制储存液。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 使用说明：

1. 收到产品后请立即按照说明书推荐的条件保存。除非特别注明，碧云天相关产品均为冻干粉，由于微量的蛋白在冻干过程中沉积在管内，形成很薄或不可见的蛋白层，所以在打开管盖前，我们建议在离心机中约8,000-12,000g离心10-30秒，使附着在管盖或管壁上的蛋白聚集于管底。
2. 请根据实验目的并按照产品简介中Reconstitution一栏中的信息配制储存液。大多数细胞因子或重组蛋白的冻干粉是很容易溶解的，一般用移液枪的枪头轻吹几下或者轻轻摇晃瓶子，即可使细胞因子或重组蛋白完全溶解。请勿用vortex剧烈振荡，以免蛋白变性而失活。
3. 具体的最佳工作浓度请自行参考相关文献，或者根据实验目的，以及特定细胞和动物，通过实验进行摸索和优化。

Version 2024.01.09