



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
 订货热线: 400-1683301或800-8283301
 订货e-mail: order@beyotime.com
 技术咨询: info@beyotime.com
 网址: http://www.beyotime.com

RNA储存液

产品编号	产品名称	包装
R0020-10ml	RNA储存液	10ml
R0020-50ml	RNA储存液	50ml

产品简介:

- 碧云天生产的RNA储存液(RNA Storage Solution), 也称RNA储存溶液, 是一种用于稳定储存RNA样品的溶液。
- 本RNA储存溶液为1mM的柠檬酸钠(Sodium citrate), pH值为 6.4 ± 0.1 @25°C, 是相对于0.1mM EDTA、TE缓冲液或DEPC水具有更好RNA储存稳定性的缓冲液。本RNA储存溶液, 无菌、无DNA酶、无RNA酶以及无蛋白酶污染。
- 本RNA储存溶液具有可以尽量减少RNA降解的两个特点: 低pH值和柠檬酸钠(一种高效的螯合剂)。本RNA储存液由于浓度较低, 几乎可与所有常见的RNA应用兼容, 如逆转录、体外转录、Northern分析和核酸酶保护实验等。

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
R0020-10ml	RNA储存液	10ml
R0020-50ml	RNA储存液	50ml
—	说明书	1份

保存条件:

-20°C保存, 一年有效。

注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品:

产品编号	产品名称	包装
R0023-10ml	0.1mM EDTA, pH8.0 (DNase, RNase & Protease free, Sterile)	10ml
R0023-50ml	0.1mM EDTA, pH8.0 (DNase, RNase & Protease free, Sterile)	50ml
R0020-10ml	RNA储存液	10ml
R0020-50ml	RNA储存液	50ml
R0021	DEPC水(DNase、RNase free)	100ml
R0022	DEPC水(DNase、RNase free)	500ml
ST731-100ml	TE, pH7.0 (DNase, RNase & Protease free, Sterile)	100ml
ST731-500ml	TE, pH7.0 (DNase, RNase & Protease free, Sterile)	500ml