



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
订货热线: 400-1683301 或 800-8283301
订货 e-mail: order@beyotime.com
技术咨询: info@beyotime.com
网址: http://www.beyotime.com

0.5M EDTA, pH8.0 (DNase, RNase & Protease free, Sterile)

产品编号	产品名称	包装
ST063-100ml	0.5M EDTA, pH8.0 (DNase, RNase & Protease free, Sterile)	100ml
ST063-500ml	0.5M EDTA, pH8.0 (DNase, RNase & Protease free, Sterile)	500ml

产品简介:

- 碧云天生产的0.5M EDTA, pH8.0 (DNase, RNase & Protease free, Sterile), 即无菌、无DNA酶、无RNA酶以及无蛋白酶污染的0.5M EDTA溶液, 用NaOH调节pH值至 $8.0 \pm 0.1 @ 25^{\circ}\text{C}$ 。
- 本试剂为常用的分子生物学试剂, 可用于螯合镁离子等。

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
ST063-100ml	0.5M EDTA, pH8.0 (DNase, RNase & Protease free, Sterile)	100ml
ST063-500ml	0.5M EDTA, pH8.0 (DNase, RNase & Protease free, Sterile)	500ml
—	说明书	1份

保存条件:

室温保存。

注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品:

产品编号	产品名称	包装
ST063-100ml	0.5M EDTA, pH8.0 (DNase, RNase & Protease free, Sterile)	100ml
ST063-500ml	0.5M EDTA, pH8.0 (DNase, RNase & Protease free, Sterile)	500ml
ST065-100ml	0.5M EDTA, pH8.1	100ml
ST066	0.5M EDTA, pH8.0	100ml
ST1303-50g	EDTA ($\geq 99\%$, BioPremium)	50g
ST1303-250g	EDTA ($\geq 99\%$, BioPremium)	250g
ST1303-1kg	EDTA ($\geq 99\%$, BioPremium)	1kg
ST1308-100g	EDTA-Na2 ($\geq 99\%$, Reagent grade)	100g
ST1308-500g	EDTA-Na2 ($\geq 99\%$, Reagent grade)	500g
ST1308-6×500g	EDTA-Na2 ($\geq 99\%$, Reagent grade)	6×500g