

EDTA-Na₂ (≥99%, Reagent grade)


产品编号	产品名称	包装
ST1308-100g	EDTA-Na ₂ (≥99%, Reagent grade)	100g
ST1308-500g	EDTA-Na ₂ (≥99%, Reagent grade)	500g
ST1308-3000g	EDTA-Na ₂ (≥99%, Reagent grade)	6×500g

产品简介:

CAS Number	Chemical Formula	Molecular Weight	Purity	Grade
6381-92-6	C ₁₀ H ₁₄ N ₂ Na ₂ O ₈ ·2H ₂ O	372.24	≥99%	Reagent grade

➤ 基本信息(General Information):

Name (Chinese)	EDTA-Na ₂
Name (English)	EDTA-Na ₂ Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate
Specifications	Reagent grade, ≥99.0%
Chemical Formula	C ₁₀ H ₁₄ N ₂ Na ₂ O ₈ ·2H ₂ O
Synonym (Chinese)	EDTA 二钠盐, 乙二胺四乙酸二钠 二水合物, 依地酸, 依地酸二钠, 依地酸盐 二钠盐 二水合物, 乙二胺四乙酸 二钠盐 二水合物
Synonym (English)	Disodium ethylenediaminetetraacetate dihydrate; EDTA disodium salt; EDTA-Na ₂ ; Edathamil; Edetate disodium salt dihydrate; Sequestrene Na ₂
Beilstein Registry No.	3900609
EINECS Number	205-358-3
MDL Number	-
UNSPSC Code	12352200





➤ 产品描述(Description):

Application	二价阳离子的螯合剂。抑制需要二价阳离子活性的酶, 如金属蛋白酶。
-------------	----------------------------------

➤ 性质(Properties):

assay	99%
mp	248°C (dec.) (lit.)
grade	reagent grade

➤ 安全信息(Safety Information):

Hazard Pictogram Codes	 
Signal Word	Warning
Hazard Statements	H332-H373
Precautionary Statements	P260
Personal Protective Equipment	-
Hazard Codes (Europe)	Xn
Risk Codes (Europe)	20-48/20
Safety Codes (Europe)	-
RIDADR	NONH for all modes of transport
WGK Germany	2

RTECS	AH4410000
Flash Point (F)	>212 F
Flash Point (C)	>100°C

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
ST1308-100g	EDTA-Na ₂ (≥99%, Reagent grade)	100g
ST1308-500g	EDTA-Na ₂ (≥99%, Reagent grade)	500g
ST1308-3000g	EDTA-Na ₂ (≥99%, Reagent grade)	6×500g
—	说明书	1份

保存条件:

室温保存。

注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

Version 2019.07.10