

丽春红S (BioReagent)


产品编号	产品名称	包装
ST2600-5g	丽春红S (BioReagent)	5g
ST2600-25g	丽春红S (BioReagent)	25g
ST2600-100g	丽春红S (BioReagent)	100g

产品简介:

CAS Number	Chemical Formula	Molecular Weight	Purity	Grade
6226-79-5	C ₂₂ H ₁₂ N ₄ Na ₄ O ₁₃ S ₄	760.57		BioReagent

➤ 基本信息(General Information):

Name (Chinese)	丽春红S
Name (English)	Ponceau S
Specifications	BioReagent, suitable for electrophoresis
Chemical Formula	C ₂₂ H ₁₂ N ₄ Na ₄ O ₁₃ S ₄
Synonym (Chinese)	3-羟基-4-(2-磺基-4-[4-磺基苯偶氮]苯偶氮)-2,7-萘二磺酸 钠盐
Synonym (English)	3-Hydroxy-4-(2-sulfo-4-[4-sulfophenylazo]phenylazo)-2,7-naphthalenedisulfonic acid sodium salt
Beilstein Registry No.	-
EINECS Number	228-319-2
MDL Number	MFCD00003892
UNSPSC Code	-



➤ 产品描述(Description):

General Description	<p>丽春红S是一种重氮染料的钠盐。它可用于制备染色剂，可用于硝酸纤维素膜或PVDF膜（蛋白质印迹）上蛋白质条带的快速可逆染色，也可用于在醋酸纤维素膜上对蛋白进行染色。可通过水洗逆转染色过程，其有助于随后的免疫学检测。</p> <p>以下是两种常见的染色配方：</p> <p>溶于5%乙酸中的0.1% Ponceau S (w/v)</p> <p>溶于30% TCA和30% 磺基水杨酸中2% 丽春红S (w/v)</p>
Application	丽春红S已用于对膜进行染色（蛋白质印迹）

➤ 性质(Properties):

form	powder
application(s)	electrophoresis: suitable
solubility	H ₂ O: 1 mg/mL
Featured Industry	Diagnostic Assay Manufacturing
storage temp.	room temp

➤ 安全信息(Safety Information):

Hazard Pictogram Codes	-
Signal Word	-
Hazard Statements	-
Precautionary Statements	-
Personal Protective Equipment	dust mask type N95 (US),, Eyeshields,, Gloves,
Hazard Codes (Europe)	Xi
Risk Codes (Europe)	36/37/38
Safety Codes (Europe)	26-36

RIDADR	NONH for all modes of transport
WGK Germany	3
RTECS	QJ6600000
Flash Point (F)	-
Flash Point (C)	-

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
ST2600-5g	丽春红S (BioReagent)	5g
ST2600-25g	丽春红S (BioReagent)	25g
ST2600-100g	丽春红S (BioReagent)	100g
—	说明书	1份

保存条件:

室温,避光保存。

注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

Version 2021.12.14