



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
订货热线: 400-1683301或800-8283301
订货e-mail: order@beyotime.com
技术咨询: info@beyotime.com
网址: <http://www.beyotime.com>

1M 磷酸氢二钠

产品编号	产品名称	包装
ST330	1M 磷酸氢二钠	500ml

产品简介:

- 1M 磷酸氢二钠, 是实验室常用储备液, 可用于各种生物化学, 分子生物学实验中磷酸盐缓冲液的制备等。

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
ST330	1M 磷酸氢二钠	500ml
—	说明书	1份

保存条件:

室温保存, 一年有效, 如长期不使用, 建议4°C保存。

注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。