



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
订货热线: 400-1683301或800-8283301
订货e-mail: order@beyotime.com
技术咨询: info@beyotime.com
网址: <http://www.beyotime.com>

3M KCl (DNase, RNase & Protease free, Sterile)

产品编号	产品名称	包装
ST346-500ml	3M KCl (DNase, RNase & Protease free, Sterile)	500ml

产品简介:

- 碧云天生产的3M KCl (DNase, RNase & Protease free, Sterile)用蒸馏水配制, 经过高压湿热灭菌, 无DNA酶、无RNA酶以及无蛋白酶污染, 可以直接用于无菌操作。本产品是常用的生物化学、分子生物学溶液。

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
ST346-500ml	3M KCl (DNase, RNase & Protease free, Sterile)	500ml
—	说明书	1份

保存条件:

室温保存, 一年有效。

注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品:

产品编号	产品名称	包装
ST345-250ml	3M KCl (无菌)	250ml
ST346-500ml	3M KCl (DNase, RNase & Protease free, Sterile)	500ml