



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology  
订货热线: 400-1683301或800-8283301  
订货e-mail: order@beyotime.com  
技术咨询: info@beyotime.com  
网址: <http://www.beyotime.com>

## 0.5M MOPS,pH7.5 (无菌)

产品编号	产品名称	包装
ST364-100ml	0.5M MOPS,pH7.5 (无菌)	100ml
ST364-500ml	0.5M MOPS,pH7.5 (无菌)	500ml

### 产品简介:

- MOPS即3-(N-Morpholino) propanesulfonic acid, 分子式 $C_7H_{15}NO_4S$ , 分子量209.26, CAS Number 1132-61-2, 常用于各种缓冲试剂的配制。
- 碧云天生产的0.5M MOPS,pH7.5. 经过过滤除菌, 可以直接用于无菌操作。作为常用储备液, 适合用于蛋白电泳、核酸电泳及细菌培养等各种生物化学、分子生物学实验。

### 包装清单:

产品编号	产品名称	包装
ST364-100ml	0.5M MOPS,pH7.5 (无菌)	100ml
ST364-500ml	0.5M MOPS,pH7.5 (无菌)	500ml
—	说明书	1份

### 保存条件:

室温避光保存, 一年有效, 如长期不使用建议4°C保存。

### 注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。