



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
订货热线: 400-1683301或800-8283301
订货e-mail: order@beyotime.com
技术咨询: info@beyotime.com
网址: <http://www.beyotime.com>

0.75M 柠檬酸钠,pH7.0

产品编号	产品名称	包装
ST368	0.75M 柠檬酸钠,pH7.0	500ml

产品简介:

- 柠檬酸钠即Sodium citrate, 分子式 $C_6H_5Na_3O_7$, 分子量258.07, CAS Number 68-04-2。
- 碧云天生产的0.75M 柠檬酸钠,pH7.0, 是实验室常用储备液, 在分子生物学和细胞生物学试验中常用作血液抗凝剂, 缓冲试剂等。

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
ST368	0.75M 柠檬酸钠,pH7.0	500ml
—	说明书	1份

保存条件:

4°C保存, 一年有效。

注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。