



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
订货热线: 400-1683301或800-8283301
订货e-mail: order@beyotime.com
技术咨询: info@beyotime.com
网址: <http://www.beyotime.com>

1M MES pH6.5 (无菌)

产品编号	产品名称	包装
ST370-100ml	1M MES pH6.5 (无菌)	100ml
ST370-500ml	1M MES pH6.5 (无菌)	500ml

产品简介:

- MES即2-吗啉乙磺酸, 分子式为 $C_6H_{13}NO_4S$, 分子量为195.24, CAS Number 4432-31-9。
- 碧云天生产的1M MES pH6.5 溶液, 经过过滤除菌, 可以直接用于无菌操作, 是常用的缓冲溶液储备液, 适合用于各种生化、分子生物学实验。

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
ST370-100ml	1M MES pH6.5 (无菌)	100ml
ST370-500ml	1M MES pH6.5 (无菌)	500ml
—	说明书	1份

保存条件:

-20°C保存, 一年有效。室温保存, 3个月有效; 4°C保存, 6个月有效。

注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。