



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology  
订货热线: 400-1683301或800-8283301  
订货e-mail: order@beyotime.com  
技术咨询: info@beyotime.com  
网址: <http://www.beyotime.com>

## STE缓冲液(pH8.0, 无菌)

产品编号	产品名称	包装
ST459-100ml	STE缓冲液(pH8.0, 无菌)	100ml
ST459-500ml	STE缓冲液(pH8.0, 无菌)	500ml

### 产品简介:

- STE缓冲液(pH8.0, 无菌)由10mM Tris-HCl、100mM NaCl以及1mM EDTA组成, 简称为STE buffer。常用于核酸提取, 缓冲液酸碱度的调节等, 是常用的pH缓冲液。
- 本产品经过高压湿热灭菌, 可以直接用于无菌操作。

### 包装清单:

产品编号	产品名称	包装
ST459-100ml	STE缓冲液(pH8.0, 无菌)	100ml
ST459-500ml	STE缓冲液(pH8.0, 无菌)	500ml
—	说明书	1份

### 保存条件:

4°C保存, 一年有效。

### 注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。