



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
 订货热线: 400-1683301 或 800-8283301
 订货 e-mail: order@beyotime.com
 技术咨询: info@beyotime.com
 网址: http://www.beyotime.com

PBS, pH7.4 (DNase, RNase & Protease free, Sterile)

产品编号	产品名称	包装
ST478-500ml	PBS, pH7.4 (DNase, RNase & Protease free, Sterile)	500ml

产品简介:

- 碧云天生产的PBS, pH7.4 (DNase, RNase & Protease free, Sterile), 含155.2mM NaCl, 1.059mM KH₂PO₄, 2.967mM Na₂HPO₄, pH值为7.4 ± 0.1@25°C, 无菌、无DNA酶、无RNA酶、无蛋白酶污染。
- 本PBS溶液经过除菌处理, 可以直接用于细胞培养过程中细胞的洗涤或其它常规用途。

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
ST478-500ml	PBS, pH7.4 (DNase, RNase & Protease free, Sterile)	500ml
—	说明书	1份

保存条件:

室温保存, 一年有效。4°C或-20°C可以保存更长时间。

注意事项:

- 在使用PBS的过程中要特别注意避免溶液被微生物污染。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品:

产品编号	产品名称	包装
C0221A	PBS	500ml
C0221B	PBS (pH7.4, Low Endotoxin, Cell Culture Grade)	500ml
C0221G	D-PBS (with Ca ²⁺ & Mg ²⁺)	500ml
ST447-1L	PBS (1X, premixed powder)	1L
ST447-5L	PBS (1X, premixed powder)	5×1L
ST448-1L	PBS (10X, premixed powder)	1L
ST476	PBS (10X)	500ml
ST477-500ml	PBS, pH7.3 (DNase, RNase & Protease free, Sterile)	500ml
ST478-500ml	PBS, pH7.4 (DNase, RNase & Protease free, Sterile)	500ml