



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
订货热线: 400-1683301 或 800-8283301
订货 e-mail: order@beyotime.com
技术咨询: info@beyotime.com
网址: <http://www.beyotime.com>

PEG8000

产品编号	产品名称	包装
ST483	PEG8000	500g

产品简介:

- PEG8000即Polyethylene Glycol 8000, 中文名为聚乙二醇8000。分子式为 $H(OCH_2CH_2)_nOH$, 分子量为7000-9000, 纯度>99%。
- 常用生化试剂, 用于常规质粒大抽等, 进口分装。

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
ST483	PEG8000	500g
—	说明书	1份

保存条件:

室温保存。

注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。