



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology  
订货热线: 400-1683301或800-8283301  
订货e-mail: order@beyotime.com  
技术咨询: info@beyotime.com  
网址: http://www.beyotime.com

## 8M LiCl (DNase/RNase free)

产品编号	产品名称	包装
ST498-100ml	8M LiCl (DNase/RNase free)	100ml

### 产品简介:

- 氯化锂分子式为LiCl, 分子量为42.39, CAS 7447-41-8。
- 8M LiCl (DNase/RNase free)主要由氯化锂、DEPC处理水组成, 不含DNA酶和RNA酶 (DNase/RNase free), 常用来沉淀RNA的分子克隆实验溶液。
- 本产品经过高压湿热灭菌处理。

### 包装清单:

产品编号	产品名称	包装
ST498-100ml	8M LiCl (DNase/RNase free)	100ml
—	说明书	1份

### 保存条件:

4°C保存, 一年有效。

### 注意事项:

- 本产品对人体有害, 操作时请小心, 并注意有效防护以避免直接接触人体或吸入体内。
- 本产品对人体有刺激性, 操作时请小心, 并注意有效防护以避免直接接触人体或吸入体内。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。