



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
订货热线: 400-1683301 或 800-8283301
订货 e-mail: order@beyotime.com
技术咨询: info@beyotime.com
网址: <http://www.beyotime.com>

TEMED Substitute

产品编号	产品名称	包装
ST728	TEMED Substitute	10ml

产品简介:

- TEMED Substitute, 即TEMED替代物, 可以替代TEMED用于配制PAGE胶等。
- TEMED替代物和TEMED类似, 可以催化过硫酸铵产生自由基, 从而加速丙烯酰胺凝胶的聚合。

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
ST728	TEMED Substitute	10ml
—	说明书	1份

保存条件:

4°C保存。

注意事项:

- 易燃, 有腐蚀性, 请注意防护。
- 易挥发, 使用后请盖紧瓶盖。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。