



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology  
订货热线: 400-1683301 或 800-8283301  
订货 e-mail: order@beyotime.com  
技术咨询: info@beyotime.com  
网址: http://www.beyotime.com

## TE, pH7.4 (DNase, RNase & Protease free, Sterile)

产品编号	产品名称	包装
ST732-100ml	TE, pH7.4 (DNase, RNase & Protease free, Sterile)	100ml
ST732-500ml	TE, pH7.4 (DNase, RNase & Protease free, Sterile)	500ml

### 产品简介:

- 碧云天生产的TE, pH7.4 (DNase, RNase & Protease free, Sterile), 即无菌、无DNA酶、无RNA酶以及无蛋白酶污染的 Tris-EDTA缓冲液, pH值为 $7.4 \pm 0.1 @ 25^{\circ}\text{C}$ 。TE即Tris-EDTA buffer (10mM Tris, 1mM EDTA)。
- 本试剂为常用分子生物学试剂, 可用于DNA的溶解等。

### 包装清单:

产品编号	产品名称	包装
ST732-100ml	TE, pH7.4 (DNase, RNase & Protease free, Sterile)	100ml
ST732-500ml	TE, pH7.4 (DNase, RNase & Protease free, Sterile)	500ml
—	说明书	1份

### 保存条件:

室温保存。

### 注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 相关产品:

产品编号	产品名称	包装
ST725	TE (Tris-EDTA缓冲液)	100ml
ST731-100ml	TE, pH7.0 (DNase, RNase & Protease free, Sterile)	100ml
ST731-500ml	TE, pH7.0 (DNase, RNase & Protease free, Sterile)	500ml
ST732-100ml	TE, pH7.4 (DNase, RNase & Protease free, Sterile)	100ml
ST732-500ml	TE, pH7.4 (DNase, RNase & Protease free, Sterile)	500ml
ST733-100ml	TE, pH8.0 (DNase, RNase & Protease free, Sterile)	100ml
ST733-500ml	TE, pH8.0 (DNase, RNase & Protease free, Sterile)	500ml