





碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology 订货热线: 400-1683301 或 800-8283301 订货 e-mail: order@beyotime.com 技术咨询: info@beyotime.com 网址: http://www.beyotime.com

Tris (Electrophoresis Grade)

产品编号	产品名称	包装
ST760-100g	Tris (Electrophoresis Grade)	100g
ST760-500g	Tris (Electrophoresis Grade)	500g
ST760-2.5kg	Tris (Electrophoresis Grade)	2.5kg

产品简介:

- ➤ Tris是tris(hydroxymethyl)aminomethane的简称,英文名为2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol,也称Tris base (Tris碱)或Trizma®base (Trizma®碱),中文名为 2-氨基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇、三羟甲基氨基甲烷或氨基丁三醇,在药物界被称为缓血酸胺(tromethamine/THAM)。分子式为C₄H11NO3,分子量121.14,CAS Number 77-86-1,纯度>99.5%。
- ▶ 本产品的水溶液呈碱性,一般加入盐酸以调节pH值至所需值,即可获得该pH值的缓冲液。Tris碱的有效缓冲范围为pH7.0-9.2,pKa(25°C)=8.1。本产品为白色结晶粉末。
- ➤ 本产品为常用缓冲试剂,如配制成各种pH值的Tris-HCl缓冲液、蛋白电泳相关的Tris-glycine或Bis-Tris蛋白电泳液、或核酸电泳相关的TAE、TBE核酸电泳液。
- ▶ 本产品为电泳级(Electrophoresis Grade),配制成的溶液经测试可以用于各种常见的蛋白和核酸电泳。

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
ST760-100g	Tris (Electrophoresis Grade)	100g
ST760-500g	Tris (Electrophoresis Grade)	500g
ST760-2.5kg	Tris (Electrophoresis Grade)	2.5kg
_	说明书	1份

保存条件:

室温保存。

注意事项:

- ▶ 本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
- ▶ 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

Version 2018.01.02