



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
订货热线: 400-1683301 或 800-8283301
订货 e-mail: order@beyotime.com
技术咨询: info@beyotime.com
网址: http://www.beyotime.com

1M Tris-HCl, pH6.8

产品编号	产品名称	包装
ST768-100ml	1M Tris-HCl, pH6.8	100ml
ST768-500ml	1M Tris-HCl, pH6.8	500ml

产品简介:

- 用于配制 SDS-PAGE 或 native PAGE 的上层胶，进口试剂配制。
- Tris也称Tris base或2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol。分子式为C₄H₁₁NO₃，分子量121.14，纯度>99.9%。

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
ST768-100ml	1M Tris-HCl, pH6.8	100ml
ST768-500ml	1M Tris-HCl, pH6.8	500ml
—	说明书	1份

保存条件:

室温保存。

注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用本产品的文献:

1. Zhu HQ, Zhang C, Guo ZY, Yang JM, Guo JH, Chen C, Yao QH, Liu F, Zhang QW, Gao FH . Oridonin induces Mdm2-p60 to promote p53-mediated apoptosis and cell cycle arrest in neuroblastoma. CANCER MED-US. 2019 Sep 8(11):5313-5326.

Version 2024.03.12