



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology  
订货热线: 400-1683301或800-8283301  
订货e-mail: order@beyotime.com  
技术咨询: info@beyotime.com  
网址: <http://www.beyotime.com>

## 1M Tris-HCl,pH7.2 (Sterile, DNase free)

产品编号	产品名称	包装
ST772-100ml	1M Tris-HCl,pH7.2 (Sterile, DNase free)	100ml
ST772-500ml	1M Tris-HCl,pH7.2 (Sterile, DNase free)	500ml

### 产品简介:

- 1M Tris-HCl, pH7.2 (Sterile, DNase free), 即无菌、无DNA酶污染的1M Tris-HCl, pH7.2, 是一种经过高温高压灭菌并灭活DNA酶的常用缓冲液。本产品可以用于各种要求无DNA酶污染的生化、分子生物学等实验, 也可以用于要求无菌的细胞培养等相关溶液的配制。
- Tris也称Tris base、Tris碱或2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1, 3-propanediol, 分子式为 $C_4H_{11}NO_3$ , 分子量121.14。本产品使用纯度>99.9%的Tris配制, 并用盐酸调节pH至7.2后, 经过高温高压灭菌和灭活DNA酶处理。

### 包装清单:

产品编号	产品名称	包装
ST772-100ml	1M Tris-HCl,pH7.2 (Sterile, DNase free)	100ml
ST772-500ml	1M Tris-HCl,pH7.2 (Sterile, DNase free)	500ml
—	说明书	1份

### 保存条件:

室温保存, 一年有效, 如长期不使用, 建议4°C保存。

### 注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。