



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
订货热线: 400-1683301或800-8283301
订货e-mail: order@beyotime.com
技术咨询: info@beyotime.com
网址: <http://www.beyotime.com>

1M Tris-HCl,pH8.1 (Sterile, DNase free)

| 产品编号 | 产品名称 | 包装 |
|-------------|---|-------|
| ST781-100ml | 1M Tris-HCl,pH8.1 (Sterile, DNase free) | 100ml |
| ST781-500ml | 1M Tris-HCl,pH8.1 (Sterile, DNase free) | 500ml |

产品简介:

- 1M Tris-HCl, pH8.1 (Sterile, DNase free), 即无菌、无DNA酶污染的1M Tris-HCl, pH8.1, 是一种经过高温高压灭菌并灭活DNA酶的常用缓冲液。本产品可以用于各种要求无DNA酶污染的生化、分子生物学等实验。
- Tris也称Tris base、Tris碱或2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1, 3-propanediol, 分子式为C₄H₁₁NO₃, 分子量121.14。本产品使用纯度>99.9%的Tris配制, 并用盐酸调节pH至8.1后, 经过高温高压灭菌和灭活DNA酶处理。

包装清单:

| 产品编号 | 产品名称 | 包装 |
|-------------|---|-------|
| ST781-100ml | 1M Tris-HCl,pH8.1 (Sterile, DNase free) | 100ml |
| ST781-500ml | 1M Tris-HCl,pH8.1 (Sterile, DNase free) | 500ml |
| — | 说明书 | 1份 |

保存条件:

室温保存, 一年有效, 如长期不使用, 建议4°C保存。

注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。