



碧云天网站



微信公众号

碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
订货热线: 400-1683301或800-8283301
订货e-mail: order@beyotime.com
技术咨询: info@beyotime.com
网址: http://www.beyotime.com

一水合偏钨酸钠($\geq 85\%$ WO_3 basis)

产品编号	产品名称	包装
Y001857-1g	一水合偏钨酸钠($\geq 85\%$ WO_3 basis)	1g
Y001857-5g	一水合偏钨酸钠($\geq 85\%$ WO_3 basis)	5g

产品简介:

CAS Number	Chemical Formula	Molecular Weight	Specifications
12141-67-2	$\text{Na}_6\text{O}_{39}\text{W}_{12}\cdot\text{H}_2\text{O}$	2968.12 (Anhy)	$\geq 85\%$ WO_3 basis

➤ 基本信息(General Information):

Name (Chinese)	一水合偏钨酸钠
Name (English)	Sodium Metatungstate Monohydrate
Specifications	$\geq 85\%$ WO_3 basis
Chemical Formula	$\text{Na}_6\text{O}_{39}\text{W}_{12}\cdot\text{H}_2\text{O}$

➤ 性质(Properties):

Storage and Sensitivity	2-8°C, 充氮
Appearance	-

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
Y001857-1g	一水合偏钨酸钠($\geq 85\%$ WO_3 basis)	1g
Y001857-5g	一水合偏钨酸钠($\geq 85\%$ WO_3 basis)	5g
—	说明书	1份

保存条件:

4°C充氮保存, 三年有效。

注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。