

## 4-羟基苯磺酸锌盐(99%)

产品编号	产品名称	包装
Y023305-100g	4-羟基苯磺酸锌盐(99%)	100g
Y023305-500g	4-羟基苯磺酸锌盐(99%)	500g

### 产品简介:

CAS Number	Chemical Formula	Molecular Weight	Specifications
127-82-2	$C_{12}H_{10}O_8S_2Zn$	411.72	99%

### ➤ 基本信息(General Information):

Name (Chinese)	4-羟基苯磺酸锌盐
Name (English)	Zinc Phenolsulfonate
Specifications	99%
Chemical Formula	$C_{12}H_{10}O_8S_2Zn$

### ➤ 性质(Properties):

Storage and Sensitivity	RT
Appearance	-

### 包装清单:

产品编号	产品名称	包装
Y023305-100g	4-羟基苯磺酸锌盐(99%)	100g
Y023305-500g	4-羟基苯磺酸锌盐(99%)	500g
—	说明书	1份

### 保存条件:

室温保存, 三年有效。

### 注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。