



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
订货热线: 400-1683301或800-8283301
订货e-mail: order@beyotime.com
技术咨询: info@beyotime.com
网址: http://www.beyotime.com

DL-甘油酸(20%水溶液)

产品编号	产品名称	包装
Y023780-1g	DL-甘油酸(20%水溶液)	1g
Y023780-5g	DL-甘油酸(20%水溶液)	5g
Y023780-20g	DL-甘油酸(20%水溶液)	20g
Y023780-100g	DL-甘油酸(20%水溶液)	100g

产品简介:

CAS Number	Chemical Formula	Molecular Weight	Specifications
473-81-4	$C_3H_6O_4$	106.08	20%水溶液

➤ 基本信息(General Information):

Name (Chinese)	DL-甘油酸
Name (English)	DL-Glyceric Acid
Specifications	20%水溶液
Chemical Formula	$C_3H_6O_4$

➤ 性质(Properties):

Storage and Sensitivity	2-8°C
Appearance	-

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
Y023780-1g	DL-甘油酸(20%水溶液)	1g
Y023780-5g	DL-甘油酸(20%水溶液)	5g
Y023780-20g	DL-甘油酸(20%水溶液)	20g
Y023780-100g	DL-甘油酸(20%水溶液)	100g
-	说明书	1份

保存条件:

4°C保存, 三年有效。

注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。