

4-三氟甲基吡啶-2-羧酸($\geq 97\%$)

产品编号	产品名称	包装
Y053387-200mg	4-三氟甲基吡啶-2-羧酸($\geq 97\%$)	200mg
Y053387-1g	4-三氟甲基吡啶-2-羧酸($\geq 97\%$)	1g
Y053387-5g	4-三氟甲基吡啶-2-羧酸($\geq 97\%$)	5g
Y053387-20g	4-三氟甲基吡啶-2-羧酸($\geq 97\%$)	20g

产品简介:

CAS Number	Chemical Formula	Molecular Weight	Specifications
588702-62-9	$C_7H_4F_3NO_2$	191.11	$\geq 97\%$

➤ 基本信息(General Information):

Name (Chinese)	4-三氟甲基吡啶-2-羧酸
Name (English)	4-(Trifluoromethyl)picolinic acid
Specifications	$\geq 97\%$
Chemical Formula	$C_7H_4F_3NO_2$

➤ 性质(Properties):

Storage and Sensitivity	RT
Appearance	-

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
Y053387-200mg	4-三氟甲基吡啶-2-羧酸($\geq 97\%$)	200mg
Y053387-1g	4-三氟甲基吡啶-2-羧酸($\geq 97\%$)	1g
Y053387-5g	4-三氟甲基吡啶-2-羧酸($\geq 97\%$)	5g
Y053387-20g	4-三氟甲基吡啶-2-羧酸($\geq 97\%$)	20g
-	说明书	1份

保存条件:

室温保存, 三年有效。

注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。