

## 二苯基硼酸-2-氨基乙酯( $\geq 98\%$ , HPLC)

产品编号	产品名称	包装
Y114429-1g	二苯基硼酸-2-氨基乙酯( $\geq 98\%$ , HPLC)	1g
Y114429-5g	二苯基硼酸-2-氨基乙酯( $\geq 98\%$ , HPLC)	5g
Y114429-20g	二苯基硼酸-2-氨基乙酯( $\geq 98\%$ , HPLC)	20g

### 产品简介:

CAS Number	Chemical Formula	Molecular Weight	Specifications
524-95-8	C <sub>14</sub> H <sub>16</sub> BNO	225.09	$\geq 98\%$ , HPLC

### ➤ 基本信息(General Information):

Name (Chinese)	二苯基硼酸-2-氨基乙酯
Name (English)	2-Aminoethyl diphenylborinate
Specifications	$\geq 98\%$ , HPLC
Chemical Formula	C <sub>14</sub> H <sub>16</sub> BNO

### ➤ 性质(Properties):

Storage and Sensitivity	-20°C
Appearance	-

### 包装清单:

产品编号	产品名称	包装
Y114429-1g	二苯基硼酸-2-氨基乙酯( $\geq 98\%$ , HPLC)	1g
Y114429-5g	二苯基硼酸-2-氨基乙酯( $\geq 98\%$ , HPLC)	5g
Y114429-20g	二苯基硼酸-2-氨基乙酯( $\geq 98\%$ , HPLC)	20g
-	说明书	1份

### 保存条件:

-20°C保存, 三年有效。

### 注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。