

## G418硫酸盐(BR, 600 $\mu$ g/mg)

产品编号	产品名称	包装
Y241112-100mg	G418硫酸盐(BR, 600 $\mu$ g/mg)	100mg
Y241112-250mg	G418硫酸盐(BR, 600 $\mu$ g/mg)	250mg
Y241112-1g	G418硫酸盐(BR, 600 $\mu$ g/mg)	1g
Y241112-5g	G418硫酸盐(BR, 600 $\mu$ g/mg)	5g
Y241112-25g	G418硫酸盐(BR, 600 $\mu$ g/mg)	25g

### 产品简介:

CAS Number	Chemical Formula	Molecular Weight	Specifications
108321-42-2	C <sub>20</sub> H <sub>40</sub> N <sub>4</sub> O <sub>10</sub> ·2H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	692.71	BR, 600 $\mu$ g/mg

### ➤ 基本信息(General Information):

Name (Chinese)	G418硫酸盐
Name (English)	G418 Sulfate
Specifications	BR, 600 $\mu$ g/mg
Chemical Formula	C <sub>20</sub> H <sub>40</sub> N <sub>4</sub> O <sub>10</sub> ·2H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>

### ➤ 性质(Properties):

Storage and Sensitivity	-20°C
Appearance	白色至类白色

### 包装清单:

产品编号	产品名称	包装
Y241112-100mg	G418硫酸盐(BR, 600 $\mu$ g/mg)	100mg
Y241112-250mg	G418硫酸盐(BR, 600 $\mu$ g/mg)	250mg
Y241112-1g	G418硫酸盐(BR, 600 $\mu$ g/mg)	1g
Y241112-5g	G418硫酸盐(BR, 600 $\mu$ g/mg)	5g
Y241112-25g	G418硫酸盐(BR, 600 $\mu$ g/mg)	25g
—	说明书	1份

### 保存条件:

-20°C保存, 三年有效。

### 注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。