



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
订货热线: 400-1683301或800-8283301
订货e-mail: order@beyotime.com
技术咨询: info@beyotime.com
网址: <http://www.beyotime.com>

H33258荧光染料(生物技术级, 98%)

产品编号	产品名称	包装
Y241904-25mg	H33258荧光染料(生物技术级, 98%)	25mg
Y241904-100mg	H33258荧光染料(生物技术级, 98%)	100mg
Y241904-500mg	H33258荧光染料(生物技术级, 98%)	500mg
Y241904-1g	H33258荧光染料(生物技术级, 98%)	1g

产品简介:

CAS Number	Chemical Formula	Molecular Weight	Specifications
23491-45-4	$C_{25}H_{24}N_6O \cdot 3HCl$	533.88	生物技术级, 98%

➤ 基本信息(General Information):

Name (Chinese)	H33258荧光染料
Name (English)	BBIH
Specifications	生物技术级, 98%
Chemical Formula	$C_{25}H_{24}N_6O \cdot 3HCl$

➤ 性质(Properties):

Storage and Sensitivity	2-8°C
Appearance	-

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
Y241904-25mg	H33258荧光染料(生物技术级, 98%)	25mg
Y241904-100mg	H33258荧光染料(生物技术级, 98%)	100mg
Y241904-500mg	H33258荧光染料(生物技术级, 98%)	500mg
Y241904-1g	H33258荧光染料(生物技术级, 98%)	1g
—	说明书	1份

保存条件:

4°C保存, 三年有效。

注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。