



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology  
订货热线: 400-1683301或800-8283301  
订货e-mail: order@beyotime.com  
技术咨询: info@beyotime.com  
网址: http://www.beyotime.com

## MitoTracker Deep Red FM (线粒体深红色荧光探针)

产品编号	产品名称	包装
Y245025-50 $\mu$ g	MitoTracker Deep Red FM (线粒体深红色荧光探针)	50 $\mu$ g

### 产品简介:

CAS Number	Chemical Formula	Molecular Weight	Specifications
873315-86-7	C <sub>34</sub> H <sub>36</sub> Cl <sub>2</sub> N <sub>2</sub>	543.58	-

### ➤ 基本信息(General Information):

Name (Chinese)	MitoTracker Deep Red FM (线粒体深红色荧光探针)
Name (English)	-
Specifications	-
Chemical Formula	C <sub>34</sub> H <sub>36</sub> Cl <sub>2</sub> N <sub>2</sub>

### ➤ 性质(Properties):

Storage and Sensitivity	-20°C
Appearance	-

### 包装清单:

产品编号	产品名称	包装
Y245025-50 $\mu$ g	MitoTracker Deep Red FM (线粒体深红色荧光探针)	50 $\mu$ g
-	说明书	1份

### 保存条件:

-20°C保存, 三年有效。

### 注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。