



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
订货热线: 400-1683301或800-8283301
订货e-mail: order@beyotime.com
技术咨询: info@beyotime.com
网址: http://www.beyotime.com

冈田酸($\geq 95\%$, HPLC)

产品编号	产品名称	包装
Y258710-25 μ g	冈田酸($\geq 95\%$, HPLC)	25 μ g
Y258710-50 μ g	冈田酸($\geq 95\%$, HPLC)	50 μ g
Y258710-500 μ g	冈田酸($\geq 95\%$, HPLC)	500 μ g
Y258710-1mg	冈田酸($\geq 95\%$, HPLC)	1mg

产品简介:

CAS Number	Chemical Formula	Molecular Weight	Specifications
78111-17-8	$C_{44}H_{68}O_{13}$	805	$\geq 95\%$, HPLC

➤ 基本信息(General Information):

Name (Chinese)	冈田酸
Name (English)	Okadaic acid
Specifications	$\geq 95\%$, HPLC
Chemical Formula	$C_{44}H_{68}O_{13}$

➤ 性质(Properties):

Storage and Sensitivity	-20°C
Appearance	-

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
Y258710-25 μ g	冈田酸($\geq 95\%$, HPLC)	25 μ g
Y258710-50 μ g	冈田酸($\geq 95\%$, HPLC)	50 μ g
Y258710-500 μ g	冈田酸($\geq 95\%$, HPLC)	500 μ g
Y258710-1mg	冈田酸($\geq 95\%$, HPLC)	1mg
—	说明书	1份

保存条件:

-20°C保存, 三年有效。

注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。