

上海碧云天生物技术有限公司
Beyotime Biotech Inc



📍 公司地址：上海市松江区新飞路1500弄松江科技创业中心5号/30号/68号楼

☎ 联系方式：400-1683301或800-8283301

✉ 订货邮件：order@beyotime.com

💬 订货QQ：4001683301

🔧 技术支持：电话4001683301/邮箱 info@beyotime.com

🛒 在线订购：www.beyotime.com



碧云天网站



微信公众号

2023—2024 核酸相关产品 精选目录

*Serving Life Science
Benefiting Lives*

目录

INDEX

01	菌种与质粒
13	DNA提取与纯化
15	DNA操作
19	反转录与PCR
23	DNA电泳
25	DNA标记和检测
28	RNA相关
32	核酸产品引用文献摘选

标注使用碧云天产品 文献总数突破150,000篇!



碧云天由在哈佛大学工作和学习的留学人员创办于2001年。20余年来专注于自主研发和生产。2007年成立上海碧云天生物技术有限公司，为国家级专精特新“小巨人”企业，并进一步入选第二批第一年建议支持的国家级专精特新“小巨人”企业，也是上海市科技小巨人企业、G60科创走廊一类重点扶持企业、上海市高新技术企业和上海市专精特新中小企业。江苏碧云天为江苏省高新技术企业，南通市双创优企。公司主要研发生产生物、医学研究用试剂、试剂盒、消耗品和仪器设备，同时提供生命科学研究的的技术服务和一站式实验仪器设备采购平台。

截止2022年，已有累计超过150000篇注明使用碧云天产品的研究论文发表在包括Cell、Nature、Science等国际高水平学术期刊。Beyotime品牌年度文献引用率国内领先，并跻身全球20强。碧云天将继续致力于科研用技术和产品的研发，用我们最顶尖的技术、最成熟的产品、最热情的服务，服务生命科学，造福人民健康!



灵活的订货方式:

网址: www.beyotime.com
E-mail: order@beyotime.com
QQ: 4001683301
电话: 400-1683301
800-8283301

快速的配送物流:

> 京津冀、江浙沪皖、粤桂黔和湘闽川渝地区: 次日达
> 其它主要大中城市: 隔日达

强大的技术支持:

电话: 400-1683301 QQ: 4001683301
E-mail: info@beyotime.com



碧云天网站



微信公众号

上海碧云天生物技术有限公司
Beyotime Blotech Inc
www.beyotime.com

菌种与培养

产品编号	产品名称	产品包装	产品价格
D0337	BL21(DE3) 甘油菌(蛋白诱导表达菌株)	200μl	109 元
D0339	BL21(DE3)pLysS 甘油菌(低本底蛋白诱导表达用)	200μl	145 元
D0341	BL21 Star (DE3)pLysS 甘油菌(低本底蛋白高诱导表达用)	200μl	145 元
D0346	DH10Bac 甘油菌(重组 Bacmid 制备用菌株)	200μl	339 元
D0351	DH5α甘油菌	200μl	109 元
D0353	TOP10 甘油菌(常用克隆菌株)	200μl	122 元
D0355	EPI400 甘油菌(诱导型高拷贝质粒菌株)	200μl	125 元
D0356	CopyCutter Induction Solution (200X)	10ml/50ml	81/309 元
D0357	EPI300 甘油菌(诱导型高拷贝质粒菌株)	200μl	123 元
D0361	JM110 甘油菌(Dam 和 Dcm 甲基化缺陷菌株)	200μl	220 元
D0371	Rosetta(DE3)甘油菌(密码子兼容的蛋白诱导表达)	200μl	145 元
D0378	Stbl3 甘油菌	200μl	339 元
D0389	TG1 甘油菌	200μl	109 元
D0391	细菌冻存液	50ml	88 元
D0392	GV3101 根瘤杆菌甘油菌(转基因植物构建用)	200μl	122 元
D0393	LBA4404 根瘤杆菌甘油菌(转基因植物构建用)	200μl	122 元
D0394	EHA101 根瘤杆菌甘油菌(转基因植物构建用)	200μl	122 元
D0395	Ar.A4 发根杆菌甘油菌(转基因植物构建用)	200μl	123 元
D0396	C58C1 发根杆菌甘油菌(转基因植物构建用)	200μl	125 元
D0397	K599 发根杆菌甘油菌(转基因植物构建用)	200μl	125 元
D0398	HMS174 (DE3)甘油菌	200μl	225 元
D0399	HB101 甘油菌	200μl	120 元
D0412	毕赤酵母 GS115 甘油菌	200μl	158 元
D0413	毕赤酵母 KM71 甘油菌	200μl	158 元
D0414	毕赤酵母 X-33 甘油菌	200μl	158 元
D8107	pAdEasy-1/BJ5183 甘油菌(腺病毒重组配套菌)	200μl	1023 元
ST004D	Agar (琼脂粉)	100g	65 元
ST004E	Agar	500g	255 元
ST007	Ampicillin	5g	102 元
ST008	Ampicillin (100mg/ml,1000X)	5ml	60 元
ST018	Blasticidin S HCl (灭瘟素 S)	1ml/5ml/10mg/50mg	329/1429/296/1319 元
ST098	IPTG	1g/5g/20g/100g	78/366/1098/4060 元
ST101	Kanamycin	1g	48 元
ST102	Kanamycin (10mg/ml,1000X)	5ml	78 元
ST156	BeyoPure™ LB Broth (premixed powder)	10 瓶共 5 升	91 元
ST158	BeyoPure™ LB Broth with Agar (premixed powder)	10 瓶共 5 升	123 元
ST551	Puromycin Dihydrochloride (嘌呤霉素)	1ml/5ml/250mg	208/868/3298 元
ST800	Tryptone/胰蛋白胨	500g	452 元
ST802	BeyoPure™ Tryptone/BeyoPure™胰蛋白胨	500g	365 元
ST912	X-Gal	100mg	69 元
ST968	Yeast extract/酵母膏	500g	212 元
ST969	BeyoPure™ Yeast Extract/BeyoPure™酵母膏	500g	171 元

病毒构建

产品编号	产品名称	产品包装	产品价格
D8107	pAdEasy-1/BJ5183 甘油菌(腺病毒重组配套菌)	200μl	1023 元
D8115	pShuttle-CMV-C-DsRed (腺病毒质粒, 红色荧光)	1μg/100μg	888/1169 元
D8117	pShuttle-CMV-C-EGFP(腺病毒质粒, 绿色荧光)	1μg/100μg	888/1169 元
D8119	pShuttle-CMV-C-Flag(腺病毒质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D8121	pShuttle-CMV-C-HA(腺病毒质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D8123	pShuttle-CMV-C-His(腺病毒质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D8125	pShuttle-CMV-C-Myc(腺病毒质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D8127	pShuttle-CMV-N-DsRed(腺病毒质粒, 红色荧光)	1μg/100μg	888/1169 元
D8129	pShuttle-CMV-N-EGFP(腺病毒质粒, 绿色荧光)	1μg/100μg	888/1169 元
D8131	pShuttle-CMV-N-Flag(腺病毒质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D8133	pShuttle-CMV-N-HA(腺病毒质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D8135	pShuttle-CMV-N-His(腺病毒质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D8137	pShuttle-CMV-N-Myc(腺病毒质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D8202	pLenti-H1(慢病毒小 RNA 表达载体, 绿色荧光)	1μg/100μg	888/1169 元
D8215	pCMV-VSV-G (慢病毒包装用质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D8216	pCAG-dR8.9 (慢病毒包装用质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D8301	pLenti-U6-gRNA-Cas9-P2A-EGFP-Neo	1μg/100μg	888/1169 元
D8302	pLenti-U6-gRNA-Cas9-P2A-mCherry-Neo	1μg/100μg	888/1169 元
D8303	pLenti-U6-gRNA-Cas9-P2A-EGFP-Puro&Zeocin	1μg/100μg	888/1169 元
D8304	pLenti-U6-gRNA-Cas9-P2A-mCherry-Puro&Zeocin	1μg/100μg	888/1169 元
D8305	pLenti-U6-gRNA-Cas9-P2A-EGFP-Zeocin	1μg/100μg	888/1169 元
D8306	pLenti-U6-gRNA-Cas9-P2A-mCherry-Zeocin	1μg/100μg	888/1169 元
D8307	pLenti-U6-gRNA-Cas9-P2A-EGFP-Bla	1μg/100μg	888/1169 元
D8308	pLenti-U6-gRNA-Cas9-P2A-mCherry-Bla	1μg/100μg	888/1169 元
D8309	pLenti-U6-gRNA-Cas9-P2A-EGFP-Hygro	1μg/100μg	888/1169 元
D8310	pLenti-U6-gRNA-Cas9-P2A-mCherry-Hygro	1μg/100μg	888/1169 元

感受态及制备

产品编号	产品名称	产品包装	产品价格
D0301	一步法感受态细菌制备试剂盒	200 次	188 元
D0302	超级感受态细菌制备试剂盒	100 次	238 元
D0303	农杆菌感受态制备试剂盒	100 次	327 元
D1003	ArcticExpress (DE3) pRARE2 超级感受态细胞	10×100μl/50×100μl	388/1588 元
D1005	BJ5183 超级感受态细胞	10×100μl/50×100μl	366/1496 元
D1007	BJ5183-AD-1 超级感受态细胞	10×100μl/50×100μl	366/1496 元
D1009	BL21 超级感受态细胞	10×100μl/50×100μl	388/1588 元
D1011	BL21(AI)超级感受态细胞	10×100μl/50×100μl	388/1588 元
D1013	BL21(DE3)超级感受态细胞	10×100μl/50×100μl	258/1058 元
D1015	BL21(DE3) PLysS 超级感受态细胞	10×100μl/50×100μl	388/1588 元
D1019	BL21 Star(DE3)超级感受态细胞	10×100μl/50×100μl	388/1588 元
D1021	BL21 Star (DE3)pLysS 超级感受态细胞	10×100μl/50×100μl	388/1588 元
D1023	C43(DE3)PLysS 超级感受态细胞	10×100μl/50×100μl	388/1588 元
D1025	DB3.1 超级感受态细胞	10×100μl/50×100μl	258/1058 元

感受态及制备

产品编号	产品名称	产品包装	产品价格
D1027	DH10B 超级感受态细胞	10×100μl/50×100μl	258/1058 元
D1029	DH10Bac 超级感受态细胞	10×100μl/50×100μl	258/1058 元
D1031	DH5α超级感受态细胞	20×100μl/100×100μl	258/1058 元
D1035	EPI300 超级感受态细胞	10×100μl/50×100μl	366/1496 元
D1037	EPI400 超级感受态细胞	10×100μl/50×100μl	366/1496 元
D1039	ER2566 超级感受态细胞	10×100μl/50×100μl	388/1588 元
D1041	GT115 超级感受态细胞	10×100μl/50×100μl	366/1496 元
D1065	Rosetta(DE3)超级感受态细胞	10×100μl/50×100μl	258/1058 元
D1067	Rosetta2(DE3)超级感受态细胞	10×100μl/50×100μl	388/1588 元
D1087	TOP10 超级感受态细胞	20×100μl/100×100μl	258/1058 元
D1091	Tuner(DE3)超级感受态细胞	10×100μl/50×100μl	388/1588 元
D1093	Turbo 超级感受态细胞	10×100μl/50×100μl	258/1058 元
D0351	DH5α甘油菌	200μl	109 元
D0378	Stbl3 甘油菌	200μl	339 元
D0389	TG1 甘油菌	200μl	109 元
D0391	细菌冻存液	200μl	88 元

原核载体

产品编号	产品名称	产品包装	产品价格
D2006	pUCm-T 载体	20 次	279 元
D2301	pBR322 DNA	1μg/100μg	888/1169 元
D2303	pUC18	1μg/100μg	888/1169 元
D2804	pFastBac1-C-EGFP (昆虫杆状病毒表达质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D2805	pFastBac1-N-EGFP (昆虫杆状病毒表达质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D2902	pET-N-His-C-His	1μg/100μg	888/1169 元
D2905	pET-N-His-TEV	1μg/100μg	888/1169 元
D2908	pET-N-His-Thrombin-C-His	1μg/100μg	888/1169 元
D2911	pET-N-GST-Thrombin-C-His	1μg/100μg	888/1169 元
D2916	pET-N-GST-PreScission	1μg/100μg	888/1169 元
D2918	pET-N-His-PreScission-SUMO	1μg/100μg	888/1169 元
D2931	pET-Dual-N-GST	1μg/100μg	888/1169 元
D2933	pET-Dual-N-GST-PreScission	1μg/100μg	888/1169 元
D2934	pET-Dual-N-His-TEV (双蛋白原核表达质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D3002	pET-N-His-Avi (Avi 标签原核表达质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D3005	pET-His-MCS-Avi (Avi 标签原核表达质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D3007	pET-N-Avi-His-SUMO3 (Avi 标签原核表达质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D3009-	pET-N-His-SUMO3-Avi (Avi 标签原核表达质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D5001	pTac-His-MBP-PreScission (原核活性蛋白高表达质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D3011	pET-Dual-His-Avi-MCS-BirA (生物素标记原核表达质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D3013	pET-Dual-His-MCS-Avi-BirA (生物素标记原核表达质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D3015	pET-Dual-Avi-His-SUMO3-MCS-BirA(生物素标记原核表达质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D3017	pET-Dual-His-SUMO3-Avi-MCS-BirA(生物素标记原核表达质粒)	1μg/100μg	888/1169 元

真核载体

产品编号	产品名称	产品包装	产品价格
D2602	pCMV-Blank	1μg/100μg	888/1169 元
D2621	pCMV-C-BFP (蓝色荧光蛋白)	1μg/100μg	888/1169 元
D2623	pCMV-C-CFP (青色荧光蛋白)	1μg/100μg	888/1169 元
D2624	pCMV-C-DsRed (红色荧光蛋白)	1μg/100μg	888/1169 元
D2625	pCMV-C-mOrange2 (橙色荧光蛋白)	1μg/100μg	888/1169 元
D2626	pCMV-C-EGFP (绿色荧光蛋白)	1μg/100μg	888/1169 元
D2628	pCMV-C-mCherry (红色荧光蛋白)	1μg/100μg	888/1169 元
D2630	pCMV-C-YFP (黄色荧光蛋白)	1μg/100μg	888/1169 元
D2632	pCMV-C-Flag	1μg/100μg	888/1169 元
D2633	pCMV-MCS-P2A-EGFP-Flag-Neo	1μg/100μg	888/1169 元
D2639	pCMV-C-HA	1μg/100μg	888/1169 元
D2640	pCMV-MCS-P2A-EGFP-HA-Neo	1μg/100μg	888/1169 元
D2650	pCMV-C-His	1μg/100μg	888/1169 元
D2672	pCMV-C-Myc	1μg/100μg	888/1169 元
D2673	pCMV-MCS-P2A-EGFP-Myc-Neo	1μg/100μg	888/1169 元
D2701	pCMV-N-BFP (蓝色荧光蛋白)	1μg/100μg	888/1169 元
D2703	pCMV-N-CFP (青色荧光蛋白)	1μg/100μg	888/1169 元
D2705	pCMV-N-DsRed (红色荧光蛋白)	1μg/100μg	888/1169 元
D2707	pCMV-N-EGFP (绿色荧光蛋白)	1μg/100μg	888/1169 元
D2711	pCMV-N-mCherry (红色荧光蛋白)	1μg/100μg	888/1169 元
D2713	pCMV-N-mOrange2 (橙色荧光蛋白)	1μg/100μg	888/1169 元
D2716	pCMV-N-YFP (黄色荧光蛋白)	1μg/100μg	888/1169 元
D2722	pCMV-N-Flag	1μg/100μg	888/1169 元
D2723	pCMV-N-Flag-MCS-P2A-EGFP-Neo	1μg/100μg	888/1169 元
D2733	pCMV-N-HA	1μg/100μg	888/1169 元
D2734	pCMV-N-HA-MCS-P2A-EGFP-Neo	1μg/100μg	888/1169 元
D2737	pCMV-N-His	1μg/100μg	888/1169 元
D2738	pCMV-N-His-MCS-P2A-EGFP-Neo	1μg/100μg	888/1169 元
D2756	pCMV-N-Myc	1μg/100μg	888/1169 元
D2757	pCMV-N-Myc-MCS-P2A-EGFP-Neo	1μg/100μg	888/1169 元
D2771	pCMV-N-Flag-Bla	1μg/100μg	888/1169 元
D2772	pCMV-N-HA-Bla	1μg/100μg	888/1169 元
D2773	pCMV-N-Myc-Bla	1μg/100μg	888/1169 元
D2774	pCMV-C-Flag-Bla	1μg/100μg	888/1169 元
D2775	pCMV-C-HA-Bla	1μg/100μg	888/1169 元
D2776	pCMV-C-Myc-Bla	1μg/100μg	888/1169 元
D2777	pCMV-N-Flag-Hyg	1μg/100μg	888/1169 元
D2778	pCMV-N-HA-Hyg	1μg/100μg	888/1169 元
D2779	pCMV-N-Myc-Hyg	1μg/100μg	888/1169 元
D2780	pCMV-C-Flag-Hyg	1μg/100μg	888/1169 元
D2781	pCMV-C-HA-Hyg	1μg/100μg	888/1169 元
D2782	pCMV-C-Myc-Hyg	1μg/100μg	888/1169 元
D2783	pCMV-N-Flag-Zeo	1μg/100μg	888/1169 元
D2784	pCMV-N-HA-Zeo	1μg/100μg	888/1169 元
D2785	pCMV-N-Myc-Zeo	1μg/100μg	888/1169 元

真核载体

产品编号	产品名称	产品包装	产品价格
D2786	pCMV-C-Flag-Zeo	1μg/100μg	888/1169 元
D2787	pCMV-C-HA-Zeo	1μg/100μg	888/1169 元
D2788	pCMV-C-Myc-Zeo	1μg/100μg	888/1169 元
D2789	pCMV-N-Flag-Pur	1μg/100μg	888/1169 元
D2790	pCMV-N-HA-Pur	1μg/100μg	888/1169 元
D2791	pCMV-N-Myc-Pur	1μg/100μg	888/1169 元
D2792	pCMV-C-Flag-Pur	1μg/100μg	888/1169 元
D2793	pCMV-C-HA-Pur	1μg/100μg	888/1169 元
D2794	pCMV-C-Myc-Pur	1μg/100μg	888/1169 元
D2795	pCMV-N-Flag-MCS-P2A-mCherry-Hyg	1μg/100μg	888/1169 元
D2796	pCMV-N-HA-MCS-P2A-mCherry-Hyg	1μg/100μg	888/1169 元
D2797	pCMV-N-Myc-MCS-P2A-mCherry-Hyg	1μg/100μg	888/1169 元
D2798	pCMV-MCS-P2A-mCherry-Flag-Hyg	1μg/100μg	888/1169 元
D2799	pCMV-N-Flag-MCS-P2A-mCherry-Pur	1μg/100μg	888/1169 元
D2801	pCMV-N-HA-MCS-P2A-mCherry-Pur	1μg/100μg	888/1169 元
D2802	pFastBac1-EGFP (杆状病毒包装阳性对照质粒)	1μg	888 元
D2803	pCMV-N-Myc-MCS-P2A-mCherry-Pur	1μg/100μg	888/1169 元
D2807	pCMV-N-HA-MCS-P2A-EGFP-Bla	1μg/100μg	888/1169 元
D2808	pCMV-N-Myc-MCS-P2A-EGFP-Bla	1μg/100μg	888/1169 元
D2809	pCMV-MCS-P2A-EGFP-Flag-Bla	1μg/100μg	888/1169 元
D2810	pCMV-N-Flag-MCS-P2A-EGFP-Zeo	1μg/100μg	888/1169 元
D2811	pCMV-N-HA-MCS-P2A-EGFP-Zeo	1μg/100μg	888/1169 元
D2812	pCMV-N-Myc-MCS-P2A-EGFP-Zeo	1μg/100μg	888/1169 元
D2813	pCMV-MCS-P2A-EGFP-Flag-Zeo	1μg/100μg	888/1169 元
D2814	pCMV-MCS-P2A-EGFP-HA-Bla	1μg/100μg	888/1169 元
D2819	pCMV-MCS-P2A-EGFP-Myc-Bla	1μg/100μg	888/1169 元
D2820	pCMV-EGFP-p65	1μg/100μg	888/1169 元
D2821	pCMV-mCherry-p65	1μg/100μg	888/1169 元
D2822	pCMV-MCS-P2A-mCherry-HA-Hyg	1μg/100μg	888/1169 元
D2823	pCMV-MCS-P2A-mCherry-Myc-Hyg	1μg/100μg	888/1169 元
D2824	pCMV-MCS-P2A-mCherry-HA-Pur	1μg/100μg	888/1169 元
D2825	pCMV-MCS-P2A-mCherry-Myc-Pur	1μg/100μg	888/1169 元
D2826	pCMV-MCS-P2A-mCherry-Flag-Pur	1μg/100μg	888/1169 元
D2827	pCMV-N-Flag-MCS-P2A-EGFP-Bla	1μg/100μg	888/1169 元
D2828	pCMV-MCS-P2A-EGFP-HA-Zeo	1μg/100μg	888/1169 元
D2829	pCMV-MCS-P2A-EGFP-Myc-Zeo	1μg/100μg	888/1169 元
D2831	pCMV-CD81-EGFP (外泌体示踪用)	1μg/100μg	888/1169 元
D2833	pCMV-CD81-mCherry (外泌体示踪用)	1μg/100μg	888/1169 元
D2835	pCMV-CD9-EGFP (外泌体示踪用)	1μg/100μg	888/1169 元
D2837	pCMV-CD9-mCherry (外泌体示踪用)	1μg/100μg	888/1169 元
D2839	pCMV-CD63-EGFP (外泌体示踪用)	1μg/100μg	888/1169 元
D2841	pCMV-CD63-mCherry (外泌体示踪用)	1μg/100μg	888/1169 元
D2973	pCMV-N-3X Flag-Avi-Neo (Avi 标签质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D2975	pCMV-N-3X Flag-Avi-SUMOEU1-Neo (Avi 标签质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D2979	pCMV-N-3X Flag-SUMOEU1-MCS-Avi (Avi 标签质粒)	1μg/100μg	888/1169 元

真核载体

产品编号	产品名称	产品包装	产品价格
D3019	pVAI RNA (哺乳动物细胞蛋白表达增强质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D3021	pCMV-N-Flag-BioID2 (邻近蛋白生物素标记质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D3023	pCMV-C-BioID2-Flag (邻近蛋白生物素标记质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D3025	pCMV-BioID2-Flag (阴性对照质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D3027	pCMV-N-Flag-AirID (邻近蛋白生物素标记质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D3029	pCMV-C-AirID-Flag (邻近蛋白生物素标记质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D3030	pCMV-AirID-Flag (阴性对照质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D3031	pCMV-3X Flag-p53	1μg/100μg	888/1169 元
D3032	pCMV-3X Flag-LTA	1μg/100μg	888/1169 元
D3033	pCMV-HA-p53	1μg/100μg	888/1169 元
D3034	pCMV-N-Flag-miniTurboID (邻近蛋白生物素标记质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D3035	pCMV-C-miniTurboID-Flag (邻近蛋白生物素标记质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D3036	pCMV-Myc-LTA	1μg/100μg	888/1169 元
D3037	pCMV-miniTurboID-Flag (阴性对照质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D3039	pCMV-λN-NES-miniTurbo-Flag (RaPID 质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D3040	pCMV-EGFP-BoxB-RNAmotif-BoxB (RaPID 质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D3041	Flag&Myc Co-IP 阳性对照质粒对	各 1μg/各 100μg	888/1169 元
D3042	pCMV-EGFP-BoxB-EDEN15-BoxB (RaPID 阳性对照质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D3043	Flag&HA Co-IP 阳性对照质粒对	各 1μg/各 100μg	888/1169 元
D3044-	pCMV-N-NES-Flag-APEX2 (邻近蛋白生物素标记质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D3045	HA&Myc Co-IP 阳性对照质粒对	各 1μg/各 100μg	888/1169 元
D3047	pCMV-N-mito-Flag-APEX2 (线粒体邻近蛋白生物素标记质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D2098	pGLuc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D2100	pGLuc-Dura (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D2103	pGLuc-TA (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D2104	pGLuc-Dura-TA (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D2107	pGLuc-Dura-miR (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D2114	pARE-GLuc-Dura (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D2181	pISRE-TA-GLuc-Dura (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D2204	pNFκB-GLuc-Dura (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D2209	pNFκB-TA-GLuc-Dura (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D2225	pp53-TA-GLuc-Dura (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D2261	pSTAT3-TA-GLuc-Dura (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D2764	pGLuc-Dura-SV40-N (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D2770	pGLuc-Dura-SV40-C (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D2861	pCMV-jGCaMP7b (高亮度钙离子荧光探针)	1μg/100μg	888/1169 元
D2863	pCMV-jGCaMP7c (高对比度钙离子荧光探针)	1μg/100μg	888/1169 元
D2865	pCMV-jGCaMP7f (快速响应型钙离子荧光探针)	1μg/100μg	888/1169 元
D2867	pCMV-jGCaMP7s (高灵敏度钙离子荧光探针)	1μg/100μg	888/1169 元
D2971	pCMV-3X Flag-Avi-MCS-IRES-BirA (生物素标记质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D2977	pCMV-N-3X Flag-Avi-SUMOEU1-MCS-IRES-BirA(生物素标记质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D2981	pCMV-N-3X Flag-SUMOEU1-MCS-Avi-IRES-BirA (生物素标记质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D8115	pShuttle-CMV-C-DsRed (腺病毒质粒, 红色荧光)	1μg/100μg	888/1169 元
D8117	pShuttle-CMV-C-EGFP(腺病毒质粒, 绿色荧光)	1μg/100μg	888/1169 元
D8119	pShuttle-CMV-C-Flag(腺病毒质粒)	1μg/100μg	888/1169 元

真核载体

产品编号	产品名称	产品包装	产品价格
D8121	pShuttle-CMV-C-HA(腺病毒质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D8123	pShuttle-CMV-C-His(腺病毒质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D8125	pShuttle-CMV-C-Myc(腺病毒质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D8127	pShuttle-CMV-N-DsRed(腺病毒质粒, 红色荧光)	1μg/100μg	888/1169 元
D8129	pShuttle-CMV-N-EGFP(腺病毒质粒, 绿色荧光)	1μg/100μg	888/1169 元
D8131	pShuttle-CMV-N-Flag(腺病毒质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D8133	pShuttle-CMV-N-HA(腺病毒质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D8135	pShuttle-CMV-N-His(腺病毒质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D8137	pShuttle-CMV-N-Myc(腺病毒质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D8202	pLenti-H1(慢病毒小 RNA 表达载体, 绿色荧光)	1μg/100μg	888/1169 元
D8215	pCMV-VSV-G (慢病毒包装用质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D8216	pCAG-dR8.9 (慢病毒包装用质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D8301	pLenti-U6-gRNA-Cas9-P2A-EGFP-Neo	1μg/100μg	888/1169 元
D8302	pLenti-U6-gRNA-Cas9-P2A-mCherry-Neo	1μg/100μg	888/1169 元
D8303	pLenti-U6-gRNA-Cas9-P2A-EGFP-Puro&Zeocin	1μg/100μg	888/1169 元
D8304	pLenti-U6-gRNA-Cas9-P2A-mCherry-Puro&Zeocin	1μg/100μg	888/1169 元
D8305	pLenti-U6-gRNA-Cas9-P2A-EGFP-Zeocin	1μg/100μg	888/1169 元
D8306	pLenti-U6-gRNA-Cas9-P2A-mCherry-Zeocin	1μg/100μg	888/1169 元
D8307	pLenti-U6-gRNA-Cas9-P2A-EGFP-Bla	1μg/100μg	888/1169 元
D8308	pLenti-U6-gRNA-Cas9-P2A-mCherry-Bla	1μg/100μg	888/1169 元
D8309	pLenti-U6-gRNA-Cas9-P2A-EGFP-Hygro	1μg/100μg	888/1169 元
D8310	pLenti-U6-gRNA-Cas9-P2A-mCherry-Hygro	1μg/100μg	888/1169 元

报告基因质粒

产品编号	产品名称	产品包装	产品价格
D2806	pCMV-β-gal, pCMV-β-半乳糖苷酶质粒	1μg/100μg	888/1169 元
D2091	pGL6-CMV-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D2093	pGL6-CP(超灵敏快速降解型报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D2094	pGL6-TA-CP(超灵敏快速降解型报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D2098	pGLuc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D2100	pGLuc-Dura (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D2102	pGL6 (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D2103	pGLuc-TA (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D2104	pGLuc-Dura-TA (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D2105	pGL6-TA (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D2106	pGL6-miR (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D2107	pGLuc-Dura-miR (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D2108	pAP1-luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D2109	pAP1-TA-luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D2110	pAP1-TA-luc-CP(超灵敏快速降解型报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D2112	pARE-luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D2113	pARE-luc-CP(超灵敏快速降解型报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D2114	pARE-GLuc-Dura (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元

报告基因质粒

产品编号	产品名称	产品包装	产品价格
D2152	pGRE-luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D2179	pISRE-TA-luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D2180	pISRE-TA-luc-CP(超灵敏快速降解型报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D2181	pISRE-TA-GLuc-Dura (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D2198	pMyc-TA-luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D2204	pNFκB-GLuc-Dura (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D2206	pNFκB-luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D2207	pNFκB-TA-luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D2208	pNFκB-TA-luc-CP(超灵敏快速降解型报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D2209	pNFκB-TA-GLuc-Dura (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D2223	pp53-TA-luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D2224	pp53-TA-luc-CP(超灵敏快速降解型报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D2225	pp53-TA-GLuc-Dura (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D2248	pRb-TA-luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D2259	pSTAT3-TA-luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D2260	pSTAT3-TA-luc-CP(超灵敏快速降解型报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D2261	pSTAT3-TA-GLuc-Dura (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D2306	pAAT-promoter-luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D2386	pIL-6-promoter-luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D2480	pTNF-α-promoter-luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D2481	pTNF-α-promoter-TA-luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D2488	phACE2-promoter-TA-luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D2501	TOPFlash(报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D2502	TOPFlash-CP(超灵敏快速降解型报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D2503	FOPFlash(报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D2504	FOPFlash-CP(超灵敏快速降解型报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D2505	SuperTOPFlash(报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D2506	SuperTOPFlash-CP(超灵敏快速降解型报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D2507	SuperFOPFlash(报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D2508	SuperFOPFlash-CP (超灵敏快速降解型报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D2760	pRL-TK(报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D2762	pRL-SV40-N(报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D2764	pGLuc-Dura-SV40-N (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D2768	pRL-SV40-C (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D2770	pGLuc-Dura-SV40-C (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4001	pADR-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4005	pAP2-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4008	pAP3-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4012	pAP4-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4015	pAR-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4019	pBrachyury-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4022	pBrn-3-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4026	pCAGA12-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4029	pCBF-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4033	pCDP-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元

报告基因质粒

产品编号	产品名称	产品包装	产品价格
D4036	pCdxA/NKX2-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4040	pCEF1-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4043	pCEF2-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4047	pCOUP-TF-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4050	pCREB-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4054	pE2F-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4057	pE47-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4061	pEGR-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4064	pELK1-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4068	pER-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4071	pETS1-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4075	pFAST1-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4078	pFOXA1-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4082	pFOXF2-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4085	pFOXO1-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4089	pGAG-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4092	pGATA1 & 2-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4096	pGATA1-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4099	pGATA2-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4103	pGATA3-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4106	pGATA4-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4110	pGATA-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4113	pGli1-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4117	pGli2-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4120	pGR-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4124	pHIF1-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4127	pHNF-1α-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4131	pHNF-3 (α, β, γ)-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4134	pHNF-3β-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4138	pHNF-4-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4141	pHOX4C-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4145	pHOXA1-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4148	pHRE-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4152	pHSF-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4155	pIRF1-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4159	pKLF1-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4162	pKLF4-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4166	pKRF1-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4169	pKTP1-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4173	pLCR-F1-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4176	pLEF1-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4180	pLHX8-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4183	pMAF-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4187	pMEF2-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4190	pMEF3-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元

报告基因质粒

产品编号	产品名称	产品包装	产品价格
D4194	pMNX1-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4197	pMR-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4201	pMyb-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4204	pMYOD1-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4208	pMZf1-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4211	pNANOG-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4215	pNF1-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4218	pNFAT-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4222	pNFE2-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4225	pNOBOX-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4229	pNOTCH1-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4232	pNRF1-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4236	pNRF2-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4239	pOCT1-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4243	pOSE2-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4246	pPAX1-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4250	pPAX2-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4253	pPAX3-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4257	pPAX4-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4260	pPAX5-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4264	pPAX6-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4267	pPAX8-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4271	pPBX1-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4274	pPEA3-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4278	pPIT1-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4281	pPOU5F1-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4285	pPPARα-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4288	pPPARγ-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4292	pPR-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4295	pPTTG-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4299	pPur1-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4302	pRAR-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4306	pRREB1-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4309	pRUNX1-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4313	pRUNX2-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4316	pRXR-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4320	pSBE4-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4323	pSMAD3-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4327	pSMAD-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4330	pSOX-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4334	pSP1-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4337	pSREBP-Mut-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4341	pSREBP-WT-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4344	pSRE-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4348	pSRF-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元

报告基因质粒

产品编号	产品名称	产品包装	产品价格
D4351	pSRY-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4355	pGAS-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4358	pSTAT4-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4362	pSTAT5-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4365	pTax/CREB-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4369	pTCF/LEF-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4372	pTFE3-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4376	pTR-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4379	pUSF1-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4383	pVDR-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4386	pWT1-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4390	pXbp1-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4393	pYY1-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4397	pFOXO3-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4400	pSTAT1-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D4404	pSTAT3-TA-Luc (报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D2489	pRD29B-luc(植物报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D2491	pUBI10-GUS(植物报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D2627	p35SPDK-EGFP-Flag(植物用绿色荧光蛋白)	1μg/100μg	888/1169 元

基因表达质粒

产品编号	产品名称	产品包装	产品价格
D2607	pCMV-Cre-mCherry	1μg/100μg	888/1169 元
D2608	pCMV-Cre-EGFP	1μg/100μg	888/1169 元
D2815	pCMV-GFP-LC3B	1μg/100μg	888/1169 元
D2816	pCMV-mCherry-GFP-LC3B	1μg/100μg	888/1169 元
D2817	pCMV-GFP-p62	1μg/100μg	888/1169 元
D2818	pCMV-mCherry-p62	1μg/100μg	888/1169 元
D2941	pcDNA3.1-SARS-CoV-2-M-Myc	1μg/100μg	888/1169 元
D2943	pcDNA3.1-SARS-CoV-2-N-Myc	1μg/100μg	888/1169 元
D2945	pcDNA3.1-SARS-CoV-2-Spike-Myc	1μg/100μg	888/1169 元
D2947	pCMV-SARS-CoV-2-E-Myc	1μg/100μg	888/1169 元
D2949	pcDNA3.1-ACE2-Flag	1μg/100μg	888/1169 元
D2951	pcDNA3.1-ACE2(1-615)-His	1μg/100μg	888/1169 元
D2953	pUC18-SARS-CoV-2-ORF1ab(168bp)	1μg/100μg	888/1169 元
T0208	人基因开放阅读框(ORF)库制备	15,000 个人基因 ORF 克隆	103598 元

荧光探针质粒

产品编号	产品名称	产品包装	产品价格
D2604	pCMV-AT1.03 (ATP 荧光探针)	1μg/100μg	888/1169 元
D2605	pCMV-NLS-AT1.03 (细胞核 ATP 荧光探针)	1μg/100μg	888/1169 元
D2606	pCMV-Mito-AT1.03 (线粒体 ATP 荧光探针)	1μg/100μg	888/1169 元

菌种与质粒

荧光探针质粒

产品编号	产品名称	产品包装	产品价格
D2861	pCMV-jGCaMP7b (高亮度钙离子荧光探针)	1μg/100μg	888/1169 元
D2863	pCMV-jGCaMP7c (高对比度钙离子荧光探针)	1μg/100μg	888/1169 元
D2865	pCMV-jGCaMP7f (快速响应型钙离子荧光探针)	1μg/100μg	888/1169 元
D2867	pCMV-jGCaMP7s (高灵敏度钙离子荧光探针)	1μg/100μg	888/1169 元
D2906	pET-N-His-TEV-QUEEN2m (细菌 ATP 荧光探针)	1μg/100μg	888/1169 元
D2907	pET-N-His-TEV-QUEEN7μ (高灵敏度细菌 ATP 荧光探针)	1μg/100μg	888/1169 元
D2909	pET-N-His-TEV-QUEEN NA (ATP 荧光探针对照质粒)	1μg/100μg	888/1169 元

昆虫与酵母质粒

产品编号	产品名称	产品包装	产品价格
D2802	pFastBac1-EGFP (杆状病毒包装阳性对照质粒)	1μg	888 元
D2804	pFastBac1-C-EGFP (昆虫杆状病毒表达质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D2805	pFastBac1-N-EGFP (昆虫杆状病毒表达质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
2881	pAOX1-MCS-His-Zeocin	1μg/100μg	888/1169 元
D2882	pAOX1-α factor-MCS-His-Zeocin	1μg/100μg	888/1169 元
D2883	pAOX1-MCS-His-Amp&Zeo	1μg/100μg	888/1169 元
D2884	pAOX1-α factor-MCS-His-Amp&Zeo	1μg/100μg	888/1169 元

植物用质粒

产品编号	产品名称	产品包装	产品价格
D2489	pRD29B-luc(植物报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D2491	pUBI10-GUS(植物报告基因质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D2627	p35SPDK-EGFP-Flag(植物用绿色荧光蛋白)	1μg/100μg	888/1169 元

体外转录用质粒

产品编号	产品名称	产品包装	产品价格
D2308	pT3/SP6/T7-RNA Linearized Template (RNA 体外转录质粒)	10μg	1169 元
D2310	pT3/SP6/T7-RNA-Template (RNA 体外转录质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D2312	pRNA-T3-T7 (RNA 体外转录质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D2314	pRNA-SP6-T7 (RNA 体外转录质粒)	1μg/100μg	888/1169 元

生物素标记质粒

产品编号	产品名称	产品包装	产品价格
D2971	pCMV-3X Flag-Avi-MCS-IRES-BirA (生物素标记质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D2977	pCMV-N-3X Flag-Avi-SUMOEU1-MCS-IRES-BirA(生物素标记质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D2981	pCMV-N-3X Flag-SUMOEU1-MCS-Avi-IRES-BirA (生物素标记质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D3011	pET-Dual-His-Avi-MCS-BirA (生物素标记原核表达质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D3013	pET-Dual-His-MCS-Avi-BirA (生物素标记原核表达质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D3015	pET-Dual-Avi-His-SUMO3-MCS-BirA(生物素标记原核表达质粒)	1μg/100μg	888/1169 元
D3017	pET-Dual-His-SUMO3-Avi-MCS-BirA(生物素标记原核表达质粒)	1μg/100μg	888/1169 元

DNA 提取与纯化

质粒抽提

产品编号	产品名称	产品包装	产品价格
D0003	质粒小量抽提试剂盒	200 次	428 元
D0005	质粒小量抽提试剂盒	50 次	135 元
D0007	质粒小量抽提试剂盒(通用型)	50 次/200 次	145/452 元
D0018	质粒中量抽提试剂盒	50 次	262 元
D0020	质粒中量抽提试剂盒(通用型)	50 次	286 元
D0026	质粒大量抽提试剂盒	20 次	860 元
D0028	质粒大量抽提试剂盒(通用型)	20 次	903 元
D0029	酵母质粒小量抽提试剂盒	50 次	372 元
D0031	杆状病毒穿梭载体 bacmid 小量抽提试剂盒	50 次	282 元
D0075	BeyoMag™磁珠法质粒小量抽提试剂盒	50 次/200 次/1000 次	226/620/2173 元
T0208	人基因开放阅读框(ORF)库制备	15,000 个人基因 ORF 克隆	103598 元
ST065	0.5M EDTA, pH8.1	100ml	88 元
ST066	0.5M EDTA, pH8.0	100ml	78 元
ST628	10% SDS	100ml	36 元
ST725	TE (Tris-EDTA 缓冲液)	100ml	29 元
ST780	1M Tris-HCl, pH8.0 (Sterile, DNase free)	100ml/500ml	36/131 元
ST785	1M Tris-HCl, pH8.5 (Sterile, DNase free)	100ml/500ml	36/131 元

DNA 纯化胶回收

产品编号	产品名称	产品包装	产品价格
D0033	PCR 纯化试剂盒/DNA 纯化试剂盒	50 次	156 元
D0038	BeyoMag™ DNA 长度分选磁珠	1ml/5ml/20ml/100ml	108/368/1058/3698 元
D0041	BeyoMag™磁珠法 PCR/DNA 纯化试剂盒	50 次/200 次	237/755 元
D0043	BeyoMag™磁珠法 DNA 凝胶回收试剂盒	50 次/200 次	237/755 元
D0056	DNA 凝胶回收试剂盒	50 次	157 元
D0058S	柱式 PAGE 胶 DNA 回收试剂盒	50 次	358 元
D0059S	PAGE 胶 DNA 回收试剂盒	50 次	278 元
D0812	Glycogen (核酸沉淀用)	500μl	475 元
D0816	Glycogen (DNase, RNase & Protease free)	0.5ml/2ml/10ml	651/2265/9622 元
ST725	TE (Tris-EDTA 缓冲液)	100ml	29 元
ST351	3M NaAc, pH5.2 (Sterile, DNase free)	100ml	58 元

基因组 DNA 抽提

产品编号	产品名称	产品包装	产品价格
D0061	哺乳动物基因组 DNA 抽提试剂盒	50 次	183 元
D0063	基因组 DNA 小量抽提试剂盒(通用型, 离心柱式)	50 次	292 元
D0065	动物基因组 DNA 快速抽提试剂盒(PCR 分析用)	100 次/500 次	185/739 元
D0088S	BeyoMag™基因组 DNA 小量抽提试剂盒(通用型, 磁珠法)	50 次	336 元

基因组 DNA 抽提

产品编号	产品名称	产品包装	产品价格
D7283	鼠尾基因型快速鉴定试剂盒	100 次/500 次	218/855 元
ST206	Lysozyme/溶菌酶(>20KU/mg)	0.5g	40 元
ST532	Proteinase K (20mg/ml)	0.2ml	61 元
ST533	Proteinase K (20mg/ml)	1ml	196 元
ST535	Proteinase K	100mg/500mg/2g	295/945/2419 元
ST576	RNase A (10mg/ml, DNase free)	1ml	386 元
ST577	RNase A (100mg/ml, DNase free)	0.5ml	1510 元
ST578	RNase A (10mg/ml)	1ml	86 元
ST579	RNase A (100mg/ml)	0.5ml	389 元

内切酶与外切酶

产品编号	产品名称	产品包装	产品价格
D6006	RecJf Exonuclease	1.5KU/7.5KU/30KU	298/1128/3386 元
D6018	10X CutEZ™ Buffer	5ml	68 元
D6049	Apal	2000U	216 元
D6053	BamHI	2000U	156 元
D6093	BglII	500U	172 元
D6128	Bsal	1kU/5kU/20kU/200kU	198/758/2368/16568 元
D6257	DpnI	500U	249 元
D6258	DpnI	2500U	1053 元
D6329	EcoRI	2000U	106 元
D6330	EcoRI	5000U	236 元
D6337	EcoRV	1500U	181 元
D6389	HindIII	2000U	126 元
D6390	HindIII	5000U	278 元
D6417	KpnI	1000U	178 元
D6449	MluI	1000U	198 元
D6481	NcoI	200U	135 元
D6485	NdeI	400U	135 元
D6489	NheI	200U	168 元
D6497	NotI	150U	178 元
D6565	PstI	1000U	78 元
D6566	PstI	3000U	192 元
D6581	PvuII	1000U	178 元
D6585	RsaI	200U	162 元
D6593	SacI	500U	163 元
D6597	Sall	1000U	158 元
D6633	SmaI	500U	192 元
D6713	XbaI	1500U	186 元
D6721	XhoI	2000U	192 元
D6781	Endonuclease VIII	1KU/5KU/20KU	268/1066/3398 元
D7078	Thermolabile dsDNase	50 次/250 次	251/879 元
D7080	T7 Endonuclease I (CRISPR 等基因突变鉴定用)	250U/1250U/5000U	278/1035/3311 元
D7082	T5 Exonuclease	1000U/5000U/20kU	247/899/2692 元
D7084	Lambda Exonuclease	1KU/5KU/25KU	398/1528/5988 元
R7088	RNase H	250U/1000U/5000U	136/446/1789 元
D7102	BeyoNGS™ Tn5 Transposase	800pmol/4000pmol	930/3831 元
D7121	BeyoZonase™超级核酸酶(≥99%)	5KU/25KU/100KU/ 500KU/2000KU	81/309/1035/ 4142/14088 元
D7126	BeyoZonase™超级核酸酶(≥99%, with His-tag)	5KU/25KU/100KU/ 500KU/2000KU	81/309/1035/ 4142/14088 元
D7195	蛋白 A-微球菌核酸酶(pA-MNase)	60KU/300KU	498/1898 元
D7197	蛋白 G-微球菌核酸酶(pG-MNase)	60KU/300KU	518/1968 元
D7199	蛋白 AG-微球菌核酸酶(pAG-MNase)	60KU/300KU	558/2098 元
D7201	微球菌核酸酶(Micrococcal Nuclease, MNase)	320KU/1600KU	398/1296 元
D0510	FnCas12a (Cpf1)	100pmol/500pmol/ 2000pmol	268/746/ 1598 元



内切酶与外切酶

产品编号	产品名称	产品包装	产品价格
D0511	Cas9 Nuclease (SpCas9)	50pmol/250pmol/ 1000pmol	218/698/ 1898 元
P0345	DNase 活性荧光检测试剂盒	100 次/500 次	799/2998 元
P0346	DNase I 残留检测试剂盒	100 次/500 次	799/2998 元
P0349	Benzonase 核酸酶残留检测试剂盒	100 次/500 次	980/3298 元
R7088	RNase H	250U/1000U/5000U	136/446/1789 元

修饰酶

产品编号	产品名称	产品包装	产品价格
D7021	T4 RNA Ligase	200U	212 元
D7027	BeyoAP Alkaline Phosphatase	200U	183 元
D7028	Antarctic Phosphatase (Thermosensitive)	1000U/5000U	215/858 元
D7035	Klenow Fragment	100U	186 元
D7037	Klenow Fragment	200U/1000U/5000U	133/503/1935 元
D7039	Klenow Fragment, Exo-	100U	168 元
D7041	Klenow Fragment, Exo-	200U/1000U/5000U	135/505/1936 元
D7051	T4 DNA Polymerase	50U	256 元
D7052	T4 DNA Polymerase	150U/750U/3kU	133/475/1573 元
D7062	SP6 RNA Polymerase	500U	162 元
D7066	T3 RNA Polymerase	500U	135 元
D7069	T7 RNA Polymerase	1000U	183 元
D7073	DNase I	200U	158 元
D7076	DNase I	1000U	692 元
D7089	RNase H	100U	188 元
D7092	Terminal Deoxynucleotidyl Transferase (5U/μl)	500U/2.5KU	249/967 元
D7093	Terminal Deoxynucleotidyl Transferase (20U/μl,进口分装)	500U	476 元
D7095	Terminal Deoxynucleotidyl Transferase (20U/μl)	500U/2.5KU/10KU	295/1098/3520 元
D7096	T4 Polynucleotide Kinase	100U	108 元
D7097	T4 Polynucleotide Kinase	500U	476 元
D7098	T4 Polynucleotide Kinase	500U/2000U/10000U	95/278/1035 元
D7099	T4 PNK Kit	50 次/200 次	106/311 元
D7100	T4 Polynucleotide Kinase (3' phosphatase minus)	500U/2000U/10000U	143/423/1562 元
D6781	Endonuclease VIII	1K/5KU/20KU	268/1066/3398 元
D6952	牛痘 DNA 拓扑异构酶 I	200U/1000U/5000U	199/827/3313 元
D7050	Bst DNA Polymerase, Large Fragment	800U/4000U	133/516 元
D7053	phi29 DNA Polymerase	250U/1kU/5kU/20kU	163/516/1966/6215 元
D7055	Bsu DNA Polymerase, Large Fragment	200U/1000U	163/682 元
D7078	Thermolabile dsDNase	50 次/250 次	251/879 元
R0056	PEG8000 (50%, RNase free)	2ml	61 元
R0058	MgCl2 (100mM, DEPC-treated)	1ml	58 元
R0621	T4 RNA Ligase 1 (ssRNA Ligase)	1000U/5000U	267/1036 元
R0632S	T4 RNA Ligase 2 (dsRNA Ligase)	1000U	309 元

修饰酶

产品编号	产品名称	产品包装	产品价格
R0635	T4 RNA Ligase 2, truncated	5kU/20kU/100kU	578/1759/6597 元
R0637	T4 RNA Ligase 2, truncated KQ	5kU /20kU/100kU	696/2116/7916 元
R0639	AlkB (RNA/DNA 去甲基化酶, Nuclease-free)	200U/1000U/5000U	858/3368/13398 元
R0700S	小 RNA 3'接头(5'腺苷化, 3'封闭)及连接试剂盒	20 次	847 元
R0702	Universal miRNA Cloning Linker (5´腺苷化 3´封闭)	1µg/5µg	329/1336 元
R0716	5' DNA Adenylation Kit	10 次/50 次	371/1345 元
R0719	5' DNA/RNA Adenylase	3kU/15kU	788/2998 元
R7006	SP6 RNA Polymerase	1KU/5KU/25KU/100KU	136/413/1449/4868 元
R7009	T3 RNA Polymerase	1KU/5KU/25KU/100KU	133/412/1448/4867 元
R7012	T7 RNA Polymerase	1KU/5KU/25KU/100KU	122/381/1376/4453 元
R7013	T7 RNA Polymerase (High Concentration)	25KU/100KU/500KU	1328/4298/15998 元
R7090	Thermostable RNase H	250U/1000U/5000U	545/1747/7032 元

DNA 连接

产品编号	产品名称	产品包装	产品价格
D7001	超快速 DNA 连接试剂盒	100 次/500 次	248/968 元
D7002	快速 DNA 连接试剂盒	100 次	192 元
D7003	快速 DNA 连接试剂盒	500 次	755 元
D7006	T4 DNA Ligase	40,000U	55 元
D7008	T4 DNA Ligase	200,000U	199 元
D7009	Instant T4 DNA Ligase	40kU/200kU	69/268 元
D7016	E. coli DNA Ligase	200U/1KU/5KU	168/658/2596 元
D7018	PBCV-1 DNA Ligase	1250U/5kU/25kU	609/1863/7250 元
D7010	Seamless Cloning Kit (无缝克隆试剂盒)	20 次/100 次	341/1260 元
D6952	牛痘 DNA 拓扑异构酶 I	200U/1000U/5000U	199/827/3313 元

重组与克隆

产品编号	产品名称	产品包装	产品价格
D0251	Annealing Buffer for DNA Oligos (5X)	1ml	89 元
D0509	Cre Recombinase	50U/250U/1000U	205/827/2610 元
D6952	牛痘 DNA 拓扑异构酶 I	200U/1000U/5000U	199/827/3313 元
D7010	Seamless Cloning Kit (无缝克隆试剂盒)	20 次/100 次	341/1260 元
D7012	DNA 末端平滑试剂盒	20 次	150 元
D7013	Quick Blunting Kit	20 次/100 次	185/690 元
D2006	pUCm-T 载体	20 次	279 元
D6128	BsaI	1kU/5kU/20kU/200kU	198/758/2368/16568 元
D7002	快速 DNA 连接试剂盒	100 次	192 元
D7003	快速 DNA 连接试剂盒	500 次	755 元
D7006	T4 DNA Ligase	40,000U	55 元
D7008	T4 DNA Ligase	200,000U	199 元
D7057	T4 Gene 32 Protein (ssDNA 结合蛋白)	100µg/500µg/2mg	205/827/2650 元
D7082	T5 Exonuclease	1000U/5000U/20kU	247/899/2692 元

重组与克隆

产品编号	产品名称	产品包装	产品价格
R0635	T4 RNA Ligase 2, truncated	5kU/20kU/100kU	578/1759/6597 元
R0700S	小 RNA 3'接头(5'腺苷化, 3'封闭)及连接试剂盒	20 次	847 元
R0702	Universal miRNA Cloning Linker (5'腺苷化 3'封闭)	1μg/5μg	329/1336 元
R0716	5' DNA Adenylation Kit	10 次/50 次	371/1345 元

基因突变

产品编号	产品名称	产品包装	产品价格
D0206	QuickMutation™基因定点突变试剂盒	10 次/50 次	338/1358 元
D0208	QuickMutation™ Plus 基因定点突变试剂盒	10 次/50 次	436/1768 元
D0219	QuickMutation™基因随机突变试剂盒	50 次/200 次	1726/5248 元
D6257	DpnI	500U	249 元
D6258	DpnI	2500U	1053 元
D0508	基因组编辑突变检测试剂盒	25 次/100 次	412/1241 元
D7080	T7 Endonuclease I (CRISPR 等基因突变鉴定用)	250U/1250U/5000U	278/1035/3311 元
D7102	BeyoNGS™ Tn5 Transposase	800pmol/4000pmol	930/3831 元

基因编辑

产品编号	产品名称	产品包装	产品价格
D0508	基因组编辑突变检测试剂盒	25 次/100 次	412/1241 元
D0510	FnCas12a (Cpf1)	100pmol/500pmol/ 2000pmol	268/746 1598 元
D0511	Cas9 Nuclease (SpCas9)	50pmol/250pmol/ 1000pmol	218/698/ 1898 元
D7081	BeyoCRISPR™ One-Step sgRNA Synthesis Kit	20 次/100 次	899/3699 元
D7083	BeyoCRISPR™ Two-Step sgRNA Synthesis Kit	20 次/100 次	899/3699 元
D8301	pLenti-U6-gRNA-Cas9-P2A-EGFP-Neo	1μg/100μg	888/1169 元
D8302	pLenti-U6-gRNA-Cas9-P2A-mCherry-Neo	1μg/100μg	888/1169 元
D8303	pLenti-U6-gRNA-Cas9-P2A-EGFP-Puro&Zeocin	1μg/100μg	888/1169 元
D8304	pLenti-U6-gRNA-Cas9-P2A-mCherry-Puro&Zeocin	1μg/100μg	888/1169 元
D8305	pLenti-U6-gRNA-Cas9-P2A-EGFP-Zeocin	1μg/100μg	888/1169 元
D8306	pLenti-U6-gRNA-Cas9-P2A-mCherry-Zeocin	1μg/100μg	888/1169 元
D8307	pLenti-U6-gRNA-Cas9-P2A-EGFP-Bla	1μg/100μg	888/1169 元
D8308	pLenti-U6-gRNA-Cas9-P2A-mCherry-Bla	1μg/100μg	888/1169 元
D8309	pLenti-U6-gRNA-Cas9-P2A-EGFP-Hygro	1μg/100μg	888/1169 元
D8310	pLenti-U6-gRNA-Cas9-P2A-mCherry-Hygro	1μg/100μg	888/1169 元
D0509	Cre Recombinase	50U/250U/1000U	205/827/2610 元
D7080	T7 Endonuclease I (CRISPR 等基因突变鉴定用)	250U/1250U/5000U	278/1035/3311 元
C4102	Lenti-EF1α-Cre-P2A-EGFP-Puro (10 ⁸ TU/ml)	100μl/1ml	621/4142 元
C4105	Lenti-EF1α-Cre-P2A-mCherry-Puro (10 ⁸ TU/ml)	100μl/1ml	621/4142 元

反转录

产品编号	产品名称	产品包装	产品价格
D7153	BeyoRT™ M-MuLV 反转录酶	2000U	179 元
D7159	BeyoRT™ M-MuLV 反转录酶(RNase H-)	2000U	339 元
D7160	BeyoRT™ II M-MLV 反转录酶(RNase H-)	10KU/50KU/200KU	109/427/1393 元
D7166	BeyoRT™ cDNA 第一链合成试剂盒(RNase H-)	10 次	418 元
D7168	BeyoRT™ II cDNA 第一链合成试剂盒(RNase H-)	20 次/100 次/500 次	83/307/1239 元
D7170	BeyoRT™ II cDNA 合成试剂盒(with gDNA Eraser)	20 次/100 次/500 次	151/586/2339 元
D7172	cDNA 第二链合成试剂盒	10 次	307 元
D7176	BeyoRT™ III M-MLV 反转录酶	10KU/50KU/200KU	130/505/1671 元
D7178	BeyoRT™ III cDNA 第一链合成试剂盒	20 次/100 次/500 次	88/328/1342 元
D7180	BeyoRT™ III cDNA 合成试剂盒(with gDNA EZeraser)	20 次/100 次/500 次	153/595/2465 元
D7182	BeyoRT™ III cDNA 第一链合成预混液(5X)	20 次/100 次/500 次	123/480/1902 元
D7185	BeyoRT™ III cDNA 合成预混液(5X) (with gDNA EZeraser)	20 次/100 次/500 次	173/658/2771 元
D7188	BeyoRT™ Q M-MLV 反转录酶	10KU/50KU/200KU	122/486/1608 元
D7190	BeyoRT™ Q cDNA 第一链合成试剂盒	20 次/100 次/500 次	83/309/1272 元
D7378	ATP (100mM, Nuclease free)	250μl/1ml/5ml	95/236/859 元
D7379	CTP (100mM, Nuclease free)	250μl/1ml/5ml	95/236/859 元
D7380	GTP (100mM, Nuclease free)	250μl/1ml/5ml	95/236/859 元
D7381	UTP (100mM, Nuclease free)	250μl/1ml/5ml	95/236/859 元
D7383	NTP set (100mM each, Nuclease free)	4×250μl	235 元
D7385	NTP Mix (10mM each, Nuclease free)	500μl/2ml	81/195 元
D7387	NTP Mix (25mM each, Nuclease free)	250μl/1ml	93/235 元
D7078	Thermolabile dsDNase	50 次/250 次	251/879 元
D7268	BeyoFast™ SYBR Green One-Step qRT-PCR Kit	100 次/500 次	475/1935 元
D7277	BeyoFast™ Probe One-Step qRT-PCR Kit	100 次/500 次	433/1759 元
R0102	RNase Inhibitor	2000U/10000U/50000U	175/689/2716 元
R0118	RNA Later™动物组织 RNA 稳定保存液	100ml/500ml	327/990 元
R0123	RNase and DNase Away	250ml	135 元
R0125	RNase, DNase and DNA Away	250ml	145 元
R0127	RNase, DNase, RNA and DNA Away	250ml	158 元
R7025	Pyrophosphatase, Inorganic (yeast)	10U/50U/200U/1000U/	198/468/1168/3798/
R7070	E.coli Poly(A) Polymerase	100U/500U/2.5kU/10kU	288/1138/4556/15428 元
R7075S	Poly(A) Polymerase Tailing Kit	50-250 次	1210 元
R7088	RNase H	250U/1000U/5000U	136/446/1789 元

PCR 相关

产品编号	产品名称	产品包装	产品价格
D7205	Taq DNA Polymerase	200U	29 元
D7207	Taq DNA Polymerase	1000U	111 元
D7209	Taq DNA Polymerase	5000U	440 元
D7211	Hot-Start Taq DNA Polymerase	200U/1000U/5000U	93/373/1489 元
D7213	BeyoAmp™ Extra-long DNA Polymerase	200U/1000U	130/469 元

PCR 相关

产品编号	产品名称	产品包装	产品价格
D7215	BeyoAmp™ Plus Extra-long DNA Polymerase	200U/1000U	153/539 元
D7216	Pfu DNA Polymerase	200U	36 元
D7217	Pfu DNA Polymerase	1000U	143 元
D7218	BeyoTaq DNA Polymerase	200U	40 元
D7219	BeyoTaq DNA Polymerase	1000U	157 元
D7220	BeyoFusion™ DNA Polymerase	200U	112 元
D7221	BeyoFusion™ DNA Polymerase	1000U	458 元
D7222	BeyoFusion™ Plus DNA Polymerase	200U/1000U	135/525 元
D7223	PCR Buffer 套装(PCR 优化用)	共 5ml	82 元
D7226	GC-rich PCR Buffer (4 种套装)	共 2ml	131 元
D7228	2X PCR Master Mix	400 次	100 元
D7232	PCR Kit with Taq	400 次	58 元
D7233	PCR Kit with Taq	2000 次	226 元
D7237	PCR Kit with BeyoTaq	400 次	195 元
D7239	Q6U™ High-Fidelity DNA Polymerase	100U/500U/2000U	205/845/2795 元
D7241	HemoTaq™ DNA Polymerase (Blood-resistant)	200 次/1000 次	262/967 元
D7243	HemoTaq™ HF DNA Polymerase (Blood-resistant)	200 次/1000 次	316/1162 元
D7245	Blood PCR Enhancer (2X)	2ml	75 元
D7248	PlantTaq™ DNA Polymerase (Chlorophyll-resistant)	200 次/1000 次	285/1048 元
D7250	BeyoFusion™ PCR Master Mix (2X)	1ml/5ml	60/226 元
D7251	Easy-Load™ PCR Master Mix (Blue, 2X)	100 次/400 次 2000 次/10000 次	36/112/440/1779 元
D7255	Easy-Load™ PCR Master Mix (Green, 2X)	100 次/400 次 2000 次/10000 次	36/112/440/1759 元
D7259	Easy-Load™ PCR Master Mix (Orange, 2X)	100 次/400 次 2000 次/10000 次	36/112/438/1759 元
D7281	动物组织直接 PCR 试剂盒	100 次/500 次	212/833 元
D7283	鼠尾基因型快速鉴定试剂盒	100 次/500 次	218/855 元
D7284	一步法鼠基因型鉴定试剂盒	100 次/500 次	172/613 元
D7285	Easy-Load™ Blood Direct PCR Master Mix (2X)	100 次/500 次	157/581 元
D7287	Easy-Load™ Blood Direct PCR Master Mix (HF, 2X)	100 次/500 次	190/697 元
D7289	Easy-Load™ Plant Direct PCR Master Mix (2X)	100 次/500 次	185/682 元
D7292	BeyoPlant™植物基因型快速鉴定试剂盒	100 次/500 次	185/682 元
D7301	BeyoMulti™多重 PCR 试剂盒	100 次/500 次	692/2609 元
D7303S	BeyoMulti™ PCR Enhancer (2X)	2ml	78 元
D7305	Easy-Load™ Multiplex PCR Master Mix (2X)	100 次/500 次	899/3386 元
D7280	菌落直接 PCR 试剂盒	100 次/400 次/2000 次	45/131/485 元
D7351	dATP (100mM)	250μl	67 元
D7353	dCTP (100mM)	250μl	67 元
D7355	dGTP (100mM)	250μl	67 元
D7357	dTTP (100mM)	250μl	67 元
D7359	dUTP (100mM)	250μl/1ml	156/516 元
D7360	Uracil-DNA Glycosylase (E. coli)	1000U/5000U	267/1106 元
D7361	dITP (100mM)	250μl/1ml	279/889 元
D7362	Uracil-DNA Glycosylase (Heat-labile, Bacterium)	100U/500U	65/226 元
D7364	Uracil-DNA Glycosylase (Heat-labile, Cod)	200U/1000U/5000U	102/412/1656 元
D7366	dNTP (4 管套装, 100mM)	4×50μl	65 元
D7371	dNTP Mixture (2.5mM each)	1ml	32 元

PCR 相关

产品编号	产品名称	产品包装	产品价格
D7373	dNTP Mixture (25mM each)	250μl	68 元
D7376	dNTP/dUTP Mixture (2.5mM each/5mM)	1ml/5ml	58/237 元
D0065	动物基因组 DNA 快速抽提试剂盒(PCR 分析用)	100 次/500 次	185/739 元
D0219	QuickMutation™基因随机突变试剂盒	50 次/200 次	1726/5248 元
D7053	phi29 DNA Polymerase	250U/1kU	163/516 元
D7053	phi29 DNA Polymerase	5kU/20kU	1966/6215 元
D7153	BeyoRT™ M-MuLV 反转录酶	2000U	179 元
D7159	BeyoRT™ M-MuLV 反转录酶(RNase H-)	2000U	339 元
D7160	BeyoRT™ II M-MLV 反转录酶(RNase H-)	10KU/50KU/200KU	109/427/1393 元
D7166	BeyoRT™ cDNA 第一链合成试剂盒(RNase H-)	10 次	418 元
D7168	BeyoRT™ II cDNA 第一链合成试剂盒(RNase H-)	20 次/100 次/500 次	83/307/1239 元
D7170	BeyoRT™ II cDNA 合成试剂盒(with gDNA Eraser)	20 次/100 次/500 次	151/586/2339 元
D7172	cDNA 第二链合成试剂盒	10 次	307 元
D7176	BeyoRT™ III M-MLV 反转录酶	10KU/50KU/200KU	130/505/1671 元
D7178	BeyoRT™ III cDNA 第一链合成试剂盒	20 次/100 次/500 次	88/328/1342 元
D7180	BeyoRT™ III cDNA 合成试剂盒(with gDNA EZeraser)	20 次/100 次/500 次	153/595/2465 元
D7182	BeyoRT™ III cDNA 第一链合成预混液(5X)	20 次/100 次/500 次	123/480/1902 元
D7185	BeyoRT™ III cDNA 合成预混液(5X) (with gDNA EZeraser)	20 次/100 次/500 次	173/658/2771 元
D7260	BeyoFast™ SYBR Green qPCR Mix (2X)	1ml/5ml/25ml	123/513/2157 元
D7262	BeyoFast™ SYBR Green qPCR Mix (2X, Low ROX)	1ml/5ml/25ml	123/513/2155 元
D7265	BeyoFast™ SYBR Green qPCR Mix (2X, High ROX)	1ml/5ml/25ml	123/513/2155 元
D7268	BeyoFast™ SYBR Green One-Step qRT-PCR Kit	100 次/500 次	475/1935 元
D7271	BeyoFast™ Probe qPCR Mix (2X)	1ml/5ml/25ml	112/472/1989 元
D7272	BeyoFast™ Probe qPCR Mix (2X, Low ROX)	1ml/5ml/25ml	113/475/1995 元
D7273	BeyoFast™ Probe qPCR Mix (2X, High ROX)	1ml/5ml/25ml	115/476/1997 元
D7277	BeyoFast™ Probe One-Step qRT-PCR Kit	100 次/500 次	433/1759 元
D7188	BeyoRT™ Q M-MLV 反转录酶	10KU/50KU/200KU	122/486/1608 元
D7190	BeyoRT™ Q cDNA 第一链合成试剂盒	20 次/100 次/500 次	83/309/1272 元
D7378	ATP (100mM, Nuclease free)	1ml/5ml	236/859 元
D7379	CTP (100mM, Nuclease free)	1ml/5ml	236/859 元
D7380	GTP (100mM, Nuclease free)	1ml/5ml	236/859 元
D7381	UTP (100mM, Nuclease free)	1ml/5ml	236/859 元
D7383-1ml	NTP set (100mM each, Nuclease free)	4×250μl	235 元
D7385	NTP Mix (10mM each, Nuclease free)	500μl/2ml	81/195 元
D7387	NTP Mix (25mM each, Nuclease free)	250μl/1ml	93/235 元
FTIP616-10bxs	BeyoGold™无菌盒装低吸附吸头(0.1-10μl, 无色)	96 个/盒, 10 盒/箱	221/箱
FTIP616	BeyoGold™无菌盒装低吸附吸头(0.1-10μl, 无色)	96 个/盒, 50 盒/箱	919/箱
FTUB002	200 微升薄壁 PCR 管(凸盖)	1000 个/包	31/包
FTUB003	200 微升薄壁 PCR 管(平盖)	1000 个/包	22/包
FTUB108	200 微升八联管(PCR 排管)	200 排/包	136/包
FTUB110	96 管 PCR 板	10 个/包	29/包
FTUB111	96 管 PCR 板(带边框)	10 个/包	40/包
FTUB113	八联管盖(用于八联管或 96 管 PCR 板)	200 条/包	45/包
FTUB116	十二联管盖(用于 96 管 PCR 板)	200 条/包	55/包
FTUB322	BeyoGold™ PCR 管(0.2ml, 凸盖, 透明)	1000 个/包	135/包

反转录与 PCR

PCR 相关

产品编号	产品名称	产品包装	产品价格
FTUB323	BeyoGold™ PCR 管(0.2ml, 凸盖, 透明)	1000 个/包, 10 包/ 箱	1283/箱
FTUB328	BeyoGold™ PCR 八联排管(0.2ml, 凸盖, 透明)	125 排/盒	445/盒
FTUB329	BeyoGold™ PCR 八联排管(0.2ml, 凸盖, 透明)	125 排/ 盒, 10 盒/箱	4255/箱
FTUB333	荧光定量 PCR 用 96 孔板(ABI 原装)	20 个/包装	816/件
FTUB384	荧光定量 PCR 用 384 孔板(ABI 分装)	20 个/包装	811/件
FSF002	荧光定量 PCR 用封板膜(ABI 分装)	20 片/包装	410/件
FSF007	封板膜(透明, Axygen 分装)	100 片/包装	145/件
FSF008	封板膜(透明, Axygen 原装)	500 片/包装	658/件
FSF021	封板膜(白色, 耐冷耐热耐常见溶剂)	100 片/包装	45/件
FSF025	封板膜(黑色, 耐冷耐热耐常见溶剂)	100 片/包装	45/件
ST269	1M MgCl ₂	100ml	31 元
ST275	Mineral oil (矿物油)	20ml	39 元
ST872	BeyoPure™ Ultrapure Water (Sterile)	100ml/500ml	20/42 元
ST873	BeyoPure™ Ultrapure Water (PCR 级, Sterile)	100ml	23.80 元
ST1524	矿物油(light oil (neat), BioReagent)	50ml/250ml/1L	62/155/379 元

定量 PCR

产品编号	产品名称	产品包装	产品价格
D7260	BeyoFast™ SYBR Green qPCR Mix (2X)	1ml/5ml/25ml	123/513/2157 元
D7262	BeyoFast™ SYBR Green qPCR Mix (2X, Low ROX)	1ml/5ml/25ml	123/513/2155 元
D7265	BeyoFast™ SYBR Green qPCR Mix (2X, High ROX)	1ml/5ml/25ml	123/513/2155 元
D7268	BeyoFast™ SYBR Green One-Step qRT-PCR Kit	100 次/500 次	475/1935 元
D7271	BeyoFast™ Probe qPCR Mix (2X)	1ml/5ml/25ml	112/472/1989 元
D7272	BeyoFast™ Probe qPCR Mix (2X, Low ROX)	1ml/5ml/25ml	113/475/1995 元
D7273	BeyoFast™ Probe qPCR Mix (2X, High ROX)	1ml/5ml/25ml	115/476/1997 元
D7277	BeyoFast™ Probe One-Step qRT-PCR Kit	100 次/500 次	433/1759 元
D8006	新型冠状病毒(2019-nCoV)双荧光 qRT-PCR 试剂盒	100 次/500 次	999/3999 元
D7359	dUTP (100mM)	250μl/1ml	156/516 元
D7376	dNTP/dUTP Mixture (2.5mM each/5mM)	1ml/5ml	58/237 元

等温扩增

产品编号	产品名称	产品包装	产品价格
D7050	Bst DNA Polymerase, Large Fragment	800U/4000U	113/516 元
D7053	phi29 DNA Polymerase	250U/1kU/5kU/20kU	163/516/1966/6215 元
D7055	Bsu DNA Polymerase, Large Fragment	200U/1000U	163/682 元
D7057	T4 Gene 32 Protein (ssDNA 结合蛋白)	100μg/500μg/2mg	205/827/2650 元
D7084	Lambda Exonuclease	1KU/5KU/25KU	398/1528/5988 元
D7359	dUTP (100mM)	250μl/1ml	156/516 元
D7360	Uracil-DNA Glycosylase (E. coli)	1000U/ 5000U	267/1106 元
D7362	Uracil-DNA Glycosylase (Heat-labile, Bacterium)	100U/ 500U	65/226 元
D7364	Uracil-DNA Glycosylase (Heat-labile, Cod)	200U/ 1000U/5000U	102/412/1656 元
D7371	dNTP Mixture (2.5mM each)	1ml	32 元
D7373	dNTP Mixture (25mM each)	250μl	68 元
D7376	dNTP/dUTP Mixture (2.5mM each/5mM)	1ml/5ml	58/237 元

电泳介质与溶液

产品编号	产品名称	产品包装	产品价格
D0071	DNA 上样缓冲液(6X)	2ml	18 元
D0072	BeyoRed DNA 上样缓冲液(6X)	2ml	32 元
D0076	InstantView™红色荧光 DNA 上样缓冲液(6X, 溴酚蓝)	1ml/10ml	42/318 元
D0078	InstantView™绿色荧光 DNA 上样缓冲液(6X, 溴酚蓝)	1ml/10ml	42/318 元
D0081	InstantView™红色荧光 DNA 上样缓冲液(6X, BeyoRed)	1ml/10ml	51/373 元
D0083	InstantView™绿色荧光 DNA 上样缓冲液(6X, BeyoRed)	1ml/10ml	51/373 元
D0161S	BeyoGel™琼脂糖预制胶(1%, NA-Red, TAE, 8 孔)	10 块	103 元
D0163S	BeyoGel™琼脂糖预制胶(2%, NA-Red, TAE, 8 孔)	10 块	110 元
D0171S	BeyoGel™ TBE PAGE 预制胶(5%, 10 孔)	10 块	1199 元
D0172S	BeyoGel™ TBE PAGE 预制胶(5%, 15 孔)	10 块	1199 元
D0174S	BeyoGel™ TBE PAGE 预制胶(10%, 10 孔)	10 块	1199 元
D0175S	BeyoGel™ TBE PAGE 预制胶(10%, 15 孔)	10 块	1199 元
D0177S	BeyoGel™ TBE PAGE 预制胶(12%, 10 孔)	10 块	1199 元
D0178S	BeyoGel™ TBE PAGE 预制胶(12%, 15 孔)	10 块	1199 元
D0182S	BeyoGel™ TBE PAGE 预制胶(15%, 10 孔)	10 块	1199 元
D0183S	BeyoGel™ TBE PAGE 预制胶(15%, 15 孔)	10 块	1199 元
D0185S	BeyoGel™ TBE PAGE 预制胶(4-20%, 10 孔)	10 块	1199 元
D0186S	BeyoGel™ TBE PAGE 预制胶(4-20%, 15 孔)	10 块	1199 元
ST003	30% Acr-Bis (29:1)	100ml/500ml	75/288 元
ST004	40% Acr-Bis (39:1)	100ml	83 元
ST004B	40% Acr-Bis (19:1, Nuclease free)	100ml	103 元
ST004L	Agarose	50g	281 元
ST004M	Agarose (Low EEO)	50g	135 元
ST004Q	Agarose (Low EEO)	250g	591 元
ST105	Agarose (Low Melting Point)	1g/5g/25g/100g	52/189/699/2098 元
ST716	TAE (50X)	500ml	83 元
ST718	TBE (5X)	500ml	36 元
ST720	TBE (1X premixed powder)	2L	14.30 元
ST721	TBE (1X premixed powder)	10×2L	105 元
ST723	TBE (5X premixed powder)	2×2L	89 元

DNA 分子量标准

产品编号	产品名称	产品包装	产品价格
D0107	DNA Ladder (0.1-10 kb, 21 bands)	100 次	135 元
D0109	DNA Ladder (0.1-10 kb, 21 bands, with BeyoRed)	100 次	145 元
D0110	DNA Ladder (0.2-12 kb, 12 bands)	100 次	83 元
D0111	DNA Ladder (0.2-12kb, 12 bands, with BeyoRed)	100 次	90 元
D0115S	InstantView™红色荧光 DNA Ladder(0.1-10kb, 21 bands, 溴酚蓝)	100 次	168 元
D0116S	InstantView™绿色荧光 DNA Ladder(0.1-10kb, 21 bands, 溴酚蓝)	100 次	168 元
D0117S	InstantView™红色荧光 DNA Ladder(0.1-10kb, 21 bands, BeyoRed)	100 次	179 元
D0118S	InstantView™绿色荧光 DNA Ladder(0.1-10kb, 21 bands, BeyoRed)	100 次	179 元
D0120S	InstantView™红色荧光 DNA Ladder(0.2-12kb, 12 bands, 溴酚蓝)	100 次	117 元
D0121S	InstantView™绿色荧光 DNA Ladder(0.2-12kb, 12 bands, 溴酚蓝)	100 次	117 元

DNA 分子量标准

产品编号	产品名称	产品包装	产品价格
D0122S	InstantView™红色荧光 DNA Ladder(0.2-12kb, 12 bands, BeyoRed)	100 次	127 元
D0123S	InstantView™绿色荧光 DNA Ladder(0.2-12kb, 12 bands, BeyoRed)	100 次	127 元

电泳染料

产品编号	产品名称	产品包装	产品价格
D0128	NA-Red (EB 升级换代产品, 2000X)	1ml	250 元
D0130	NA-Red (EB 升级换代产品, 2000X)	5ml	1056 元
D0133	NA-Green (EB 升级换代产品, 2000X)	1ml	252 元
D0135	NA-Green (EB 升级换代产品, 2000X)	5ml	1058 元
D0136	NA-Green Plus (EB 升级换代产品, 2000X)	1ml/5ml	252/1058 元
D0139	Gel-Red (EB 升级换代产品, 10000X)	0.2ml	276 元
D0140	Gel-Red (EB 升级换代产品, 10000X)	1ml	1169 元
D0143	Gel-Green (EB 升级换代产品, 10000X)	0.2ml	279 元
D0145	Gel-Green (EB 升级换代产品, 10000X)	1ml	1172 元
D0147	Gel-Green Plus (EB 升级换代产品, 10000X)	0.2ml/1ml	279/1172 元
D0151	InstantView™红色荧光 DNA Marker 染料(50X)	0.2ml	109 元
D0153	InstantView™绿色荧光 DNA Marker 染料(50X)	0.2ml	109 元



DNA 标记与检测

生物素标记与检测

产品编号	产品名称	产品包装	产品价格
D3106	生物素 3' 末端 DNA 标记试剂盒	20 次	1486 元
D3118	生物素随机引物 DNA 标记试剂盒	10 次	1156 元
D3308	化学发光法生物素标记核酸检测试剂盒	1000cm2	1186 元
D3308B	封闭液(D3308 专用)	380ml	117 元
D3308W	洗涤液(5X, D3308 专用)	250ml	117 元
FS035	WB 专用镊子(12cm, 翘方头)	1 把/袋	20 元/袋
P2151	BeyoMag™ Streptavidin Magnetic Beads (链霉亲和素磁珠)	200μl/1ml/5ml	196/785/2899 元

EMSA 相关

产品编号	产品名称	产品包装	产品价格
GS002	EMSA/Gel-Shift 试剂盒	100 次	1257 元
GS005	EMSA/Gel-Shift 结合缓冲液(5X)	100 次	583 元
GS006	EMSA/Gel-Shift 上样缓冲液(无色, 10X)	200 次	48 元
GS007	EMSA/Gel-Shift 上样缓冲液(蓝色, 10X)	200 次	48 元
GS008	EMSA 探针生物素标记试剂盒	20 次	1607 元
GS009	化学发光法 EMSA 试剂盒	100 次	1662 元
GS009A	检测平衡液(GS009 专用)	250ml	125 元
GS009B	封闭液(GS009 专用)	380ml	125 元
GS009W	洗涤液(5X, GS009 专用)	250ml	125 元
GS011	EMSA 探针—AP1 (1.75μM)	60μl	195 元
GS011A	EMSA 探针—AP1 (10μM)	30μl	458 元
GS011B	生物素标记 EMSA 探针—AP1 (0.2μM)	200μl	699 元
GS011M	EMSA 突变探针—AP1 (1.75μM)	60μl	199 元
GS011T	EMSA 突变探针—AP1 (10μM)	30μl	462 元
GS012	EMSA 探针—AP2 (1.75μM)	60μl	195 元
GS012A	EMSA 探针—AP2 (10μM)	30μl	458 元
GS012B	生物素标记 EMSA 探针—AP2 (0.2μM)	200μl	699 元
GS012M	EMSA 突变探针—AP2 (1.75μM)	60μl	199 元
GS012T	EMSA 突变探针—AP2 (10μM)	30μl	462 元
GS013	EMSA 探针—ARE (1.75μM)	60μl	195 元
GS013A	EMSA 探针—ARE (10μM)	30μl	458 元
GS013B	生物素标记 EMSA 探针—ARE (0.2μM)	200μl	699 元
GS013M	EMSA 突变探针—ARE (1.75μM)	60μl	199 元
GS013T	EMSA 突变探针—ARE (10μM)	30μl	462 元
GS016	EMSA 探针—C/EBP (1.75μM)	60μl	195 元
GS016A	EMSA 探针—C/EBP (10μM)	30μl	458 元
GS016B	生物素标记 EMSA 探针—C/EBP (0.2μM)	200μl	699 元
GS016M	EMSA 突变探针—C/EBP (1.75μM)	60μl	199 元
GS016T	EMSA 突变探针—C/EBP (10μM)	30μl	462 元
GS018	EMSA 探针—β-Catenin/TCF (1.75μM)	60μl	195 元
GS018A	EMSA 探针—β-Catenin/TCF (10μM)	30μl	458 元
GS018B	生物素标记 EMSA 探针—β-Catenin/TCF (0.2μM)	200μl	699 元
GS018M	EMSA 突变探针—β-Catenin/TCF (1.75μM)	60μl	199 元
GS018T	EMSA 突变探针—β-Catenin/TCF (10μM)	30μl	462 元



EMSA 相关

产品编号	产品名称	产品包装	产品价格
GS021	EMSA 探针—CREB (1.75μM)	60μl	195 元
GS021A	EMSA 探针—CREB (10μM)	30μl	458 元
GS021B	生物素标记 EMSA 探针—CREB (0.2μM)	200μl	699 元
GS021M	EMSA 突变探针—CREB (1.75μM)	60μl	199 元
GS021T	EMSA 突变探针—CREB (10μM)	30μl	462 元
GS032	EMSA 探针—HIF-1α (1.75μM)	60μl	195 元
GS032A	EMSA 探针—HIF-1α (10μM)	30μl	458 元
GS032B	生物素标记 EMSA 探针—HIF-1α (0.2μM)	200μl	699 元
GS032M	EMSA 突变探针—HIF-1α (1.75μM)	60μl	199 元
GS032T	EMSA 突变探针—HIF-1α (10μM)	30μl	462 元
GS056	EMSA 探针—NF-κB (1.75μM)	60μl	195 元
GS056A	EMSA 探针—NF-κB (10μM)	30μl	458 元
GS056B	生物素标记 EMSA 探针—NF-κB (0.2μM)	200μl	699 元
GS056M	EMSA 突变探针—NF-κB (1.75μM)	60μl	199 元
GS056T	EMSA 突变探针—NF-κB (10μM)	30μl	462 元
GS061	EMSA 探针—OCT-1 (1.75μM)	60μl	195 元
GS061A	EMSA 探针—OCT-1 (10μM)	30μl	458 元
GS061B	生物素标记 EMSA 探针—OCT-1 (0.2μM)	200μl	699 元
GS061M	EMSA 突变探针—OCT-1 (1.75μM)	60μl	199 元
GS061T	EMSA 突变探针—OCT-1 (10μM)	30μl	462 元
GS066	EMSA 探针—p53 (1.75μM)	60μl	195 元
GS066A	EMSA 探针—p53 (10μM)	30μl	458 元
GS066B	生物素标记 EMSA 探针—p53 (0.2μM)	200μl	699 元
GS066M	EMSA 突变探针—p53 (1.75μM)	60μl	199 元
GS066T	EMSA 突变探针—p53 (10μM)	30μl	462 元
GS072	EMSA 探针—PPAR (1.75μM)	60μl	195 元
GS072A	EMSA 探针—PPAR (10μM)	30μl	458 元
GS072B	生物素标记 EMSA 探针—PPAR (0.2μM)	200μl	699 元
GS072M	EMSA 突变探针—PPAR (1.75μM)	60μl	199 元
GS072T	EMSA 突变探针—PPAR (10μM)	30μl	462 元
GS078	EMSA 探针—SP1 (1.75μM)	60μl	195 元
GS078A	EMSA 探针—SP1 (10μM)	30μl	458 元
GS078B	生物素标记 EMSA 探针—SP1 (0.2μM)	200μl	699 元
GS078M	EMSA 突变探针—SP1 (1.75μM)	60μl	199 元
GS078T	EMSA 突变探针—SP1 (10μM)	30μl	462 元
GS083	EMSA 探针—STAT3 (1.75μM)	60μl	195 元
GS083A	EMSA 探针—STAT3 (10μM)	30μl	458 元
GS083B	生物素标记 EMSA 探针—STAT3 (0.2μM)	200μl	699 元
GS083M	EMSA 突变探针—STAT3 (1.75μM)	60μl	199 元
GS083T	EMSA 突变探针—STAT3 (10μM)	30μl	462 元
GS085	EMSA 探针—STAT5 (1.75μM)	60μl	195 元
GS085A	EMSA 探针—STAT5 (10μM)	30μl	458 元
GS085B	生物素标记 EMSA 探针—STAT5 (0.2μM)	200μl	699 元
GS085M	EMSA 突变探针—STAT5 (1.75μM)	60μl	199 元
GS085T	EMSA 突变探针—STAT5 (10μM)	30μl	462 元

DNA 标记与检测

EMSA 相关

产品编号	产品名称	产品包装	产品价格
GS106	EMSA 探针—YY1 (1.75μM)	60μl	195 元
GS106A	EMSA 探针—YY1 (10μM)	30μl	458 元
GS106B	生物素标记 EMSA 探针—YY1 (0.2μM)	200μl	699 元
GS106M	EMSA 突变探针—YY1 (1.75μM)	60μl	199 元
GS106T	EMSA 突变探针—YY1 (10μM)	30μl	462 元
GS301S	BeyoGel™ EMSA PAGE 预制胶(4%, 10 孔)	10 块	1199 元
GS302S	BeyoGel™ EMSA PAGE 预制胶(4%, 15 孔)	10 块	1199 元
GS305S	BeyoGel™ EMSA PAGE 预制胶(6%, 10 孔)	10 块	1199 元
GS306S	BeyoGel™ EMSA PAGE 预制胶(6%, 15 孔)	10 块	1199 元

建库与高通量测序

产品编号	产品名称	产品包装	产品价格
D0038	BeyoMag™ DNA 长度分选磁珠	1ml/5ml/20ml/100ml	108/368/1058/3698 元
D7006	T4 DNA Ligase	40,000U	55 元
D7008	T4 DNA Ligase	200,000U	199 元
D7012	DNA 末端平滑试剂盒	20 次	150 元
D7013	Quick Blunting Kit	20 次/100 次	185/690 元
D7035	Klenow Fragment	100U	186 元
D7037	Klenow Fragment	200U/1000U/5000U	133/503/1935 元
D7039	Klenow Fragment, Exo-	100U	168 元
D7041	Klenow Fragment, Exo-	200U/1000U/5000U	135/505/1936 元
D7051	T4 DNA Polymerase	50U	256 元
D7052	T4 DNA Polymerase	150U/750U/3kU	133/475/1573 元
D7096	T4 Polynucleotide Kinase	100U	108 元
D7098	T4 Polynucleotide Kinase	500U/2000U/10000U	95/278/1035 元
D7100	T4 Polynucleotide Kinase (3' phosphatase minus)	500U/2000U/10000U	143/423/1562 元
D7102	BeyoNGS™ Tn5 Transposase	800pmol/4000pmol	930/3831 元
D7160	BeyoRT™ II M-MLV 反转录酶(RNase H-)	10KU/50KU/200KU	109/427/1393 元
D7176	BeyoRT™ III M-MLV 反转录酶	10KU/50KU/200KU	130/505/1671 元
D7213	BeyoAmp™ Extra-long DNA Polymerase	200U/1000U	130/469 元
D7215	BeyoAmp™ Plus Extra-long DNA Polymerase	200U/1000U	153/539 元
D7220	BeyoFusion™ DNA Polymerase	200U	112 元
D7221	BeyoFusion™ DNA Polymerase	1000U	458 元
D7239	Q6U™ High-Fidelity DNA Polymerase	100U/500U/2000U	205/845/2795 元
R0102	RNase Inhibitor	2000U/10000U/50000U	175/689/2716 元
R0621	T4 RNA Ligase 1 (ssRNA Ligase)	1000U/5000U	267/1036 元
R0632S	T4 RNA Ligase 2 (dsRNA Ligase)	1000U	309 元
R0635	T4 RNA Ligase 2, truncated	5kU/20kU/100kU	578/1759/6597 元
R0639	AlkB (RNA/DNA 去甲基化酶, Nuclease-free)	200U/1000U/5000U	858/3368/13398 元
R0700S	小 RNA 3'接头(5'腺苷化, 3'封闭)及连接试剂盒	20 次	847 元
R0702	Universal miRNA Cloning Linker (5'腺苷化 3'封闭)	1μg/5μg	329/1336 元
R0716	5' DNA Adenylation Kit	10 次/50 次	371/1345 元
R0719	5' DNA/RNA Adenylase	3kU/15kU	788/2998 元
R7090	Thermostable RNase H	250U/1000U/5000U	545/1747/7032 元



RNA 提取

产品编号	产品名称	产品包装	产品价格
R0011	Beyozol (总 RNA 抽提试剂)	100ml	485 元
R0016	Trizol (总 RNA 抽提试剂)	100ml	589 元
R0021	DEPC 水(DNase、RNase free)	100ml	29 元
R0022	DEPC 水(DNase、RNase free)	500ml	86 元
R0024	RNAeasy™动物 RNA 抽提试剂盒(离心柱式)	12 次	135 元
R0026	RNAeasy™动物 RNA 抽提试剂盒(离心柱式)	50 次	452 元
R0027	RNAeasy™动物 RNA 抽提试剂盒(离心柱式)	200 次	1539 元
R0028	RNAeasy™动物小 RNA 抽提试剂盒(离心柱式)	50 次	680 元
R0032	RNAeasy™ Plus 动物 RNA 抽提试剂盒(离心柱式)	50 次	568 元
R0035	RNAeasy™病毒 RNA 抽提试剂盒(离心柱式)	12 次 50 次/200 次	141/467/1583 元
R0046	裂解液(RNAeasy™动物 RNA 抽提试剂盒用)	50ml/250ml	92/341 元
R0075	BeyoMag™ Oligo (dT)25 Magnetic Beads (mRNA 磁珠)	1ml/5ml	209/788 元
R0077	BeyoMag™磁珠法动物 RNA 提取试剂盒	12 次 50 次/200 次	139/586/1988 元
R0081	BeyoMag™ RNA Clean Magnetic Beads (RNA 纯化磁珠)	1ml/5ml/ 20ml/100ml	168/508/ 1228/3698 元
ST040	DTT (DNase, RNase & Protease free)	1g/5g/25g/100g	78/279/1198/4198 元
ST041	0.5M DTT (DNase, RNase & Protease free)	2ml/10ml	42/171 元
ST876	BeyoPure™ Ultrapure Water (DNase/RNase-Free, Sterile)	100ml/500ml	23.80/80 元
ST1249	DEPC (≥97%, Reagent grade)	2ml/10ml	52/98 元

RNA 电泳

产品编号	产品名称	产品包装	产品价格
R0206	Small RNA Ladder (10-50nt, 9 bands)	100µl	286 元
R0215	2X RNA Loading Buffer	1ml	29 元
R0218S	Urea-PAGE 凝胶配制试剂盒(RNA 专用)	可制 20-30 块胶	396 元
R0231S	BeyoGel™ TBE-Urea PAGE 预制胶(5%, 10 孔)	10 块	1199 元
R0232S	BeyoGel™ TBE-Urea PAGE 预制胶(5%, 15 孔)	10 块	1199 元
R0235S	BeyoGel™ TBE-Urea PAGE 预制胶(10%, 10 孔)	10 块	1199 元
R0236S	BeyoGel™ TBE-Urea PAGE 预制胶(10%, 15 孔)	10 块	1199 元
R0243S	BeyoGel™ TBE-Urea PAGE 预制胶(15%, 10 孔)	10 块	1199 元
R0244S	BeyoGel™ TBE-Urea PAGE 预制胶(15%, 15 孔)	10 块	1199 元
R0248S	BeyoGel™ TBE-Urea PAGE 预制胶(20%, 10 孔)	10 块	1199 元
R0249S	BeyoGel™ TBE-Urea PAGE 预制胶(20%, 15 孔)	10 块	1199 元
ST468	MOPS 电泳缓冲液(10X, pH7.0, DNase/RNase free)	500ml	122 元
ST004L	Agarose	50g	281 元
ST004M	Agarose (Low EEO)	50g	135 元
ST004Q	Agarose (Low EEO)	250g	591 元
ST105	Agarose (Low Melting Point)	1g/5g/25g/100g	52/189/699/2098 元

切割、合成、连接和修饰

产品编号	产品名称	产品包装	产品价格
R0051	Annealing Buffer for RNA Oligos (5X)	1ml	117 元

切割、合成、连接和修饰

产品编号	产品名称	产品包装	产品价格
R0056	PEG8000 (50%, RNase free)	2ml	61 元
R0058	MgCl ₂ (100mM, DEPC-treated)	1ml	58 元
R0621	T4 RNA Ligase 1 (ssRNA Ligase)	1000U/5000U	267/1036 元
R0632S	T4 RNA Ligase 2 (dsRNA Ligase)	1000U	309 元
R0635	T4 RNA Ligase 2, truncated	5kU/20kU/100kU	578/1759/6597 元
R0637	T4 RNA Ligase 2, truncated KQ	5kU/20kU/100kU	696/2116/7916 元
R0639	AlkB (RNA/DNA 去甲基酶, Nuclease-free)	200U/1000U/5000U	858/3368/13398 元
R0700S	小 RNA 3'接头(5'腺苷化, 3'封闭)及连接试剂盒	20 次	847 元
R0702	Universal miRNA Cloning Linker (5'腺苷化 3'封闭)	1μg/5μg	329/1336 元
R0716	5' DNA Adenylation Kit	10 次/50 次	371/1345 元
R0719	5' DNA/RNA Adenylase	3kU/15kU	788/2998 元
R0722	Circular RNA Synthesis Kit	20 次/100 次	205/827 元
R7006	SP6 RNA Polymerase	1KU/5KU/25KU/100KU	136/413/1449/4868 元
R7009	T3 RNA Polymerase	1KU/5KU/25KU/100KU	133/412/1448/4867 元
R7012	T7 RNA Polymerase	1KU/5KU/25KU/100KU	122/381/1376/4453 元
R7013	T7 RNA Polymerase (High Concentration)	25KU/100KU/500KU	1328/4298/15998 元
R7016	T7 Quick High Yield RNA Transcription Kit	25 次/100 次	517/1575 元
R7018	T7 High Yield RNA Transcription Kit	25 次/100 次	516/1573 元
R7020	SP6 High Yield RNA Transcription Kit	25 次/100 次	537/1625 元
R7070	E.coli Poly(A) Polymerase	100U/500U/2.5kU/10kU	288/1138/4556/15428 元
R7075S	Poly(A) Polymerase Tailing Kit	50-250 次	1210 元
R7090	Thermostable RNase H	250U/1000U/5000U	545/1747/7032 元
R7092	RNase R	500U/2KU/10KU	798/2398/8898 元
R7096	RNase T1	100000U/500000U	398/1618 元
D7062	SP6 RNA Polymerase	500U	162 元
D7066	T3 RNA Polymerase	500U	135 元
D7069	T7 RNA Polymerase	1000U	183 元
D7081	BeyoCRISPR™ One-Step sgRNA Synthesis Kit	20 次/100 次	899/3699 元
D7083	BeyoCRISPR™ Two-Step sgRNA Synthesis Kit	20 次/100 次	899/3699 元
D7089	RNase H	100U	188 元
D7098	T4 Polynucleotide Kinase	500U/2000U/10000U	95/278/1035 元
D7100	T4 Polynucleotide Kinase (3' phosphatase minus)	500U/2000U/10000U	143/423/1562 元
D7383	NTP set (100mM each, Nuclease free)	4×250μl	235 元
D7385	NTP Mix (10mM each, Nuclease free)	500μl/2ml	81/195 元
D7387	NTP Mix (25mM each, Nuclease free)	250μl/1ml	93/235 元
P0347	RNase 活性荧光检测试剂盒	100 次/500 次	998/3698 元
R0081	BeyoMag™ RNA Clean Magnetic Beads (RNA 纯化磁珠)	1ml/5ml/20ml/100ml	168/508/1228/3698 元
ST040	DTT (DNase, RNase & Protease free)	1g/5g/25g/100g	78/279/1198/4198 元
ST041	0.5M DTT (DNase, RNase & Protease free)	2ml/10ml	42/171 元
ST576	RNase A (10mg/ml, DNase free)	1ml	386 元
ST577	RNase A (100mg/ml, DNase free)	0.5ml	1510 元
ST578	RNase A (10mg/ml)	1ml	86 元
ST579	RNase A (100mg/ml)	0.5ml	389 元
ST876	BeyoPure™ Ultrapure Water (DNase/RNase-Free, Sterile)	100ml/500ml	23.80/80 元

RNA 相关

RNA 保护

产品编号	产品名称	产品包装	产品价格
R0038	Yeast RNA	1g/5g	37/102 元
R0040	Yeast RNA (DNase, RNase & Proteinase Free)	0.5ml/2ml/10ml	102/329/1315 元
R0036	Carrier RNA(病毒 RNA 等抽提用)	200µg/1mg	81/323 元
R0102	RNase Inhibitor	2000U/10000U/50000U	175/689/2716 元
R0107	氧钒核糖核苷复合物(RNase 抑制剂)	2ml/10ml	106/425 元
R0116	RNA Later™ 血液 RNA 稳定保存液	100ml/500ml	289/828 元
R0118	RNA Later™ 动物组织 RNA 稳定保存液	100ml/500ml	327/990 元
R0121	AllProtect™ 动物组织核酸、蛋白稳定保存液	25ml/100ml	351/1131 元
R0123	RNase and DNase Away	250ml	135 元
R0125	RNase, DNase and DNA Away	250ml	145 元
R0127	RNase, DNase, RNA and DNA Away	250ml	158 元
R0046	裂解液(RNAeasy™ 动物 RNA 抽提试剂盒用)	50ml/250ml	92/341 元
R0141	RNA Later™ 病毒 RNA 稳定保存液	100ml/500ml	268/786 元
ST036	DEPC	10g	243 元
ST040	DTT (DNase, RNase & Protease free)	1g/5g/25g/100g	78/279/1198/4198 元
ST041	0.5M DTT (DNase, RNase & Protease free)	2ml/10ml	42/171 元
ST876	BeyoPure™ Ultrapure Water (DNase/RNase-Free, Sterile)	100ml/500ml	23.80/80 元

RNA 病毒

产品编号	产品名称	产品包装	产品价格
C3021	新型冠状病毒(2019-nCoV) N 基因假病毒	100µl/1ml	168/980 元
R0141	RNA Later™ 病毒 RNA 稳定保存液	100ml/500ml	268/786 元
R0143	病毒样品常规保存液	100ml/500ml	61/236 元
R0145	BeyoDirect™ RNA 病毒直接 qRT-PCR 保存液	100ml/500ml	166/621 元

mRNA 疫苗相关

产品编号	产品名称	产品包装	产品价格
R7025	Pyrophosphatase, Inorganic (yeast)	10U/50U/200U/1000U	198/468/1168/3798 元
D2308-10µg	pT3/SP6/T7-RNA Linearized Template (RNA 体外转录质粒)	10µg	1169 元
D2310	pT3/SP6/T7-RNA-Template (RNA 体外转录质粒)	1µg/100µg	888/1169 元
D2312	pRNA-T3-T7 (RNA 体外转录质粒)	1µg/100µg	888/1169 元
D2314	pRNA-SP6-T7 (RNA 体外转录质粒)	1µg/100µg	888/1169 元
D7383-1ml	NTP set (100mM each, Nuclease free)	4×250µl	235 元
D7385	NTP Mix (10mM each, Nuclease free)	500µl/2ml	81/195 元
D7387-	NTP Mix (25mM each, Nuclease free)	250µl/1ml	93/235 元
D6128	Bsal	1kU/5kU/20kU/200kU	198/758/2368/16568 元
R0021	DEPC 水(DNase、RNase free)	100ml	29 元
R0022	DEPC 水(DNase、RNase free)	500ml	86 元
R0081	BeyoMag™ RNA Clean Magnetic Beads (RNA 纯化磁珠)	1ml/5ml/20ml/100ml	168/508/1228/3698 元
R0102	RNase Inhibitor	2000U/10000U/50000U	175/689/2716 元
R0107	氧钒核糖核苷复合物(RNase 抑制剂)	2ml	106 元
R0108	氧钒核糖核苷复合物(RNase 抑制剂)	10ml	425 元
R0123	RNase and DNase Away	250ml	135 元
R0125	RNase, DNase and DNA Away	250ml	145 元

RNA 相关

mRNA 疫苗相关

产品编号	产品名称	产品包装	产品价格
R0127	RNase, DNase, RNA and DNA Away	250ml	158 元
R0722	Circular RNA Synthesis Kit	20 次/100 次	205/827 元
R7006	SP6 RNA Polymerase	1KU/5KU/25KU/100KU	136/413/1449/4868 元
R7009	T3 RNA Polymerase	1KU/5KU/25KU/100KU	133/412/1448/4867 元
R7012	T7 RNA Polymerase	1KU/ 5KU/25KU/ 100KU	122/381/1376/4453 元
R7016	T7 Quick High Yield RNA Transcription Kit	25 次/ 100 次	517/1575 元
R7018	T7 High Yield RNA Transcription Kit	25 次/ 100 次	516/1537 元
R7020	SP6 High Yield RNA Transcription Kit	25 次/ 100 次	537/1625 元
R7070	E.coli Poly(A) Polymerase	100U/ 500U/2.5kU/10kU	288/1138/4556/15428 元
R7075S	Poly(A) Polymerase Tailing Kit	50-250 次	1210 元
R7090	Thermostable RNase H	250U/ 1000U/5000U	545/1747/7032 元
ST876	BeyoPure™ Ultrapure Water (DNase/RNase-Free, Sterile)	500ml/100ml	80/23.80 元

无 RNA 酶试剂

产品编号	产品名称	产品包装	产品价格
D0816	Glycogen (DNase, RNase & Protease free)	0.5ml/2ml/10ml	651/2265/9622 元
D7383	NTP set (100mM each, Nuclease free)	4×250μl	235 元
D7385	NTP Mix (10mM each, Nuclease free)	2ml/500μl	195/81 元
D7387	NTP Mix (25mM each, Nuclease free)	1ml/250μl	235/93 元
R0021	DEPC 水(DNase、RNase free)	100ml	29 元
R0022	DEPC 水(DNase、RNase free)	500ml	86 元
R0040	Yeast RNA (DNase, RNase &Proteinase Free)	0.5ml/2ml/10ml	102/329/1315 元
R0051	Annealing Buffer for RNA Oligos (5X)	1ml	117 元
R0056	PEG8000 (50%, RNase free)	2ml	61 元
R0058	MgCl ₂ (100mM, DEPC-treated)	1ml	58 元
ST040	DTT (DNase, RNase & Protease free)	1g/5g/25g/100g	78/279/1198/4198 元
ST041	0.5M DTT (DNase, RNase & Protease free)	2ml/10ml	42/171 元
ST468	MOPS 电泳缓冲液(10X, pH7.0, DNase/RNase free)	500ml	122 元
ST498	8M LiCl (DNase/RNase free)	100ml	81 元
ST876	BeyoPure™ Ultrapure Water (DNase/RNase-Free, Sterile)	100ml/500ml	23.80/80 元

Northern 与原位检测

产品编号	产品名称	产品包装	产品价格
R0306	Fluorescence in Situ Hybridization Kit for RNA	100 次/500 次	688/2698 元
R0312	18S rRNA Cy3 FISH Probe	20μg/100μg	598/1988 元
R0323	U6 snRNA Cy3 FISH Probe	20μg/100μg	599/1989 元
R0306	Fluorescence in Situ Hybridization Kit for RNA	100 次/500 次	688/2698 元
R0312	18S rRNA Cy3 FISH Probe	20μg/100μg	598/1988 元

标记与检测

产品编号	产品名称	产品包装	产品价格
ST2055	5-Ethynyl Uridine (EU) (≥98%, BioReagent)	50mg/250mg/1g	156/568/1968 元

碧云天新品不断推出，目录所列价格仅供参考，具体信息请以官网为准



菌种与质粒

1. Li GN, Zhao XJ, Wang Z, Luo MS, Shi SN, Yan DM, Li HY, Liu JH, Yang Y, Tan JH, Zhang ZY, Chen RQ, Lai HL, Huang XY, Zhou JF, Ma D, Fang Y, Gao QL. Elaiophyllin triggers paraptosis and preferentially kills ovarian cancer drug-resistant cells by inducing MAPK hyperactivation. **Signal Transduct Target Ther**. 2022 Sep 12;7(1):317. (2022) (IF38.104)
2. Huang J, Wang L, Shen Y, Zhang S, Zhou Y, Du J, Ma X, Liu Y, Liang D, Shi D, Ma H, Li L, Zhang Q, Chen YH. CDC-like kinase 4 deficiency contributes to pathological cardiac hypertrophy by modulating NEXN phosphorylation. **Nat Commun**. 2022 Jul 30;13(1):4433. doi: 10.1038/s41467-022-31996-9. (2022) (IF17.694)
3. Wang S, Lin YK, Li F, Qin ZF, Zhou ZY, Gao L, Yang ZM, Wang ZG, Wu BJ, An NF- κ B-driven lncRNA orchestrates colitis and circadian clock. **Science Advances**. 2020 Oct 14;6(42): eabb5202. (2020) (IF14.957)
4. Zheng DW, Fan Gao F, Cheng Q, Bao P, Dong X, Fan JX, Song W, Zeng X, Cheng SX, Zhang XZ. A vaccine-based nanosystem for initiating innate immunity and improving tumor immunotherapy. **Nature Communications**. 2020 Apr 24;11(1):1985. (2020) (IF17.694)
5. Shen ZL, Yang HJ, Yang SS, Wang W, Cui XX, Zhou X, Liu W, Pan SK, Liu YF, Zhang JQ, Zhang JM, Xie YH, Liu J. Hepatitis B virus persistence in mice reveals IL-21 and IL-33 as regulators of viral clearance. **Nature Communications**, volume 8, Article number: 2119 (2017). (2017) (IF17.694)
6. Jiang W, Liang P, Wang B, Fang J, Lang J, Tian G, Jiang J, Zhu TF, Optimized DNA extraction and metagenomic sequencing of airborne microbial communities. **Nature Protocols**, 2015 May;10(5):768-79. (2015) (IF17.021)
7. Li D, Wang X, Mei H, Fang E, Ye L, Song H, Yang F, Li H, Huang K, Zheng L, Tong Q, Long Noncoding RNA pancEts-1 Promotes Neuroblastoma Progression through hnRNPK-Mediated β -Catenin Stabilization. **Cancer Research**. 2018 Mar 1;78(5):1169-1183. (2018) (IF13.312)
8. Chen D, Wang Z, Zhao YG, Zheng H, Zhao HY, Liu N, Zhang H, Inositol Polyphosphate Multikinase Inhibits Liquid-Liquid Phase Separation of TFEB to Negatively Regulate Autophagy Activity. **Developmental Cell**. 2020 Dec 7;55(5):588-602. (2020) (IF13.417)

DNA 提取、电泳与纯化

9. Wang L, Zhang X, Lin ZB, Yang PJ, Xu H, Duan JL, Ruan B, Song P, Liu JJ, Yue ZS, Fang ZQ, Hu H, Liu Z, Huang XL, Yang L, Tian S, Tao KS, Han H, Dou KF. Tripartite motif 16 ameliorates nonalcoholic steatohepatitis by promoting the degradation of phospho-TAK1. **Cell Metab**. 2021 Jul 6;33(7):1372-1388.e7. (2021) (IF31.373)
10. Liu D, Zhang P, Zhou J, Liao R, Che Y, Gao MM, Sun J, Cai J, Cheng X, Huang Y, Chen G, Nie H, Ji YX, Zhang XJ, Huang Z, Xu H, She ZG, Li H. TNFAIP3 Interacting Protein 3 Overexpression Suppresses Nonalcoholic Steatohepatitis by Blocking TAK1 Activation. **Cell Metabolism**. 2020 Apr 7;31(4):726-740.e8. (2020) (IF31.373)
11. Li Q, Zhang L, You W, Xu J, Dai J, Hua D, Zhang R, Yao F, Zhou S, Huang W, Dai Y, Zhang Y, Baheti T, Qian X, Pu L, Xu J, Xia Y, Zhang C, Tang J, Wang X. PRDM1/BLIMP1 induces cancer immune evasion by modulating the USP22-SPI1-PD-L1 axis in hepatocellular carcinoma cells. **Nat Commun**. 2022 Dec 12;13(1):7677. (2022) (IF17.694)
12. Bai S, Wang J, Yang K, Zhou C, Xu Y, Song J, Gu Y, Chen Z, Wang M, Shoen C, Andrade B, Cynamon M, Zhou K, Wang H, Cai Q, Oldfield E, Zimmerman SC, Bai Y, Feng X. A polymeric approach toward resistance-resistant antimicrobial agent with dual-selective mechanisms of action. **Sci Adv**. 2021 Jan 27;7(5): eabc9917. (2021) (IF14.957)
13. Zhang LQ, Xu W, Gao XL, Li WJ, Qi SS, Guo DY, Olugbenga Emmanuel Ajayi, Ding SW, Wu QF. lncRNA Sensing of a Viral Suppressor of RNAi Activates Non-canonical Innate Immune Signaling in Drosophila. **Cell Host & Microbe**. 2020 Jan 8;27(1):115-128.e8. (2020) (IF31.316)
14. Chen H, Long H, Cui X, Zhou J, Xu M, Yuan G. Exploring the formation and recognition of an important G-quadruplex in a HIF1 α promoter and its transcriptional inhibition by a benzo[c]phenanthridine derivative. **Journal of the American Chemical Society**, 2014 Feb 12;136(6):2583-91. (2014) (IF16.383)
15. Deng LF, Yao PB, Li L, Ji FS, Zhao S, Xu C, Lan X, Jiang P. p53-mediated control of aspartate-asparagine homeostasis dictates LKB1 activity and modulates cell survival. **Nature Communications**. 2020 Apr 9;11(1):1755. (2020) (IF17.694)
16. Qiao Y, Huang Y, Qiu C, Yue X, Deng L, Wan Y, Xing J, Zhang C, Yuan S, Dong A, Xu J. The use of PEGylated poly [2-(N,N-dimethylamino) ethyl methacrylate] as a mucosal DNA delivery vector and the activation of innate immunity and improvement of HIV-1-specific immune responses. **Biomaterials**. 2010 Jan;31(1):115-23. (2010) (IF15.304)
17. Zhao L, Wang H, Huo K, Cui L, Zhang W, Ni H, Zhang Y, Wu Z, Chu PK, Antibacterial nano-structured titania coating incorporated with



silver nanoparticles. **Biomaterials**, 2011 Aug;32(24):5706-16. (2011) (IF15.3043)

18. Huang K, Yang C, Wang QX, Li YS, Fang C, Tan YL, Wei JW, Wang YF, Li X, Zhou JH, Zhou BC, Yi KK, Zhang KL, Li J, Kang CS, The CRISPR/Cas9 system targeting EGFR exon 17 abrogates NF- κ B activation via epigenetic modulation ofUBXN1 in EGFRwt/vIII glioma cells. **Cancer Letters**, 2016 Dec 18;388:269-280. (2016) (IF9.756)

DNA 操作

19. Li C, Zhan W, Yang Z, Tu C, Hu G, Zhang X, Song W, Du S, Zhu Y, Huang K, Kong Y, Zhang M, Mao Q, Gu X, Zhang Y, Xie Y, Deng Q, Song Y, Chen Z, Lu L, Jiang S, Wu Y, Sun L, Ying T. Broad neutralization of SARS-CoV-2 variants by an inhalable bispecific single-domain antibody. **Cell**. 2022 Apr 14;185(8):1389-1401.e18. (2022)(IF:66.85)
20. Luo J, Yang ZF, Ma Y, Yue ZY, Lin HY, Qu GJ, Huang JP, Dai WT, Li CH, Zheng CB, Xu LQ, Chen HQ, Wang JQ, Li DL, Siwko S, Penninger JM, Ning G, Xiao JR, Liu MY. LGR4 is a receptor for RANKL and negatively regulates osteoclast differentiation and bone resorption. **Nature Medicine**, volume22, pages539–546 (2016). (2016) (IF87.241)
21. Zhao J, Wang J, Pang X, Liu Z, Li Q, Yi D, Zhang Y, Fang X, Zhang T, Zhou R, Zhang T, Guo Z, Liu W, Li X, Liang C, Deng T, Guo F, Yu L, Cen S. An anti-influenza A virus microbial metabolite acts by degrading viral endonuclease PA. **Nat Commun**. 2022 Apr 19;13(1):2079. (2022) (IF:17.694)
22. Zhai Y, Huang X, Zhang K, Huang Y, Jiang Y, Cui J, Zhang Z, Chiu CKC, Zhong W, Li G. Spatiotemporal-resolved protein networks profiling with photoactivation dependent proximity labeling. **Nat Commun**. 2022 Aug 20;13(1):4906. (2022)(IF:17.694)
23. Sun X, Yuan Y, Chen Q, Nie S, Guo J, Ou Z, Huang M, Deng Z, Liu T, Ma T. Metabolic pathway assembly using docking domains from type I cis-AT polyketide synthases. **Nat Commun**. 2022 Sep 21;13(1):5541. (2022)(IF:17.694)
24. Li Y, Zhao Y, Yan X, Ye C, Weirich S, Zhang B, Wang X, Song L, Jiang C, Jeltsch A, Dong C, Mi W. CRL2ZER1/ZYG11B recognizes small N-terminal residues for degradation. **Nat Commun**. 2022 Dec 10;13(1):7636. (2022)(IF:17.694)
25. Song L, Pan J, Yang Y, Zhang Z, Cui R, Jia S, Wang Z, Yang C, Xu L, Dong TG, Wang Y, Shen X. Contact-independent killing mediated by a T6SS effector with intrinsic cell-entry properties. **Nat Commun**. 2021 Jan 18;12(1):423. (2021)(IF:17.694)
26. Wei JY, Li WM, Zhou LL, Lu QN, He W, Melatonin induces apoptosis of colorectal cancer cells through HDAC4 nuclear import mediated by CaMKII inactivation. **Journal of Pineal Research**, 2015 May;58(4):429-38. (2015) (IF12.081)
27. Cui H, Zuo SK, Liu ZP, Liu HH, Wang JH, You TY, Zheng ZY, Zhou Y, Qian XY, Yao HC, Xie L, Liu T, Sham PC, Yu Y, Jun Li ML. The support of genetic evidence for cardiovascular risk induced by antineoplastic drugs. **Science Advances**. 2020 Oct 14;6(42):eabb8543. (2020) (IF14.957)
28. Liang JJ, Jun Lyu, Zhao M, Li D, Zheng MZ, Fang Y, Zhao FZ, Lou J, Guo CS, Wang L, Wang D, Liu WL, Lu LR, Tespa1 regulates T cell receptor-induced calcium signals by recruiting inositol 1,4,5-trisphosphate receptors. **Nature Communications**, volume 8, Article number: 15732 (2017). (2017) (IF17.694)
29. Qiao C, Liu J, Yang J, Li Y, Weng J, Shao Y, Zhang X, Enhanced non-inflammasome mediated immune responses by mannoseylated zwitterionic-based cationic liposomes for HIV DNA vaccines. **Biomaterials**, 2016 Apr;85:1-17. (2016) (IF15.304)
30. Li Y, Li Y, Wu Y, Lu F, Chen Y, Gao W, An electrochemiluminescence biosensor for endonuclease EcoRI detection. **Biosens Bioelectron**, 2017 Mar 15;89(Pt 1):585-91. (2017) (IF12.545)
31. Yap TA, Arkenau HT, Camidge DR, George S, Serkova NJ, Gwyther SJ, Spratlin JL, Lal R, Spicer J, Desouza NM, Leach MO, Chick J, Poondru S, Boipally R, Gedrich R, Brock K, Stephens A, Eckhardt SG, Kaye SB, Demetri G, Scurr M. First-in-human phase I trial of two schedules of OSI-930, a novel multikinase inhibitor, incorporating translational proof-of-mechanism studies. **Clinical Cancer Research**. 2013 Feb 15;19(4):909-19. (2013) (IF13.801)
32. Zhou ZJ, Dai Z, Zhou SL, Hu ZQ, Chen Q, Zhao YM, Shi YH, Gao Q, Wu WZ, Qiu SJ, Zhou J, Fan J. HNRNPAB induces epithelial-mesenchymal transition and promotes metastasis of hepatocellular carcinoma by transcriptionally activating SNAIL. **Cancer Research**. 2014 May 15;74(10):2750-62. (2014) (IF13.312)

反转录与 PCR

33. Umar MI, Chan CY, Kwok CK. Development of RNA G-quadruplex (rG4)-targeting L-RNA aptamers by rG4-SELEX. **Nat Protoc**. 2022 Jun;17(6):1385-1414. (2022) (IF: 17.021)
34. Zhou L, Lei Q, Guo J, Gao Y, Shi J, Yu H, Yin W, Cao J, Xiao B, Andreo J, Ettlinger R, Jeffrey Brinker C, Wuttke S, Zhu W. Long-term whole blood DNA preservation by cost-efficient cryosilicification. **Nat Commun**. 2022 Oct 21;13(1):6265. (2022) (IF:17.694)

35. Li WJ, Zhu XJ, Yuan TJ, Wang ZY, Bian ZQ, Jing HS, Shi X, Chen CY, Fu GB, Huang WJ, Shi YP, Liu Q, Zeng M, Zhang HD, Wu HP, Yu WF, Zhai B, Yan HX, An extracorporeal bioartificial liver embedded with 3D-layered human liver progenitor-like cells relieves acute liver failure in pigs. **Science Translational Medicine**, 2020 Jul 8;12(551):eaba5146. (2020) (IF19.319)
36. Wan W, You ZY, Xu YF, Zhou TH, Xia HG, Liu W, mTORC1 Phosphorylates Acetyltransferase p300 to Regulate Autophagy and Lipogenesis. **Molecular Cell**, 68(2),323-335. (2017) (IF19.328)
37. Jiang WJ, Liang P, Wang BY, Fang JH, Lang JD, Tian G, Jiang JK, Zhu TF, Optimized DNA extraction and metagenomic sequencing of airborne microbial communities. **Nature Protocols**, volume10, pages768–779 (2015). (IF17.021)
38. Wang L, Song GH, Zheng YB, Wang D, Dong HY, Pan JH, Chang XT, miR-573 is a negative regulator in the pathogenesis of rheumatoid arthritis. **Cellular and Molecular Immunology**, volume13, pages839–849 (2016). (IF22.096)

DNA 标记和检测

39. Jiang Z, Wei F, Zhang Y, Wang T, Gao W, Yu S, Sun H, Pu J, Sun Y, Wang M, Tong Q, Gao C, Chang KC, Liu J. IFI16 directly senses viral RNA and enhances RIG-I transcription and activation to restrict influenza virus infection. *Nat Microbiol*. 2021 Jul;6(7):932-945. (2021)(IF:30.964)
40. Tong J, Ren Z, Sun L, Zhou S, Yuan W, Hui Y, Ci D, Wang W, Fan LM, Wu Z, Qian W. ALBA proteins confer thermotolerance through stabilizing HSF messenger RNAs in cytoplasmic granules. **Nat Plants**. 2022 Jul;8(7):778-791. (2022)(IF:17.352)
41. Sun J, Zhang G, Cui Z, Kong X, Yu X, Gui R, Han Y, Li Z, Lang H, Hua Y, Zhang X, Xu Q, Tang L, Xu Z, Ma D, Chen W. Regain flood adaptation in rice through a 14-3-3 protein OsGF14h. **Nat Commun**. 2022 Sep 29;13(1):5664. (2022)(IF:17.694)
42. Liu J, Zhang XM, Chen K, Cheng YJ, Liu SX, Xia M, Chen YL, Zhu H, Li ZQ, Cao XT, CCR7 Chemokine Receptor-Inducible Inc-Dpf3 Restrains Dendritic Cell Migration by Inhibiting HIF-1 α -Mediated Glycolysis. **Immunity**, 50,1-16, (2019). (IF43.474)
43. Xie YR, Liu Y, Ma MD, Zhou Q, Zhao YP, Zhao BB, Wang BB, Wei HB, Wang HY. Arabidopsis FHY3 and FAR1 Integrate Light and Strigolactone Signaling to Regulate Branching. **Nature Communications**. 2020 Apr 23;11(1):1955. (2020) (IF17.694)
44. Xie YR, Liu Y, Wang H, Ma XJ, Baobao Wang BB, Wu GX, Wang HY. Phytochrome-interacting factors directly suppress MIR156 expression to enhance shade-avoidance syndrome in Arabidopsis. **Nature Communications**, volume 8, Article number: 15732 (2017). (2017) (IF17.694)
45. Wang J, Ge PP, Qiang LH, Tian F, Zhao DD, Chai QY, Zhu MZ, Zhou RB, Meng GX, Iwakura Y, Gao GF, Liu CH, The mycobacterial phosphatase PtpA regulates the expression of host genes and promotes cell proliferation. **Nature Communications**, 2017; 8: 244. (2017) (IF17.694)
46. Gao YH, Xu ZP, Zhang LJ, Li S, Wang SG, Yang HL, Liu XL, Zeng DL, Liu QQ, Qian Q, Zhang BC, Zhou YH. MYB61 is regulated by GRF4 and promotes nitrogen utilization and biomass production in rice. **Nature Communications**. 2020 Oct 15;11(1):5219. (2020) (IF17.694)
47. Zhang YH, Li MM, Li LY, Qian G, Wang Y, Chen ZJ, Liu J, Fang C, Huang F, Guo DQ, Zou QM, Chu YW, Yan DP, β -arrestin 2 as an activator of cGAS-STING signaling and target of viral immune evasion. **Nature Communications**. 2020 Nov 26;11(1):6000. (2020) (IF17.694)
48. Miao XP, Systematic Functional Interrogation of Genes in GWAS Loci Identified ATF1 as a Key Driver in Colorectal Cancer Modulated by a Promoter-Enhancer Interaction. **American Journal of Human Genetics**. VOLUME 105, ISSUE 1, P29-47, JULY 03, 2019. (2019) (IF11.043)
49. Wang J, Ge P, Qiang L, Tian F, Zhao D, Chai Q, Zhu M, Zhou R, Meng G, Iwakura Y, Gao GF, Liu CH. The mycobacterial phosphatase PtpA regulates the expression of host genes and promotes cell proliferation. **Nature Communications**. 2017 Aug 15;8(1):244. (2017) (IF17.694)
50. Wang S, Liu K, Xiao L, Yang L, Li H, Zhang F, Lei L, Li S, Feng X, Li A, He J. Characterization of a novel DNA glycosylase from *S. sahachiroi* involved in the reduction and repair of azinomycin B induced DNA damage. **Nucleic Acids Research**. 2016 Jan 8;44(1):187-97. (2016) (IF19.16)
51. Wang Z, Tian X, Zhao Q, Liu Z, Li X, Ren Y, Tang J, Fang J, Xu Q, Bu Q, The E3 Ligase DROUGHT HYPERSENSITIVE Negatively Regulates Cuticular Wax Biosynthesis by Promoting the Degradation of Transcription Factor ROC4 in Rice. **Plant Cell** . 2018 Jan;30(1):228-244. (2018) (IF12.085)

RNA 相关

52. Zhu Y, Liang H, Liu X, Wu J, Yang C, Wong TM, Kwan KYH, Cheung KMC, Wu S, Yeung KWK. Regulation of macrophage polarization through surface topography design to facilitate implant-to-bone osteointegration. **Sci Adv**. 2021 Apr 2;7(14):eabf6654.



- (2021)(IF:14.957)
53. Tan L, Fu JN, Feng F, Liu XM, Cui ZD, Li B, Han Y, Zheng YF, Yeung KWK, Li ZY, Zhu SL, Liang YQ, Feng XB, Wang XB, Wu SL, Engineered probiotics biofilm enhances osseointegration via immunoregulation and anti-infection. **Science Advances**. 2020 Nov 13;6(46):eaba5723. (2020) (IF14.957)
54. Han B, Zhang Y, Zhang Y, Bai Y, Chen X, Huang R, Wu F, Leng S, Chao J, Zhang JH, Hu G, Yao H, Novel insight into circular RNA HECTD1 in astrocyte activation via autophagy by targeting MIR142-TIPARP: implications for cerebral ischemic stroke. **Autophagy**, 2018;14(7):1164-1184. (2018) (IF13.391)
55. Cheng GC, Fan XM, Hao MG, Wang JL, Zhou XM and Sun XQ, Higher levels of TIMP-1 expression are associated with a poor prognosis in triple-negative breast cancer. **Molecular Cancer**, December 2016, 15:30. (2016) (IF41.444)
56. Zhang J, Wang LL, Hou MF, Xia YK, He WH, Yan A, Weng YP, Zeng LP and Chen JH. A ratiometric electrochemical biosensor for the exosomal microRNAs detection based on bipedalDNA walkers propelled by locked nucleic acid modified toehold mediate strand displacement reaction. **Biosens Bioelectron**. 2018 Apr 15;102:33-40. (2018) (IF12.545)
57. Xu F, Zhou W, Cao J, Xu Q, Jiang D, Chen Y, A Combination of DNA-peptide Probes and Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry (LC-MS/MS):A Quasi-Targeted Proteomics Approach for Multiplexed MicroRNA Quantification. **Theranostics**, 2017 Jul 8;7(11):2849-2862. (2017) (IF11.6)